

INFORMATIONS DE BASE

Système implantaire Straumann® TLC



Informations sur la manipulation technique

SOMMAIRE

1. LE SYSTÈME IMPLANTAIRE STRAUMANN® TLC	3
2. IMPLANT	4
2.1 Conception et spécification	4
3. CONNEXION	5
4. INSTRUMENTS	7
4.1 VeloDrill™	8
4.2 Irrigation externe lors de l'utilisation d'une rallonge pour foret	8
4.3 Guide de parallélisme et jauge de profondeur	9
4.4 Jauge de profondeur de l'implant	9
4.5 Instrument de vissage d'implant	10
4.6 Clé à cliquet et dispositifs dynamométriques	11
4.7 Cassette modulaire Straumann®	12
4.8 Configuration pour une intervention chirurgicale TLC sans manipulation	12
4.9 Configuration de tous les diamètres d'implants TLC de 3,3 à 6,5 mm	13
4.10 Configuration pour une chirurgie guidée TLC	15
5. PROCÉDURE CHIRURGICALE ET PHASE DE CICATRISATION	16
5.1 Planification préopératoire	16
5.2 Préparation du site implantaire	20
5.3 Pilier d'empreinte	26
5.4 Pose de l'implant	27
5.5 Gestion des espaces	29
5.6 Fermeture primaire de l'implant	30
5.7 Phase de cicatrisation	30
6. APERÇU DU FLUX DE TRAVAIL PROTHÉTIQUE	31
6.1 Aperçu de la partie secondaire	31
6.2 Système de marquage laser	32
6.3 Aperçu des composants prothétiques	34
7. CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES	37
7.1 Comment vérifier le bon positionnement des piliers d'empreinte	37
7.2 Retrait de parties secondaires vissées NT dans des implants TorcFit™ Tissue Level	37
8. GESTION DES TISSUS MOUS	38
8.1 Cicatrisation de la sous-muqueuse	38
8.2 Cicatrisation de la transmuqueuse	39
9. RESTAURATION PROVISOIRE	40
9.1 Coiffe de cicatrisation – Titane de grade 4	40
9.2 Parties secondaires provisoires – alliage de titane (TAN)	41

10. PRISE D'EMPREINTE	43
10.1 Prise d'empreinte classique au niveau de l'implant	43
10.2 Procédure avec porte-empreinte fermé	44
10.3 Procédure avec porte-empreinte ouvert	46
10.4 Empreintes numériques : corps de scannage mono Straumann® CARES®	48
11. RESTAURATION DÉFINITIVE	49
11.1 Straumann® Variobase®	49
11.2 Parties secondaires Straumann® Novaloc®	51
11.3 Parties secondaires scellables Straumann® droites et angulées pour couronnes et bridges	53
11.4 Parties secondaires en or Straumann®	55
11.5 Parties secondaires Straumann® CARES®	57
11.6 Blocs de parties secondaires préusinés Straumann® (PMAB)	57
11.7 Barres et bridges transvissés Straumann®	58
11.8 Straumann® CARES® Scan & Shape	59
11.9 Smile in a Box®	61
11.10 Configuration de la cassette et intervention chirurgicale sans manipulation	62
12. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	67
13. LISTE DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS	68
13.1 Implants TLC Standard Plus SLActive®	68
13.2 Coiffes de fermeture	69
13.3 Coiffes de cicatrisation	69
13.4 Piliers d'empreinte	70
13.5 Analogues d'implants	70
13.6 Analogues d'implants repositionnables	70
13.7 Corps de scannage	70
13.8 Vis basales	70
13.9 Parties secondaires provisoires	71
13.10 Variobase® pour couronne	71
13.11 Variobase® pour couronne SA	72
13.12 Variobase® pour bridge/barre cylindrique	72
13.13 Variobase® C	73
13.14 Parties secondaires à sceller	73
13.15 Parties secondaires en or	74
13.16 Blocs de parties secondaires pré-usinés	74
13.17 Parties secondaires Novaloc®	75
13.18 Instruments	77

À PROPOS DE CE GUIDE

La procédure chirurgicale et prothétique décrit les étapes requises pour l'implantation et la restauration du système implantaire Straumann® TLC. Le système implantaire Straumann® TLC est seulement recommandé pour des cliniciens possédant des compétences chirurgicales avancées. On considère que l'utilisateur a l'habitude de placer des implants dentaires. Toutes les informations détaillées ne figureront pas dans ce guide. Des références aux manuels existants de la procédure Straumann® seront effectuées à travers ce document.











Tous les produits présentés ne sont pas toujours disponibles sur tous les marchés.

1. LE SYSTÈME IMPLANTAIRE STRAUMANN® TLC

Le système implantaire Straumann® TLC offre des implants avec un apex conique au niveau tissulaire (TLC) conçus pour une stabilité primaire élevée et des procédures de traitement avec mise en charge immédiate.

Les implants Straumann® TLC sont fabriqués à partir du matériau Roxolid® avec la surface SLActive® et sont disponibles avec des diamètres endo-osseux externes maximaux de Ø 3,3 mm, Ø 3,75 mm, Ø 4,5 mm et Ø 5,5 mm, avec des longueurs allant de 8 mm à 18 mm pour le diamètre endo-osseux externe maximal de Ø 3,3 mm, et de 6 mm à 18 mm pour les diamètres Ø 3,75 mm et Ø 4,5 mm, et de 6 mm à 16 mm pour un diamètre de Ø 5,5 mm. Une couleur unifiée simplifie l'identification des instruments et des implants pour les diamètres endo-osseux externes maximaux disponibles. Les implants Straumann® TLC sont disponibles avec un col de 1,8 mm (Standard Plus - SP).


Les composants prothétiques de Straumann® TLC sont identifiés avec NT (Narrow TorcFit™/un point), RT (Regular TorcFit™/deux points) et WT (Wide TorcFit™/trois points), correspondant aux diamètres de col de respectivement Ø 3,5 mm, Ø 4,8 mm et Ø 6,5 mm.

		TLC SP Implant Straumann® Ø 3,3 mm		TLC SP Implant Straumann® Ø 3,75 mm		TLC SP Implant Straumann® Ø 4,5 mm		TLC SP Implant Straumann® Ø 5,5 mm	
Hauteur de col		Standard Plus - Col de l'implant 1,8 mm							
Code couleur		 (blanc)		 (rouge)		 (vert)		 (marron)	
Plateforme prothétique		NT	RT	RT		RT	WT		WT
Connexion		TorcFit™							
Image									
SLActive®									
Longueurs disponibles	6 mm	—		035.7306S		035.7506S	035.7606S	035.7706S	
	8 mm	035.7008S	035.7108S	035.7308S		035.7508S	035.7608S	035.7708S	
	10 mm	035.7010S	035.7110S	035.7310S		035.7510S	035.7610S	035.7710S	
	12 mm	035.7012S	035.7112S	035.7312S		035.7512S	035.7612S	035.7712S	
	14 mm	035.7014S	035.7114S	035.7314S		035.7514S	035.7614S	035.7714S	
	16 mm	035.7016S	035.7116S	035.7316S		035.7516S	035.7616S	035.7716S	
	18 mm	035.7018S	035.7118S	035.7318S		035.7518S	035.7618S	—	

2. IMPLANT

2.1 CONCEPTION ET SPÉCIFICATION

TLC Standard Plus




	Implant Straumann® TLC					
	Ø 3,3 mm NT	Ø 3,3 mm RT	Ø 3,75 mm RT	Ø 4,5 mm RT	Ø 4,5 mm WT	Ø 5,5 mm WT
[A] Diamètre externe maximal	Ø 3,3 mm		Ø 3,75 mm	Ø 4,5 mm		Ø 5,5 mm
[B] Diamètre de col	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm		Ø 6,5 mm	
[C] Diamètre de la plate-forme	Ø 2,9 mm	Ø 3,7 mm	Ø 3,7 mm		Ø 5,0 mm	
[D] Diamètre de la connexion	Ø 2,7 mm					
[E] Profondeur de la connexion	2,8 mm					
[F] Profondeur de la connexion avec le trou de la vis	5,4 mm					
[G] Hauteur du biseau de 45°	0,3 mm	0,65 mm	0,65 mm		0,85 mm	
[H] Hauteur de col lisse Standard Plus	1,8 mm					
[M] Pas de filetage / pas d'hélice / profondeur	0,8 mm/ 20°/0,35 mm			0,9 mm/20°/0,45 mm		1 mm/ 20°/ 0,5 mm
[N] Longueurs	8-18 mm		6-18 mm			6-16 mm
[O] Épaisseur de la paroi supérieure	0,5 mm		0,67 mm	1,05 mm		1,55 mm
[P] Épaisseur de la paroi moyenne	0,79 mm		1,03 mm	1,24 mm		1,70 mm
Nombre de bords tranchants	2			4		
Longueurs des implants : 6 mm à 10 mm						
[J] Diamètre apical du corps de l'implant	1,52 mm		1,81 mm	2,36 mm		3,18 mm
[K] Diamètre apical du filetage	2,22 mm		2,63 mm	3,5 mm		4,63 mm
[L] Partie conique / cône	2,6 mm/14°			2,7 mm/14°		2,6 mm/14°
Longueurs des implants : 12 mm à 18 mm						
[J] Diamètre apical du corps de l'implant	1,35 mm		1,61 mm	2,1 mm		2,21 mm
[K] Diamètre apical du filetage	2,05 mm		2,37 mm	3,1 mm		4,14 mm
[L] Partie conique / cône	5 mm/8°		5,2 mm/8°	5,5 mm/8°		

3. CONNEXION

L'implant Straumann® TLC comprend la connexion intuitive TorcFit™. Cette connexion est compatible avec une insertion autoguidée, pour une indication tactile nette. Six positions permettent un alignement simple mais flexible et une protection exceptionnelle contre la rotation.


Torx amélioré avec six positions :

- Permet la transmission de couples élevés
- Alignement simple mais flexible des implants et des parties secondaires




Connexion prothétique conique 7° :

- Stabilité mécanique excellente




Connexion prothétique avec épaulement à 45° :

- Stabilité mécanique excellente
- Ajustement exact de l'implant avec la partie secondaire
- Profils d'émergence extra larges (implants de diamètre > 5,5 mm)
- Compensation des divergences pour les bridges




Partie supérieure plate :

- Haute précision pour le corps de scannage




Tous les implants TLC présentent la même géométrie interne quel que soit le diamètre de l'implant. Cela permet l'utilisation du même instrument de vissage d'implant pour tous les implants.



4. INSTRUMENTS


Le système implantaire Straumann® TLC est fourni avec un ensemble spécifique d'instruments.

Les instruments comportent des marquages de profondeur situés à 2 mm d'intervalle, qui correspondent aux longueurs d'implants disponibles. Le premier marquage en gras sur les forets représente 10 mm et 12 mm, le bord inférieur du marquage correspondant à 10 mm et le bord supérieur à 12 mm. Le deuxième marquage en gras sur les forets longs représente 16 mm et 18 mm, le bord inférieur du marquage correspondant à 16 mm et le bord supérieur à 18 mm.




















1. Foret aiguille : 026.0056
2. Foret pilote, long : 066.1701
3. Guide de parallélisme : 046.799
4. Foret Ø4,2 mm long : 066.1706
5. Jauge de profondeur : 046.804
6. Implant TLC Ø4,5 RT/12 mm : 035.75125
7. Jauge de profondeur de l'implant : 066.2000

Mise en garde : en raison de la fonction et de la conception des forets, l'extrémité du foret est jusqu'à 0,5 mm plus longue que la profondeur d'insertion de l'implant. Par exemple, si vous usinez jusqu'à 10 mm, l'ostéotomie réelle a une profondeur de 10,5 mm.



4.1 VELODRILL™

La gamme TLC VeloDrill™ dans le système implantaire dentaire Straumann® est fournie avec un code couleur, la couleur correspondant au diamètre spécifique de l'implant. Pour un contrôle précis de la profondeur, les produits VeloDrill™ sont compatibles avec une butée d'arrêt jetable (se référer au document *Butée d'arrêt Straumann®, Informations de base (702874/fr)*). Les produits VeloDrills™ sont compatibles avec des interventions chirurgicales sans manipulation et avec la chirurgie guidée.

	Foret aiguille	Foret pilote	Forets						
Couleur	–								
Image (court)									
Diamètre	Ø 1,6 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,8 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,7 mm	Ø 4,2 mm	Ø 4,7 mm	Ø 5,2 mm
Diamètre de l'étape	–		Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,6 mm	Ø 3,9 mm	Ø 4,4 mm	Ø 4,9 mm
Court	026.0054	066.1301	066.1302	066.1303	066.1304	066.1305	066.1306	066.1307	066.1308
Long	026.0056	066.1701	066.1702	066.1703	066.1704	066.1705	066.1706	–	
Matériau	Acier inoxydable								

4.2 IRRIGATION EXTERNE LORS DE L'UTILISATION D'UNE RALLONGE POUR FORET




La butée d'arrêt réduit l'efficacité de l'irrigation quand une rallonge pour foret est utilisée. Dans ce cas, utiliser une irrigation externe supplémentaire (p. ex. avec une seringue) pour assurer un refroidissement correct de l'ostéotomie pendant le forage.

4.3 GUIDE DE PARALLÉLISME ET JAUGE DE PROFONDEUR

Des guides de parallélisme et des jauges de profondeur sont disponibles pour une mesure précise de la profondeur et de l'alignement de l'orientation et de la position de l'ostéotomie. Leurs diamètres et leurs couleurs correspondent aux diamètres des forets et sont compatibles avec tous les systèmes implantaires dentaires Straumann®.

L'extrémité et la rainure ont chacune une longueur de 1,0 mm. Cela permet des mesures de la distorsion sur une radiographie inter-opératoire.




4.4 JAUGE DE PROFONDEUR DE L'IMPLANT

Jauge de profondeur de l'implant pour une mesure précise de la profondeur et un examen tactile de l'ostéotomie.

Extrémité bleue : utilisée pour examiner l'ostéotomie effectuée avec le foret pilote, Ø 2,2 mm.

Extrémité jaune : utilisée pour examiner l'ostéotomie effectuée avec le foret Ø 2,8 mm et des forets de plus gros diamètre.










La jauge de profondeur de l'implant est fabriquée en alliage de titane (TAN) et est compatible avec tous les systèmes implantaires dentaires Straumann®.




Jauge de profondeur de l'implant, 066.2000

4.5 INSTRUMENT DE VISSAGE D'IMPLANT


Un instrument spécifique de vissage d'implant à utiliser pour la préhension et l'insertion des implants Straumann® TLC.

Types d'instruments de vissage d'implant								
Instrument de vissage d'implant pour contre-angle				Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet			Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, vissé	
								
court	moyen	long	extra-long	court	moyen	long	court	long
Longueur 21 mm	Longueur 26 mm	Longueur 31 mm	Longueur 36 mm	Longueur 21 mm	Longueur 26 mm	Longueur 31 mm	Longueur 21 mm	Longueur 31 mm
Acier inoxydable								
066.4101	066.4107	066.4102	066.4108	066.4201	066.4207	066.4202	066.4205	066.4206

Remarque : prenez en compte l'espace intra-oral disponible lors de la sélection de l'instrument de vissage d'implant. Les versions longue et extra-longue sont recommandées uniquement en position antérieure.

Poignée chirurgicale pour l'instrument de vissage d'implant TorcFit™

Acier inoxydable
066.4000

L'instrument de vissage d'implant pour contre-angle (long (066.4102), extra long (066.4108)) est compatible avec la poignée chirurgicale, pour l'instrument de vissage d'implant TorcFit™. Si des instruments de vissage d'implant chirurgical manuels sont utilisés pour l'insertion de l'implant, on doit faire particulièrement attention d'éviter un serrage excessif.



Les marquages arrondis sur les instruments de vissage d'implant indiquent la distance par rapport à la partie supérieure plate de l'implant par intervalles de 1 mm. Comme le col de l'implant SP a une hauteur de 1,8 mm, la distance du premier repère rond jusqu'au bord de la surface SLActive® est de 1,8 mm + 1 mm = 2,8 mm, celle depuis le deuxième repère rond est de 3,8 mm, et celle depuis le troisième repère rond de 4,8 mm.

4.6 CLÉ À CLIQUET ET DISPOSITIFS DYNAMOMÉTRIQUES

La clé à cliquet est un bras de levier en deux parties avec un bouton rotatif pour modifier la direction de la force. Elle est fournie avec un instrument d'entretien utilisé pour serrer et desserrer la tête de la vis. La clé de désolidarisation (046.064) peut être utilisée pour la stabilisation de la clé à cliquet.


Deux dispositifs dynamométriques différents sont disponibles pour la transmission ou la mesure d'un couple, avec des marquages de 15 Ncm/35 Ncm et 35-50 Ncm/80 Ncm respectivement. Choisir le dispositif approprié en fonction de l'utilisation envisagée.

Clé à cliquet et dispositif dynamométrique				
	Clé de désolidarisation	Clé à cliquet	Dispositif dynamométrique pour clé à cliquet	Dispositif dynamométrique pour clé à cliquet, chirurgical
Utilisation prévue	Auxiliaire	Transmission du couple	Prothétique	Chirurgical
Marquages du couple	SO	SO	0 / 15 / 35 Ncm	0 / 35 / 50 / 80 Ncm
Référence	046.064	046.119	046.049	066.1100
Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable, avec revêtement ADLC

Remarque : afin de garantir un fonctionnement parfait et prolongé, et la possibilité de nettoyage, la clé à cliquet doit toujours être démontée et les pièces individuelles désinfectées, nettoyées et stérilisées après usage. Son fonctionnement doit être vérifié dans un délai adéquat avant chaque utilisation.

Utilisez toujours l'instrument de service pour serrer le boulon de la clé à cliquet avant utilisation.

Affichage du couple de serrage sur le dispositif dynamométrique :



4.7 CASSETTE MODULAIRE STRAUMANN®

La cassette modulaire Straumann® est utilisée pour la stérilisation et la conservation en toute sécurité des instruments chirurgicaux et des auxiliaires. Pour obtenir des informations concernant la façon de nettoyer et de stériliser la cassette, veuillez vous référer au document *Cassette modulaire Straumann®, Informations de base* (702527/fr). Les modules B et C peuvent être empilés de la façon indiquée dans l'illustration.


Le code QR sur les plateaux de la cassette modulaire conduit à une page Web en ligne d'aide avec les documents relatifs au flux de travail chirurgical, ainsi qu'à la configuration et à l'entretien de la cassette.




4.8 CONFIGURATION POUR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE TLC SANS MANIPULATION

Pour les implants TLC avec un diamètre de 3,3 mm, 3,75 mm et 4,5 mm. Pour une configuration simple, de base, utilisez le kit auxiliaire en association avec le module B.

Module C, kit auxiliaire
041.783



Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC
041.785



Pour obtenir plus d'informations, se référer au document *Cassette modulaire Straumann®, Guide de sélection* (702824/fr).

4.9 CONFIGURATION DE TOUS LES DIAMÈTRES D'IMPLANTS TLC DE 3,3 À 6,5 MM

Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX
041.787

BLC/TLC Fraises profilées

Fraise profilée 034.362, Fraise profilée 034.363, Fraise profilée 034.365, Fraise profilée 034.366, Fraise profilée 034.367

Guide de parallélisme et jauge de profondeur

Guide de parallélisme 046.799, Jauge de profondeur 046.800, Jauge de profondeur 046.801, Jauge de profondeur 046.802, Jauge de profondeur 046.803, Jauge de profondeur 046.804, Jauge de profondeur 046.805, Jauge de profondeur 046.806, Jauge de profondeur 046.807

Pièces de rechange (facultatif)

Tournevis SCS 046.401, Rallonge pour foret 040.563, SCS Tournevis pour contre-angle 046.411

Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet
066.4201, 066.4207, 066.4202

Instrument de vissage d'implant pour contre-angle
066.4101, 066.4107, 066.4102

straumann BLC - TLC - BLX - TLX

Pièces de rechange

Fraises profilées

Code QR

Guide de parallélisme/ Jauges de profondeur

VeloDrills™

Illustration des repères de profondeur de forage

4 6 10 12 16 18

Fraise ronde
044.003, 044.004

Foret aiguille
026.0056


Forets aiguilles et fraises rondes

066.1701, 066.1501, 066.1301, 066.1702, 066.1502, 066.1302, 066.1703, 066.1503, 066.1303, 066.1704, 066.1504, 066.1304, 066.1705, 066.1505, 066.1305, 066.1706, 066.1506, 066.1306, 066.1507, 066.1307, 066.1508, 066.1308, 066.1509, 066.1309


VeloDrills™

Choisissez une longueur de foret parmi les versions courte, moyenne ou longue, selon la longueur de l'implant utilisé. Consultez la liste des articles à la page 81.

Pour ajouter des instruments et outils supplémentaires, utilisez le module A. Le module A permet essentiellement de stocker les instruments susceptibles d'être communs aux différentes gammes d'implants. Les utilisateurs peuvent configurer le module A en fonction de leurs besoins, en modifiant les plateaux amovibles situés à l'intérieur du module A.



4.10 CONFIGURATION POUR UNE CHIRURGIE GUIDÉE TLC



5. PROCÉDURE CHIRURGICALE ET PHASE DE CICATRISATION

La procédure chirurgicale pour le système implantaire Straumann® TLC comprend 3 étapes :

- Planification préopératoire
- Préparation du site implantaire
- Insertion de l'implant

5.1 PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE


Une planification prothétique est recommandée et une communication étroite entre le patient, le dentiste, le chirurgien et le prothésiste dentaire est impérative pour obtenir le résultat esthétique souhaité.

Pour déterminer la situation topographique, l'orientation axiale et les implants appropriés, il est recommandé de réaliser un wax-up/une configuration utilisant le modèle de l'étude préparé au préalable. Le type de superstructure peut être défini par la suite. Le wax-up/la configuration peut ensuite être utilisé/e comme base pour un transparent pour radiographie ou un guide de forage sur-mesure et pour une restauration provisoire.

À noter : les parties secondaires doivent toujours être mises en charge en position axiale. Idéalement, le grand axe de l'implant doit être aligné avec les cuspidés de la dent opposée. La formation extrême de cuspidés doit être évitée, car cela peut conduire à une charge non physiologique.


La disponibilité de l'os mésiodistal est un facteur important lors du choix du type et du diamètre de l'implant, ainsi que des distances entre les implants dans le cas de la pose de plusieurs implants. Le point de référence sur l'implant pour mesurer les distances mésiodistales est toujours le diamètre le plus élevé de l'implant.

Les trois règles suivantes doivent être considérées comme des directives minimales :




Règle 1 : distance par rapport à la dent adjacente au niveau du col

Une distance minimale (mésiale et distale) de **1,5 mm** du col de l'implant à la dent adjacente est recommandée.



Règle 2 : distance par rapport aux implants adjacents au niveau osseux.

Une distance minimale de **3 mm** entre deux cols d'implants adjacents (mésiodistaux) est recommandée.



Règle 3 : la couche osseuse faciale ou palatine doit avoir au moins 1,5 mm d'épaisseur pour assurer des conditions stables pour les tissus mous et durs. Dans cette limite, lors d'une restauration, la position et l'axe d'un implant orofacial doivent être choisis de manière à rendre possible des restaurations vissées.


Attention : une procédure d'augmentation est indiquée si la paroi osseuse orofaciale est inférieure à 1,5 mm ou en l'absence d'une couche osseuse sur un ou plusieurs côtés. Cette technique doit être utilisée uniquement par des dentistes possédant une expérience adéquate de l'utilisation de procédures d'augmentation.

5.1.1 Film radiographique de référence

La disponibilité osseuse verticale détermine la longueur de l'implant qu'il est possible de mettre en place. Une distance minimale de 2 mm doit être conservée entre l'apex de l'implant et le nerf alvéolaire. Pour une détermination plus facile de la disponibilité osseuse verticale, nous recommandons l'utilisation d'un film radiographique de référence avec la sphère de référence pour radiographie.

Les films radiographiques de référence TLC sont utilisés pour effectuer des mesures et des comparaisons. Ils facilitent également le choix du type, du diamètre et de la longueur d'implant appropriés. Comme les distorsions qui se produisent dans les radiographies, les dimensions de l'implant sont présentées sur des films radiographiques de références individuels avec les facteurs de distorsion correspondants (1:1 à 1,7:1). La détermination de chaque facteur d'agrandissement ou échelle est possible en faisant apparaître la sphère de référence pour radiographie sur le film radiographique de référence. Tout d'abord, comparer la taille de la sphère de référence pour radiographie sur la radiographie du patient à sa taille sur le film radiographique de référence. Superposer les deux images pour trouver la bonne échelle. Ensuite, déterminer les relations spatiales autour de la position de l'implant et déterminer la longueur de l'implant et la profondeur d'insertion.

Pour obtenir plus d'informations sur la préparation d'un modèle de radiographie avec les sphères de référence, veuillez vous référer au document *Système implantaire dentaire Straumann®, Informations de base (702084/fr)*.



Remarque : les implants Straumann® TLC ne sont utilisés qu'avec des films radiographiques spécifiques à l'implant TLC.


Calculer la disponibilité osseuse effective à l'aide de la formule suivante :

$$\frac{\text{Sphère de référence pour radiographie} \times \text{disponibilité osseuse (radiographie*)}}{\text{Diamètre de la sphère de référence sur la radiographie}} = \text{Disponibilité osseuse effective}$$

* En tenant compte des structures anatomiques associées à l'implant (p. ex. canal mandibulaire, sinus maxillaire, etc.)

5.1.2 Logiciel de planification

Une possibilité est la planification numérique avec p. ex. coDiagnostiX®. Les diagnostics 3D et le logiciel de planification d'implant sont conçus pour la planification chirurgicale guidée par imagerie des implants dentaires, y compris l'implant Straumann® TLC, qui sont inclus dans la bibliothèque numérique du système. Le travail avec ce logiciel est basé sur les données d'imagerie médicale d'un patient telles que la TDM (tomodensitométrie) ou la DVT (tomographie volumétrique numérique) qui sont traitées par coDiagnostiX®.



La planification comprend le calcul de plusieurs coupes (comme une OPG virtuelle ou une reconstruction tridimensionnelle du groupe de données d'imagerie) et l'analyse des données d'imagerie et de la pose des implants, des parties secondaires et des douilles d'usinage.

Le logiciel coDiagnostiX® est conçu pour une utilisation par des professionnels possédant des connaissances appropriées en implantologie et en chirurgie dentaire. Pour de plus amples informations, consulter le manuel coDiagnostiX®.




Flux de travail CARES® Synergy

CARES® Synergy fournit une communication en temps réel entre le logiciel de planification d'implant (coDiagnostiX®) et le logiciel de laboratoire (c.-à-d. Straumann® CARES®) et améliore la planification de l'implant en permettant la visualisation de la relation entre la position proposée de l'implant et la restauration proposée.

5.1.3 Guide Straumann® Pro Arch




Pour une orientation intra-opératoire et tridimensionnelle de l'angulation de l'implant (mésiale/ distale) et un parallélisme oral, utiliser le guide Straumann® Pro Arch.

Le guide Pro Arch est utilisé dans les mâchoires édentées pour la pose chirurgicale d'implants. Le guide Pro Arch peut être facilement plié pour s'adapter à l'arcade dentaire. Il est fixé par forage dans la symphyse avec un Foret N°1 Ø2,2 mm et une broche dans la mâchoire. La profondeur de forage pour la cavité osseuse de la broche est de 10 mm. La profondeur de forage peut être contrôlée de façon optique à l'aide des marquages de profondeur des forets. Utilisez le tournevis hexagonal TS (046.420) pour l'ajustement et le démontage.



Pour obtenir plus d'informations sur le traitement de cas édentés et les poses angulées des implants TLC, consultez le document *Straumann® Pro Arch, Informations de base* (702166/fr).

5.1.4 Définition de la densité osseuse

Vue transversale de différents types de qualité osseuse*		
Type I	Type II/III	Type IV
Dur	Moyen	Mou
Os cortical épais avec cavité de moelle osseuse	Os cortical mince avec os trabéculaire dense offrant une bonne résistance	Os cortical très mince avec os trabéculaire de faible densité offrant une faible résistance
		

* Lekholm U, Zarb G. Patient selection and preparation in Tissue Integrated Prostheses. Branemark P I, Zarb G A, Albrektsson T (eds). pp199–210. Quintessence, 1985.

5.2 PRÉPARATION DU SITE IMPLANTAIRE

La cassette modulaire Straumann® avec des instruments spécifiques est utilisée pour la préparation du site implantaire. Des protocoles d'usinage différents doivent être utilisés en fonction de la densité osseuse. Cela offre la flexibilité nécessaire pour ajuster la préparation du site implantaire à la qualité de l'os, ainsi qu'à la situation anatomique.

Un guide rapide du protocole d'usinage chirurgical est imprimé sur la cassette et indique le foret final recommandé pour chaque diamètre d'implant et densité osseuse.

	Diamètre endo-osseux externe maximal de l'implant			
	Ø 3,3	Ø 3,75	Ø 4,5	Ø 5,5
Mou	● 2,2	● 2,2	○ 3,2	● 4,2
Moyen	● 2,8 + P 3,3	○ 3,2 + P 3,75	● 3,7 + P 4,5	● 4,7 + P 5,5
Dur	○ 3,2 + P 3,3	● 3,5 + P 3,75	● 4,2 + P 4,5	● 5,2 + P 5,5

La densité osseuse



Diamètre du foret final

Fraise profilée

Remarque : chaque site implantaire doit être d'abord préparé avec le foret pilote (Ø 2,2 mm) sur toute la longueur de l'implant. Dans le guide rapide, seul le foret final est affiché. Le clinicien peut décider d'utiliser ou non des forets selon une séquence avec des diamètres croissants. Utiliser les forets selon une direction de rotation dans le sens horaire et une technique d'usinage intermittente et prévoir un refroidissement suffisant avec une solution saline stérile pré-refroidie (5 °C). Ne pas dépasser les vitesses de forage recommandées, comme indiqué à la page suivante.

5.2.1 Flux de travail pour TLC Ø 3,3 mm

Préparation du site implantaire, illustré avec un implant TLC Ø 3,3 mm/12 mm RT

Forage avec un foret pilote Contrôle des axes implantaires		Définir la densité osseuse	Finir la préparation du site implantaire en fonction de la densité osseuse			Pose de l'implant
Fraise profilée	Guide de parallélisme Ø 2,2 mm		Foret Ø 2,8 mm	Foret Ø 3,2 mm	Fraise profilée Ø 3,3 mm	
		Mou				TLC Ø 3,3 mm SLActive® 12 mm, Roxolid®
		Moyen	➤●		➤P	
		Dur	➤○		➤P	
						
800 trs/min			800 trs/min	800 trs/min	300 trs/min	15 trs/min
066.1301			066.1302	066.1303	034.362	



Mise en garde : en raison de la fonction et de la conception des forets, l'extrémité du foret est jusqu'à 0,5 mm plus longue que la profondeur d'insertion de l'implant. Par exemple, si vous forez jusqu'à 12 mm, le site implantaire réel a une profondeur de 12,5 mm.

Traitement de l'os cortical : en présence d'une couche d'os cortical dur, il est recommandé d'élargir le site implantaire dans cette région à l'aide d'une fraise profilée Ø 3,3 mm pour des implants Ø 3,3 mm, indépendamment de la qualité osseuse globale.

Pose de l'implant sous la crête : déterminez la profondeur de forage en fonction de la position définitive de l'implant et ne sous-préparez jamais en longueur avec le foret pilote.

5.2.2 Flux de travail pour TLC Ø3,75 mm

Préparation du site implantaire, illustré avec un implant TLC Ø3,75 mm/12 mm RT

Forage avec un foret pilote Contrôle des axes implantaires		Définir la densité osseuse	Finir la préparation du site implantaire en fonction de la densité osseuse				Pose de l'implant
Fraise profilée	Guide de parallélisme Ø 2,2 mm		Foret Ø 2,8 mm	Foret Ø 3,2 mm	Foret Ø 3,5 mm	Fraise profilée Ø 3,75 mm	TLC Ø 3,75 mm SLActive® 12 mm, Roxolid®
		Mou				→	
		Moyen	→ ●	→ ○		→ P →	
		Dur	→ ●		→ ●	→ P →	
							
800 trs/min			800 trs/min	800 trs/min	800 trs/min	300 trs/min	15 trs/min
066.1301			066.1302	066.1303	066.1304	034.363	

Mise en garde : en raison de la fonction et de la conception des forets, l'extrémité du foret est jusqu'à 0,5 mm plus longue que la profondeur d'insertion de l'implant. Par exemple, si vous forez jusqu'à 12 mm, le site implantaire réel a une profondeur de 12,5 mm.

Traitement de l'os cortical : en présence d'une couche d'os cortical dur, il est recommandé d'élargir le site implantaire dans cette région à l'aide d'une fraise profilée Ø3,75 mm pour des implants Ø3,75 mm, indépendamment de la qualité osseuse globale.

Pose de l'implant sous la crête : déterminez la profondeur de forage en fonction de la position définitive de l'implant et ne sous-préparez jamais en longueur avec le foret pilote.

5.2.3 Flux de travail pour TLC Ø4,5 mm

Préparation du site implantaire, illustré avec un implant TLC Ø4,5 mm/12 mm RT

Forage avec un foret pilote Contrôle des axes implantaires		Définir la densité osseuse	Finir la préparation du site implantaire en fonction de la densité osseuse				Pose de l'implant
Fraise profilée	Guide de parallélisme Ø 2,2 mm		Foret Ø 3,2 mm	Foret Ø 3,7 mm	Foret Ø 4,2 mm	Fraise profilée Ø 4,5 mm	
		Mou					 TLC Ø 4,5 mm SLActive® 12 mm, Roxolid®
		Moyen					
		Dur					
800 trs/min			800 trs/min	800 trs/min	800 trs/min	300 trs/min	15 trs/min
066.1301			066.1303	066.1305	066.1306	034.365	














Mise en garde : en raison de la fonction et de la conception des forets, l'extrémité du foret est jusqu'à 0,5 mm plus longue que la profondeur d'insertion de l'implant. Par exemple, si vous forez jusqu'à 12 mm, le site implantaire réel a une profondeur de 12,5 mm.

Traitement de l'os cortical : en présence d'une couche d'os cortical dur, il est recommandé d'élargir le site implantaire dans cette région à l'aide d'une fraise profilée Ø4,5 mm pour des implants Ø4,5 mm, indépendamment de la qualité osseuse globale.

Pose de l'implant sous la crête : déterminez la profondeur de forage en fonction de la position définitive de l'implant et ne sous-préparez jamais en longueur avec le foret pilote.

5.2.4 Flux de travail pour TLC Ø5,5 mm

Préparation du site implantaire, illustré avec un implant TLC Ø5,5 mm/12 mm WT

Forage avec un foret pilote Contrôle des axes implantaires		Définir la densité osseuse	Finir la préparation du site implantaire en fonction de la densité osseuse					Pose de l'implant
Fraise profilée	Guide de parallélisme Ø 2,2 mm		Foret Ø 3,2 mm	Foret Ø 4,2 mm	Foret Ø 4,7 mm	Foret Ø 5,2 mm	Fraise profilée Ø 5,5 mm	
		Mou						TLC Ø 5,5 mm SLActive® 12 mm, Roxolid®
		Moyen						
		Dur						
								
800 trs/min			800 trs/min	800 trs/min	800 trs/min	800 trs/min	300 trs/min	15 trs/min
066.1301			066.1303	066.1306	066.1307	066.1308	034.366	

Mise en garde : en raison de la fonction et de la conception des forets, l'extrémité du foret est jusqu'à 0,5 mm plus longue que la profondeur d'insertion de l'implant. Par exemple, si vous forez jusqu'à 12 mm, le site implantaire réel a une profondeur de 12,5 mm.

Traitement de l'os cortical : en présence d'une couche d'os cortical dur, il est recommandé d'élargir le site implantaire dans cette région à l'aide d'une fraise profilée Ø5,5 mm pour des implants Ø5,5 mm, indépendamment de la qualité osseuse globale.


Pose de l'implant sous la crête : déterminez la profondeur de forage en fonction de la position définitive de l'implant et ne sous-préparez jamais en longueur avec le foret pilote.

5.2.5 Une pose sous la crête nécessite un fraisage profilé supplémentaire

La procédure recommandée pour les implants Straumann® TLC prévoit l'insertion de l'implant avec le bord de la surface SLActive® aligné au niveau osseux. Cette procédure comprend un fraisage profilé de la façon illustrée dans les protocoles de fraisage ci-dessus.

Dans le cas où, selon son jugement clinique, le praticien juge nécessaire d'insérer l'implant plus en profondeur, un fraisage profilé supplémentaire est nécessaire pour éliminer l'os en fonction de la géométrie du col de l'implant Tissue Level.

Le champ indiqué sur l'étiquette correspond à la taille du col de l'implant (RT, WT).



À noter :


En raison de la portion non évasée du col, un fraisage profilé n'est pas nécessaire pour les implants Straumann® TLC avec un col NT.

Attention :

Les fraises profilées conviennent uniquement pour le type d'implant correspondant.

5.3 PILIER D'EMPREINTE

Les implants TLC sont fournis avec un système de transport d'implants compatible avec une préhension directe par un instrument de vissage d'implant approprié.



Étape 1 – Ouvrez la boîte et retirez le sceau de l'emballage thermoformé pour accéder au flacon contenant l'implant.

Remarque : l'étiquette du patient se trouve sur le sceau de l'emballage thermoformé. L'emballage thermoformé garantit la stérilité de l'implant. Ouvrir l'emballage thermoformé seulement avant la pose de l'implant.




Étape 2 – Ouvrez le flacon en le tournant dans le sens antihoraire et retirez le couvercle avec l'implant.



Étape 3 – Tenez le couvercle du flacon et connectez l'instrument de vissage d'implant à l'implant à l'aide du contre-angle. Vous entendrez un clic lorsque l'instrument de vissage d'implant est connecté correctement.

Attention : assurez-vous que l'instrument de vissage d'implant est correctement installé et tirez-le légèrement pour vérifier qu'il est fixé correctement. Cette vérification doit être effectuée avant chaque utilisation, même si l'instrument de vissage d'implant a déjà été utilisé avec succès. Si l'attachement est insuffisant, utilisez un nouvel implant.




Étape 4 – Un léger tour dans le sens horaire est nécessaire pour retirer l'implant de son support.

Remarque : après le retrait de l'implant de la solution, l'activité chimique de la surface SLActive® est garantie pendant 15 minutes.


5.4 POSE DE L'IMPLANT

Un implant Straumann® TLC peut être posé avec le contre-angle ou manuellement avec la clé à cliquet. Ne pas dépasser la vitesse maximale recommandée de 15 trs/min lors de l'utilisation du contre-angle.



Étape 1 – Pose de l'implant

Posez l'implant avec l'instrument de vissage d'implant dans le site implantaire en tournant dans le sens horaire.



Étape 2 – Position finale

Utilisez la clé à cliquet pour déplacer l'implant dans sa position finale en le tournant dans le sens horaire.


Si la résistance est encore trop forte, retirez l'implant, remplacez l'implant avec l'instrument de vissage d'implant dans le flacon et élargissez le site implantaire conformément au protocole de forage.

À noter : pour une mise en charge immédiate, un couple de serrage final d'au moins 35 Ncm doit être atteint. Un couple d'insertion trop important doit être évité car cela peut conduire à une résorption de l'os.


Position définitive des implants NT/RT/WT

Pour un positionnement corono-apical idéal, il convient de placer la surface SLActive® de l'implant TLC au niveau osseux.

Remarque : les implants Straumann® permettent une position corono-apicale flexible de l'implant, en fonction de l'anatomie individuelle, du site implantaire, du type de restauration prévu, et de la préférence. Dans le cas où, pour une raison quelconque associée à son jugement clinique, le praticien juge nécessaire d'insérer l'implant plus en profondeur, une pose 0,5 mm sous la crête est possible. Un fraisage profilé est nécessaire pour une pose sous la crête, voir paragraphe 5.2.5.




Implants Regular TorcFit™ (RT) avec un col de $\varnothing 4,8$ mm



Implants Wide TorcFit™ (WT) avec un col de $\varnothing 5,5$ mm

5.5 GESTION DES ESPACES



Comme aucun implant ne correspond exactement à la situation anatomique individuelle après l'extraction d'une dent, les procédures de traitement avec mise en charge immédiate peuvent nécessiter une greffe osseuse supplémentaire (« gestion des espaces ») et la gestion de la cicatrisation des tissus mous/des plaies.

Différents matériaux de greffe, des membranes barrières et des agents de cicatrisation sont utilisés pour garantir une stabilité durable et sans danger de l'implant à l'intérieur du compartiment osseux, ainsi que la présence des tissus durs et mous nécessaire à l'aspect l'esthétique.

Matériaux de greffe osseuse	Produit	Disponibilité par pays	Justification
Allogreffe	Straumann® AlloGraft botiss maxgraft®	Amérique du Nord (Straumann® AlloGraft) Pays sélectionnés en Europe (botiss maxgraft®)	Remodelage rapide de la greffe en relation avec l'os favorisant la stabilité précoce et à long terme de l'implant Potentiel de remodelage complet Vitalité osseuse
Xéno greffe	botiss cerabone® Straumann® XenoGraft	Mondial	Présence de la greffe à long terme favorisant la préservation du volume
Alternative synthétique	Straumann® BoneCeramic™		Prolonge le remodelage de la greffe en relation avec l'os Préservation du volume





Les membranes barrières empêchent la pénétration des cellules, principalement épithéliales, à travers sa structure, permettant ainsi au tissu osseux à croissance lente de réoccuper l'espace greffé.

Membranes barrières	Produit	Disponibilité par pays	Justification
Membrane de collagène porcin	botiss jason®	Mondial	Structure très mince mais résistante Manipulation facile Fonction barrière prolongée Entièrement résorbable
	Straumann® Membrane Flex	Amérique du Nord, Péninsule Ibérique, Distributeur et marchés émergents (Europe, Moyen-Orient et Afrique)	Fonction barrière appropriée pour les cas non complexes Manipulation facile Entièrement résorbable
	botiss collprotect®	Europe	
Membrane de collagène bovin	Straumann® Membrane Plus	Amérique du Nord	Fonction barrière longue Entièrement résorbable
Membrane dPTFE synthétique	botiss permamem®	Europe	Structure ultra mince et résistante Cicatrisation ouverte possible Non résorbable Doit être retiré manuellement après <4 semaines

L'approche avec mise en charge immédiate pour poser des implants dentaires est exigeante pour le corps humain. Grâce à son impact clinique éprouvé bénéfique sur la cicatrisation des plaies et son excellente contribution dans la formation de tissu cicatriciel, Straumann® Emdogain® peut faire une différence considérable. Nous recommandons une couche fine d'Emdogain® sur la membrane et après la fermeture de la cavité d'extraction.



5.6 FERMETURE PRIMAIRE DE L'IMPLANT

	Coiffes de fermeture de l'implant TLC, stériles					
	NT Coiffe de fermeture		RT Coiffe de fermeture		WT Coiffe de fermeture	
						
Compatibilité	Implant TLC Ø 3,3		Implant TLC Ø 3,3 Implant TLC Ø 3,75 Implant TLC Ø 4,5		Implant TLC Ø 4,5 Implant TLC Ø 5,5	
Couple de serrage recommandé	Serrer manuellement					
Référence	0 mm: 036.3200S					
	1,5 mm: 036.0201S		1,5 mm: 036.1201S		—	
Matériau	Titane					

Coiffes de cicatrisation de l'implant TLC, stériles			
	NT Coiffe de cicatrisation	RT Coiffe de cicatrisation	WT Coiffe de cicatrisation
Compatibilité	Implant TLC Ø 3,3	Implant TLC Ø 3,3 Implant TLC Ø 3,75 Implant TLC Ø 4,5	Implant TLC Ø 4,5 Implant TLC Ø 5,5
Couple de serrage recommandé	Serrer manuellement		
Référence	3 mm: 036.0203S 4,5 mm: 036.0204S	2 mm: 036.1202S 3 mm: 036.1203S 4,5 mm: 036.1204S	2 mm: 036.2202S 3 mm: 036.2203S 4,5 mm: 036.2204S
Matériau	Titane		

Remarque : comme les coiffes de fermeture et les coiffes de cicatrisation TLC couvrent l'ensemble du col de l'implant, la genèse, des particules osseuses ou des particules de greffe osseuse peuvent facilement se coincer entre la coiffe de fermeture ou la coiffe de cicatrisation et l'implant. Il est donc recommandé de nettoyer soigneusement la connexion d'implant avant la pose de la coiffe de fermeture ou de la coiffe de cicatrisation et pour vérifier la pose correcte avant la fermeture de la plaie (visuellement ou par radiographie).

5.7 PHASE DE CICATRISATION















Pour le protocole chirurgical avec mise en charge retardée, on recommande de suivre les temps de cicatrisation indiqués ci-dessous :

Situation	Phase de cicatrisation	
	SLActive®	SLA®
<ul style="list-style-type: none"> Bonne qualité osseuse et quantité osseuse adéquate Implants avec un diamètre de 3,75 mm ou plus large et une longueur de surface Straumann® SLActive®/SLA® ≥ 8 mm 	Au moins 3 à 4 semaines	Au moins 6 semaines
<ul style="list-style-type: none"> Qualité de l'os spongieux Implants avec un diamètre de 3,3 mm Implants avec une longueur Straumann® SLActive®/SLA® de 6 mm 	Au moins 8 semaines	Au moins 12 semaines
<ul style="list-style-type: none"> La surface Straumann® SLActive®/SLA® n'est pas complètement en contact avec l'os. Des mesures* de l'augmentation osseuse sont nécessaires 	Phase de cicatrisation correspondant à la situation	

6. APERÇU DU FLUX DE TRAVAIL PROTHÉTIQUE

6.1 APERÇU DE LA PARTIE SECONDAIRE

	Partie secondaire scellable Straumann®	Straumann® Variobase® pour couronne	Variobase® pour bridge/barre cylindrique	Variobase® pour couronne SA	Variobase® C	Partie secondaire en TAN Straumann® CARES®	Partie secondaire en CoCr Straumann® CARES® S	Partie secondaire en CoCr Straumann® CARES® SA	Bridge/Barre Straumann® CARES®	Straumann® Novaloc® ADLC	Partie secondaire en or, couronne	Partie secondaire en or, bridge
Couronne unitaire												
Vissée		•		•	•		•	•			•	•
Scellée	•	•		•	•	•		•			•	•
Bridge												
Vissée			•				•		•			
Scellée	•		•						•			
Prothèses amovibles												
Télescope	•											
Ancrage rétentif										•		
Barre							•		•			
Empreinte												
Au niveau de l'implant	•	•	•	•	•							
Au niveau de la partie secondaire												
Matériau	Alliage de titane						Cobalt-chrome		Alliage de titane		Ceramicor®	







Remplacement unitaire et plural				Traitement édenté	
	Vissée	Scellée	Fixée	Amovible	
Premium	 Partie secondaire en or, couronne Partie secondaire en or, bridge	 Partie secondaire en or, couronne Partie secondaire en or, bridge	 Barre fixe avancée CARES®		
Solutions de pointe	 Bridge vissé CARES®  Partie secondaire en CoCr CARES® S/SA	 Partie secondaire CARES® TAN Partie secondaire scellable  Blocs de parties secondaires pré-usinés	 Barre fixe standard CARES®  Bridge vissé CARES®	 Barre usinée CARES®	
Standard	 pour couronne pour couronne SA pour bridge/barre Variobase® C	 pour couronne pour couronne SA pour bridge/barre Variobase® C	 pour bridge/barre	 Novaloc® ADLC	


6.2 SYSTÈME DE MARQUAGE LASER

Le système implantaire Straumann® TLC dispose d'un système de marquage laser simple et cohérent permettant une identification rapide et précise des pièces secondaires et des auxiliaires.

Ce concept permet une identification correcte des composants correspondants et simplifie la communication entre les personnes impliquées dans le processus de traitement.

- Les composants portant un marquage laser NT (Narrow, TorcFit™) et un point sont compatibles avec tous les implants TLC présentant un col NT.
- Les composants portant un marquage laser RT (Regular TorcFit™) et deux points sont compatibles avec tous les implants TLC présentant un col RT.
- Les composants portant un marquage laser WT (Wide, TorcFit™) et trois points sont compatibles avec tous les implants TLC présentant un col WT.










	Plateforme prothétique	Diamètres des implants	Plateforme d'implant
NT ●	Un point 	Ø 3,3 mm	NT 
RT ●●	Deux points 	Ø 3,3 mm Ø 3,75 mm Ø 4,5 mm	RT 
WT ●●●	Trois points 	Ø 4,5 mm Ø 5,5 mm	WT 



Aucune partie secondaire WT sur des implants NT et RT !
Aucune partie secondaire NT sur des implants RT et WT !
Aucune partie secondaire RT sur des implants NT et WT !























6.2.1 Comment faire correspondre des composants adaptés

Afin de trouver les composants correspondants rapidement, référez-vous au nom de la plateforme (NT, RT ou WT) et/ou au marquage par points sur l'étiquette du produit.























	Étiquette de l'implant TLC	Étiquette des composants prothétiques TLC
Plate-forme NT 		
Plate-forme RT 		
Plate-forme WT 		


6.3 APERÇU DES COMPOSANTS PROTHÉTIQUES



Composants pour prise d'empreinte Analogues d'implant	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					
	036.0000	036.0001	036.0002	036.3220	036.0100	036.1102
	Scellée		Vissée		Fixée	Amovible
Partie secondaire provisoire pour couronne	<div></div> <div>037.0000</div>				—	
Partie secondaire provisoire pour bridge	<div></div> <div>037.0001</div>					
Partie secondaire scellable	<div></div> <div>037.0100</div>					
Partie secondaire Variobase®	<div></div> <div>037.0201</div>	<div></div> <div>037.0203</div>	<div></div> <div>037.0204</div>	<div></div> <div>037.0205</div>	—	
Partie secondaire CARES®	<div></div>		<div></div>			
Bridge/Barre CARES®	—		<div></div> <div>Bridge vissé CARES®</div> <div></div> <div>Barre fixe avancée CARES®</div> <div></div> <div>Barre fixe standard CARES®</div>	<div></div> <div>Barre usinée CARES®</div>		
Novaloc® ADLC	—				<div></div>	
Partie secondaire en or pour couronne et bridge	<div></div> <div>037.0300</div>	<div></div> <div>037.0301</div>			—	



















Composants pour prise d'empreinte Analogues d'implant	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					
	<div>036.1000</div> <div>036.1001</div> <div>036.1002</div> <div>036.3220</div> <div>036.0102</div> <div>036.2100</div>					
	Scellée	Vissée	Fixée	Amovible		
Partie secondaire provisoire pour couronne	<div></div> <div>037.1000</div>		—			
Partie secondaire provisoire pour bridge	<div></div> <div>037.1001</div>					
Partie secondaire scellable	<div></div> <div>037.1100</div>					
Partie secondaire Variobase®	<div></div> <div>037.0201</div>	<div></div> <div>037.0203</div>			<div></div> <div>037.0204</div>	<div></div> <div>037.0205</div>
Partie secondaire CARES®	<div></div>				<div></div>	
Bridge/Barre CARES®	—		<div></div> <div>Bridge vissé CARES®</div> <div></div> <div>Barre fixe avancée CARES®</div> <div></div> <div>Barre fixe standard CARES®</div>	<div></div> <div>Barre usinée CARES®</div>		
Novaloc® ADLC	—			<div></div>		
Partie secondaire en or pour couronne et bridge	<div></div> <div>037.1300</div> <div></div> <div>037.1301</div>		—			



Composants pour
prise d'empreinte
Analogues d'implant



	Scellée	Vissée	Fixée	Amovible		
Partie secondaire provisoire pour couronne	<div></div> <div>037.2000</div>		—			
Partie secondaire provisoire pour bridge	<div></div> <div>037.2001</div>					
Partie secondaire scellable	<div></div> <div>037.2100</div>					
Partie secondaire Variobase®	<div></div> <div>037.0201</div>	<div></div> <div>037.0203</div>			<div></div> <div>037.0204</div>	<div></div> <div>037.0205</div>
Partie secondaire CARES®	<div></div>	<div></div>				
Bridge/Barre CARES®	—		<div></div> <div>Bridge vissé CARES®</div> <div></div> <div>Barre fixe avancée CARES®</div> <div></div> <div>Barre fixe standard CARES®</div>	<div></div> <div>Barre usinée CARES®</div>		
Novaloc® ADLC	—			<div></div>		
Partie secondaire en or pour couronne et bridge	<div></div> <div>037.2300</div>	<div></div> <div>037.2301</div>	—			


7. CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

7.1 COMMENT VÉRIFIER LE BON POSITIONNEMENT DES PILIERS D'EMPREINTE

Les vis pour pilier d'empreinte dans des implants TorcFit™ Tissue Level ne s'engageront avec l'implant que si elles sont correctement placées. Des piliers d'empreinte correctement placés assurent le scellement de l'implant au niveau du col.

Pour les implants TLC, uniquement des auxiliaires TorcFit™ Tissue Level et des composants prothétiques doivent être utilisés pour une pose idéale.

À noter : les auxiliaires TorcFit™ et les composants prothétiques pour les implants Tissue Level ne doivent pas être utilisés avec des systèmes implantaires Bone Level. De même, des auxiliaires et composants prothétiques TorcFit™ pour implants Bone Level ne doivent pas être utilisés avec des systèmes implantaires Tissue Level.



7.2 RETRAIT DE PARTIES SECONDAIRES VISSÉES NT DANS DES IMPLANTS TORCFIT™ TISSUE LEVEL

En raison du scellement étroit du cône à 7° de la connexion TorcFit™, les parties secondaires vissées NT peuvent être solidement verrouillées dans des implants TorcFit™ Tissue Level après l'insertion définitive.

7.2.1 Extracteur pour vis basale (065.0008 et 065.0009)


Si la vis basale ne peut pas être retirée avec le tournevis SCS [1], l'extracteur peut être utilisé.

Cet outil comporte un filetage à gauche qui s'engage dans la tête de vis basale [2] afin d'extraire la vis basale [3].

7.2.2 Vis amovible des parties secondaires (065.0007)

Si la partie secondaire vissée NT pour implants TorcFit™ Tissue Level ne peut pas être retirée avec le tournevis SCS seul, la vis de retrait de parties secondaires peut être utilisée.

Insérez le tournevis SCS dans la vis de retrait de parties secondaires. Vissez la vis dans la partie secondaire [4] jusqu'à ce que l'adhérence soit suffisante pour séparer la partie secondaire de l'implant [5].




8. GESTION DES TISSUS MOUS

Après l'implantation, l'implant est fermé – serrer manuellement – avec une coiffe de fermeture ou une coiffe de cicatrisation ou soumis à une mise en charge immédiate avec une partie secondaire définitive pour protéger l'implant. Concernant la coiffe de fermeture ou la coiffe de cicatrisation, le chirurgien-dentiste peut choisir entre une cicatrisation de la sous-muqueuse ou de la transmuqueuse et dispose de toutes les options pour la gestion des tissus mous grâce à un ensemble de composants de cicatrisation secondaire. La coiffe de fermeture et la coiffe de cicatrisation sont recommandées pour une utilisation intermédiaire. Après la phase de cicatrisation des tissus mous, elles seront remplacées par la restauration provisoire ou définitive appropriée.

8.1 CICATRISATION DE LA SOUS-MUQUEUSE

Pour la cicatrisation de la sous-muqueuse (cicatrisation sous le lambeau mucopériosté fermé) l'utilisation d'une coiffe de fermeture ou d'une coiffe de cicatrisation plus courte est recommandée. Une cicatrisation de la sous-muqueuse est recommandée dans le cas d'indications esthétiques et pour des implantations avec une régénération osseuse guidée (ROG) ou une technique de membrane. Une deuxième procédure chirurgicale est requise pour découvrir l'implant et insérer le composant secondaire souhaité.



Étape 1 – Insertion de la coiffe de fermeture ou de la coiffe de cicatrisation (1,5 mm) après la première intervention chirurgicale


S'assurer que la configuration interne de l'implant est propre.

Prélever la coiffe de fermeture ou la coiffe de cicatrisation avec le tournevis SCS. L'ajustement par friction fixera la coiffe de fermeture ou la coiffe de cicatrisation à l'instrument pendant l'insertion et permettra une manipulation sûre.

Serrer manuellement la coiffe de fermeture ou la coiffe de cicatrisation. La conception offrira une connexion hermétique entre les deux composants.

Remarque : toutes les coiffes de fermeture ou les coiffes de cicatrisation sont livrées stériles et prêtes à l'emploi.



Le desserrage ultérieur est facilité par l'application d'un gel à base de chlorhexidine ou de Vaseline® stérile sur la coiffe de fermeture ou une coiffe de cicatrisation avant de la visser dans l'implant.



Étape 2 – Fermeture de la plaie

Adapter soigneusement les lambeaux mucopériostés, et suturer avec des sutures à points séparés.

S'assurer de la formation d'un joint d'étanchéité sur l'implant.




Étape 3 – Réouverture et retrait : deuxième intervention chirurgicale

Déterminer la position de l'implant.

Effectuer une petite incision de la crête jusqu'à la coiffe de fermeture ou une coiffe de cicatrisation courte.

Étaler légèrement le lambeau et retirer la coiffe de fermeture ou une coiffe de cicatrisation courte avec le tournevis SCS.



Étape 4 – Insertion et fermeture de la plaie


Rincer soigneusement la connexion interne exposée de l'implant avec une solution saline stérile.

Insertion de la partie secondaire.

Adapter les tissus mous et les suturer étroitement sans tension autour de la partie secondaire.

8.2 CICATRISATION DE LA TRANSMUQUEUSE

Une gamme versatile de coiffes de cicatrisation est disponible pour tous les implants Straumann®, ce qui permet un modelage des tissus mous au cours de la cicatrisation transmuqueuse.




Étape 1 – Insertion

S'assurer que la configuration interne de l'implant est propre et dépourvue de sang.

Insérer la coiffe de cicatrisation à l'aide du tournevis SCS. L'ajustement par friction fixe les composants à l'instrument pendant l'insertion et garantit une manipulation sûre.

Serrer la coiffe de cicatrisation à la main. La conception offrira une connexion hermétique entre les deux composants.

Remarque : toutes les coiffes de cicatrisation sont livrées stériles et prêtes à l'emploi. Le desserrage ultérieur est facilité par l'application d'un gel à base de chlorhexidine ou de Vaseline® stérile sur la coiffe de cicatrisation avant de la visser dans l'implant.



Étape 2 – Fermeture de la plaie

Adapter les tissus mous et les suturer étroitement autour de la coiffe de cicatrisation.

9. RESTAURATION PROVISOIRE

9.1 COIFFE DE CICATRISATION – TITANE DE GRADE 4

9.1.1 Utilisation prévue

- Gestion des tissus mous
- Fermeture de la connexion de l’implant pour une cicatrisation immergée et non immergée


9.1.2 Caractéristiques

Simple


- Conception unitaire
- Repères laser des diamètres et des hauteurs gingivales sur la partie supérieure plate
- La section cylindrique laisse de la place aux tissus mous

Fiable

- Scellement étroit sur la surface externe du col de l’implant




Mécanisme de scellement de la coiffe de cicatrisation RT



Mécanisme de scellement de la coiffe de cicatrisation WT

9.1.3 Aperçu des dimensions de la coiffe de cicatrisation



		Diamètre (Ø)		
		Pour partie secondaire définitive NT	Pour partie secondaire définitive RT	Pour partie secondaire définitive WT
H	0 mm	Ø 2,7 mm		
	1,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,5 mm	–
	2 mm	–		Ø 7,2 mm
	3 mm	Ø 4,0 mm		
	4,5 mm			

9.2 PARTIES SECONDAIRES PROVISOIRES – ALLIAGE DE TITANE (TAN)

9.2.1 Utilisation prévue

- Couronne provisoire scellée

9.2.2 Caractéristiques

Plus de solutions


- Diamètre étroit pour les espaces interdentaires étroits
- Couronnes
- Région antérieure et postérieure
- Connexion avec marquage laser

Fiable


- Forte stabilité grâce au matériau en titane et en alliage (TAN)
- La connexion TorcFit™ pour implants Tissue Level pour parties secondaires rotationnelles et anti-rotationnelles
- Scellement étroit sur la surface externe du col de l'implant

À noter : ne pas utiliser pendant plus de 180 jours. Mettre en place les restaurations provisoires hors occlusion.

La partie secondaire provisoire peut être raccourcie verticalement d'un maximum de 6 mm avec des outils et des procédures standard.









RT Partie secondaire provisoire




WT Partie secondaire provisoire

9.2.3 Aperçu de la partie secondaire provisoire

Col de l'implant Ø 3,5 mm NT		Col de l'implant Ø 4,8 mm RT		Col de l'implant Ø 6,5 mm WT	
Couronne	Bridge	Couronne	Bridge	Couronne	Bridge
					
037.0000	037.0001	037.1000	037.1001	037.2000	037.2001

La fabrication de la restauration provisoire sur un col d'implant Ø 3,5 mm NT, Ø 4,8 mm RT et un col d'implant Ø 6,5 mm WT est identique.



Fabrication au cabinet
Les piliers sont raccourcis en dessous du niveau d'occlusion et les ouvertures occlusales sont scellées avec de la cire ou du coton. Pour éviter que le titane ne soit visible à travers la résine, on recommande de couvrir les piliers avec un matériau opaque avant la stratification.

La restauration provisoire est fabriquée avec les techniques standard habituelles, comme une feuille formée sous vide ou, comme dans la fabrication classique de restaurations temporaires, avec des couronnes strip remplies de résine qui sont fixées au pilier. Après occlusion, l'excès est retiré et, après polymérisation, la couronne/le bridge est retiré, poli, et les canaux des vis occlusales sont à nouveau ouverts.



Fabrication en laboratoire
Les piliers peuvent être stratifiés par usinage de dents acryliques prêtes à l'emploi ou par modélisation directe avec de la résine. Cette option est appropriée surtout s'il y a un indice de silicone du wax-up. Les piliers en TAN sont silanisés pour assurer une meilleure adhérence de la résine. Pour éviter que le titane ne soit visible à travers la résine, il est recommandé de couvrir les piliers avec un matériau opaque avant la stratification. La restauration provisoire est faite avec la résine de placage. L'intégration d'un renfort métallique entre les piliers est recommandée pour les constructions de bridges.

Important : les piliers préfabriqués en TAN ne peuvent pas être utilisés pour la technique de moulage.

Lors de l'insertion des piliers, nous recommandons un couple de serrage de :
- 15 Ncm.

Important : les parties secondaires provisoires ne doivent pas rester in situ pendant plus de 6 mois, et la restauration ne doit jamais être complètement occluse afin de réduire les forces latérales.

10. PRISE D'EMPREINTE

10.1 PRISE D'EMPREINTE CLASSIQUE AU NIVEAU DE L'IMPLANT

10.1.1 Utilisation prévue

- Procédure avec porte-empreinte fermé
- Procédure avec porte-empreinte ouvert

10.1.2 Caractéristiques

Simple


- Composants avec marquage laser et code couleur pour un transfert facile des informations de la bouche au maître-modèle
- Pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé avec code couleur pour un transfert facile des informations de la bouche au maître-modèle
- La vis de guidage peut être serrée soit à la main soit avec le tournevis SCS (15Ncm)

Fiable


- La pose sur la partie supérieure du col de l'implant garantit une grande précision
- La réponse tactile simple de la connexion prothétique permet de contrôler la mise en place adéquate des composants
- Retrait facile

Remarque : la procédure avec porte-empreinte ouvert nécessite un porte-empreinte personnalisé avec des perforations.

Les piliers d'empreinte sont prévus pour un usage unique dans le seul but de garantir un ajustement optimal et une prise d'empreinte précise pour chaque patient.
Les piliers d'empreinte sont fournis non stériles.









10.1.3 Aperçu des dimensions des piliers d'empreinte



L = longueur


	L = longueur	
	Court	Long
Pilier d'empreinte – porte-empreinte ouvert	15 mm	21 mm
Prise d'empreinte – porte-empreinte fermé	9,5 mm	–

10.2 PROCÉDURE AVEC PORTE-EMPREINTE FERMÉ

Col de l'implant Ø 3,5 mm NT		Col de l'implant Ø 4,8 mm RT		Col de l'implant Ø 6,5 mm WT	
NT pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé, avec 1 vis de guidage et 2 coiffes	NT analogue d'implant	RT pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé, avec 1 vis de guidage et 2 coiffes	RT analogue d'implant	WT pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé, avec 1 vis de guidage et 2 coiffes	WT analogue d'implant
					
036.0002	036.0100	036.1002	036.0102	036.2002	036.1100

Les procédures de prise d'empreinte pour un col d'implant Ø 3,5 mm NT, Ø 4,8 mm RT et un col d'implant Ø 6,5 mm WT sont identiques.

Important : uniquement le pilier d'empreinte intégral doit être utilisé. La bordure et la connexion TorcFit™ ne doivent pas être endommagées afin de garantir la précision de la procédure de transfert. Les piliers d'empreinte sont fournis non stériles et sont uniquement à usage unique.



Étape 1 – Positionnement du pilier d'empreinte

- Garantir un accès suffisant au site implantaire afin d'éviter de pincer le tissu gingival.
- Nettoyer soigneusement le sang, tissu, etc. de la configuration interne de l'implant avant la prise d'empreinte.
- Placer le pilier d'empreinte avec précision dans l'implant et serrer manuellement la vis de guidage avec le tournevis SCS.

À noter : assurez-vous que la zone plane latérale du pilier se présente en position mésiale et distale.

- Placez la coiffe d'empreinte en polymère sur le pilier d'empreinte fixé. Assurez-vous que la couleur de la coiffe correspond au nom de la plateforme ou au marquage par points du pilier d'empreinte et que les flèches sont alignées selon la direction oro-vestibulaire.
- Poussez la coiffe d'empreinte dans la direction apicale jusqu'à ce qu'elle clique. La coiffe d'empreinte est maintenant fermement placée sur le pilier d'empreinte.












Étape 2 – Prise d'empreinte

- Prendre l'empreinte à l'aide d'un matériau d'empreinte élastomère (polysiloxane de vinyle ou caoutchouc de polyéther).

Remarque : en raison de sa faible résistance à la traction, un hydro-colloïde n'est pas approprié pour cette application.


- Après polymérisation du matériau, retirer précautionneusement le porte-empreinte. La coiffe d'empreinte reste dans le matériau de prise d'empreinte et est par conséquent enlevée automatiquement du pilier d'empreinte au retrait du porte-empreinte.
- Dévissez et retirez le pilier d'empreinte et envoyez-le avec le porte-empreinte au technicien dentaire.

10.3 PROCÉDURE AVEC PORTE-EMPREINTE OUVERT

Col de l'implant Ø 3,5 mm NT			Col de l'implant Ø 4,8 mm RT			Col de l'implant Ø 6,5 mm WT		
NT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, court, avec vis de guidage, H 15 mm	NT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, long, avec vis de guidage, H 21 mm	NT analogue d'implant	RT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, court, avec vis de guidage, H 15 mm	RT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, long, avec vis de guidage, H 21 mm	RT analogue d'implant	WT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, court, avec vis de guidage, H 15 mm	WT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, long, avec vis de guidage, H 21 mm	WT analogue d'implant
								
036.0000	036.0001	036.0100	036.1000	036.1001	036.0102	036.2000	036.2001	036.1100

Les procédures de prise d'empreinte avec porte-empreinte ouvert pour un col d'implant Ø 3,5 mm NT, Ø 4,8 mm RT et un col d'implant Ø 6,5 mm WT sont identiques. Pour cette prise d'empreinte, un porte-empreinte personnalisé ou un porte-empreinte avec perforations est nécessaire.

Important : uniquement le pilier d'empreinte intégral doit être utilisé. La bordure et la connexion TorcFit™ ne doivent pas être endommagées afin de garantir la précision de la procédure de transfert. Les piliers d'empreinte sont fournis non stériles et sont uniquement à usage unique.



Étape 1 – Positionnement du pilier d'empreinte


- Garantir un accès suffisant au site implantaire afin d'éviter de pincer le tissu gingival.
- Nettoyer soigneusement le sang, tissu, etc. de la configuration interne de l'implant avant la prise d'empreinte.
- Placer le pilier d'empreinte avec précision dans l'implant et serrer manuellement la vis de guidage avec le tournevis SCS.




Étape 2 – Prise d'empreinte

Le plateau fabriqué sur mesure (résine légèrement polymérisée) contient des perforations pour les piliers d'empreinte.

Remarque : en raison de sa faible résistance à la traction, un hydro-colloïde n'est pas approprié pour cette application.



L'empreinte est prise à l'aide d'un matériau d'empreinte élastomère (polysiloxane de vinyle ou caoutchouc de polyéther).








Étape 3 – Après polymérisation, le pilier d'empreinte est desserré et l'empreinte est retirée



10.4 EMPREINTES NUMÉRIQUES : CORPS DE SCANNAGE MONO STRAUMANN® CARES®

10.4.1 Description du produit

Les corps de scannage Straumann® représentent la position et l'orientation de l'implant ou de l'analogue d'implant respectif dans les procédures de scannage CAD/CAM. Ceci aide le logiciel CAD/CAM à aligner correctement les restaurations CAD/CAM ultérieures.

TLC						
Corps de scannage mono CARES® NT/RT/WT, pour prise d'empreinte numérique au niveau de l'implant			Straumann® ScanPost S RB/WB L (VarioBase® C) pour prise d'empreinte numérique au niveau de l'implant			Corps de scannage mono CARES® pour partie secondaire vissée, à utiliser au niveau de la partie secondaire, Ø4,6 mm, PEEK/TAN
						
036.3220			065.0038			025.0001
Compatibilité						
	036.0100	036.0102	036.1100	036.1102	036.2100	036.2102
						
	065.1013					
Nombre de composants	2 : Corps de scannage, vis d'auto-rétention					
Composant/matériau	Corps de scannage : polymère (PEEK) Vis : alliage de titane (TAN)					

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'utiliser le corps de scannage mono CARES®, veuillez vous référer au document *Mode d'emploi étape par étape pour les corps de scannage intra-oraux, Informations de base* (702063/fr).

Corps de scannage métallique : le corps de scannage en titane de Medentika® (LX 1400) est compatible avec le système implantaire Straumann® TLC.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez-vous référer au *Straumann eShop* (shop.straumann.com).




11. RESTAURATION DÉFINITIVE

11.1 STRAUMANN® VARIOBASE®








Les composants prothétiques Straumann® Variobase® fournissent au laboratoire dentaire la flexibilité de créer des restaurations prothétiques personnalisées. En outre, les parties secondaires Variobase® offrent l'avantage de la connexion originale Straumann® et du mécanisme anti-rotationnel unique Straumann®.








Restaurations unitaires		Variobase® pour couronne <ul style="list-style-type: none">• Hauteurs des parties secondaires :<ul style="list-style-type: none">• NT : 5,5 mm• RT : 6 mm• WT : 6,5 mm• Possibilité de personnaliser la hauteur des parties secondaires :<ul style="list-style-type: none">• NT réduction de 5,5 mm à 3,5 mm• RT réduction de 6 mm à 4 mm• WT réduction de 6,5 mm à 4,5 mm
Restaurations unitaires		Variobase® pour couronne SA <ul style="list-style-type: none">• Angulation du puits de vissage allant jusqu'à 25° Hauteurs des parties secondaires : <ul style="list-style-type: none">• NT : 6,5 mm• RT : 7,0 mm• WT : 7,5 mm
Restauration plurale et d'arcades complètes		Variobase® pour bridge/barre <ul style="list-style-type: none">• Auxiliaire de scellement pour Variobase® pour bridge/barre cylindrique facilitant une procédure de scellement facile
Restauration plurale et d'arcades complètes		Variobase® C <ul style="list-style-type: none">• Intégré dans les bibliothèques de logiciels de Sirona®• La conception en forme de cheminée correspond à la forme des corps de scannage de Sirona® et du puits de vissage préforé dans les blocs de matériaux











11.1.1 Aperçu des composants Variobase®

Les composants prothétiques Variobase® suivant peuvent être utilisés sur des plateformes TorcFit™ pour implants Tissue Level :

	NT	RT	WT
	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm
Variobase® Parties secondaires pour couronne	 037.0201	 037.1201	 037.2201
Coiffes calcinables pour Variobase® pour couronne	 037.0211	 037.1211	 037.2211
Vis basale pour Variobase® pour couronne	 036.3110		





	NT	RT	WT
	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm
Variobase® Parties secondaires pour couronne SA	 037.0203	 037.0203	 037.2203
Coiffes calcinables pour Variobase® pour couronne SA	 037.0212	 037.1212	 037.2212
Vis basale pour Variobase® pour couronne SA	 036.3111		

	NT	RT	WT
	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm
Variobase® Parties secondaires pour bridge/barre cylindrique	 037.0204	 037.1204	 037.2204
Auxiliaire de scellement	 160.3		
Coiffes calcinables pour Variobase® pour bridge/barre cylindrique	 037.0213	 037.1213	 037.2213
Vis basale pour Variobase® pour bridge/barre cylindrique	 036.3110		

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'utiliser des parties secondaires Variobase®, veuillez vous référer au document *Straumann® Variobase®, Informations de base (702087/fr)*.

Restauration implanto-portée au cabinet avec des systèmes CAD/CAM tiers

Variobase® C est spécifiquement disponible pour satisfaire les exigences des systèmes CAD/CAM tiers. Variobase® C est compatible avec les composants utilisés dans le flux de travail Sirona® CEREC® ou CAD/CAM en laboratoire.

	NT	RT	WT
	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm
Variobase® C*	 037.0205	 037.1205	 037.2205
Taille du corps de scannage Sirona®	« S »	« L »	
Taille des trous d'accès à la vis des blocs de matériaux	« S »	« L »	
Vis de remplacement	 036.3110		

* disponible chez Straumann®
Straumann® ScanPost n'est pas requis pour TorcFit™ pour implants Tissue Level

À noter :

- Choisissez un corps de scannage de taille L lorsque vous utilisez Sirona® ScanPost®.
- Commandez le Variobase® C via les canaux de vente de Straumann.
- Commandez le corps de scannage Sirona® via le réseau de distribution de Sirona®.
- Commandez le bloc de matériau avec puits de vissage préforé via le réseau de distribution du fabricant correspondant.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'utiliser des parties secondaires Variobase®, veuillez vous référer au document *Straumann® Variobase®, Informations de base* (702087/fr).

11.2 PARTIES SECONDAIRES STRAUMANN® NOVALOC®

Le système de rétention Straumann® Novaloc® pour les prothèses hybrides offre un revêtement pour les parties secondaires à base de carbone (ADLC¹) présentant une excellente résistance à l'usure et compatible avec une divergence de l'implant de 60°. À la fois les parties secondaires droites et celles angulées à 15° sont disponibles en différentes hauteurs de partie secondaire, couvrant un large éventail de cas cliniques. Avec ces matrices durables en PEEK², le système de rétention Novaloc® fournit une performance d'attachement unique et durable.



Caractéristiques


- Les inserts de matrice en PEEK² offrent des propriétés physiques et chimiques excellentes
- La matrice est compatible avec une divergence prothétique de 40° entre les parties secondaires
- 6 forces de rétention permettent un réglage optimal de la rétention des prothèses dentaires
- Le boîtier de matrice est disponible en titane, ou en PEEK² couleur neutre pour un résultat plus esthétique
- Revêtement pour les parties secondaires à base de carbone (ADLC¹) offrant une surface lisse et une dureté parfaite pour une résistance à l'usure excellente

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'utiliser des parties secondaires Novaloc® avec TorcFit™ pour implants Tissue Level, veuillez vous référer au document *Système de rétention Straumann® Novaloc® pour prothèses hybrides* (702067/fr).

¹ Carbone sous forme de diamant amorphe
² Polyéther éther cétone


Dimensions de la matrice Novaloc® pour implants TorcFit™ Tissue Level

	A	H
Matrice Novaloc®	2,3	1,4




Dimensions de la partie secondaire droite Novaloc® pour implants TorcFit™ Tissue Level

		B	C
NT TorcFit™ Tissue Level implants	Novaloc® H1	1.35	2,75
	Novaloc® H2	2.35	3,75
	Novaloc® H3	3.35	4,75
	Novaloc® H4	4.35	5,75
	Novaloc® H5	5.35	6,75
	Novaloc® H6	6.35	7,75
RT TorcFit™ Tissue Level implants	Novaloc® H1	1,5	2,9
	Novaloc® H2	2,5	3,9
	Novaloc® H3	3,5	4,9
	Novaloc® H4	4,5	5,9
	Novaloc® H5	5,5	6,9
	Novaloc® H6	6,5	7,9
WT TorcFit™ Tissue Level implants	Novaloc® H1	1,7	3,1
	Novaloc® H2	2,7	4,1
	Novaloc® H3	3,7	5,1
	Novaloc® H4	4,7	6,1
	Novaloc® H5	5,7	7,1
	Novaloc® H6	6,7	8,1



Dimensions de la partie secondaire angulée Novaloc® pour implants TorcFit™ Tissue Level

		Côté court		Côté long	
		D	E	F	G
NT TorcFit™ Tissue Level implants	Novaloc® H2	1,8	3,2	2,7	4,1
	Novaloc® H3	2,7	4,1	3,7	5,1
	Novaloc® H4	3,7	5,1	4,6	6,0
	Novaloc® H5	4,7	6,1	5,6	7,0
	Novaloc® H6	5,6	7,0	6,6	8,0
RT TorcFit™ Tissue Level implants	Novaloc® H2	1,8	3,2	3,0	4,4
	Novaloc® H3	2,7	4,1	4,0	5,4
	Novaloc® H4	3,7	5,1	5,0	6,4
	Novaloc® H5	4,7	6,1	5,9	7,3
	Novaloc® H6	5,6	7,0	6,9	8,3
WT TorcFit™ Tissue Level implants	Novaloc® H2	1,8	3,2	3,5	4,9
	Novaloc® H3	2,7	4,1	4,4	5,8
	Novaloc® H4	3,7	5,1	5,4	6,8
	Novaloc® H5	4,7	6,1	6,4	7,8
	Novaloc® H6	5,6	7,0	7,3	8,7



11.3 PARTIES SECONDAIRES SCELLABLES STRAUMANN® DROITES ET ANGULÉES POUR COURONNES ET BRIDGES

Utilisation prévue


- Restaurations scellées

Caractéristiques

- 0° et 15°
- En raison de leur construction, les parties secondaires angulées ne doivent être ni retaillées, ni modifiées individuellement.
- Un couple de serrage de **35 Ncm** est recommandé pour l'insertion des parties secondaires.

Dans des situations où une solution vissée est contre-indiquée, le technicien dentaire peut fabriquer une superstructure scellée directement avec cette partie secondaire.

Des constructions de bridge scellé en association avec des cols d'implant de Ø 3,5 mm NT, Ø 4,8 mm RT et Ø 6,5 mm WT sont également possibles. La partie secondaire peut être raccourcie sur le maître-mo-
dèle si cela est nécessaire.



A) Fabrication de la superstructure

Insérez la partie secondaire dans l'analogue d'implant pour implants TorcFit™ Tissue Level à l'aide du tournevis SCS.

Important : la partie secondaire doit être positionnée correctement dans la connexion TorcFit™ avant le serrage de la vis.

La partie secondaire est serrée à la main à l'aide du tournevis SCS



B) Traitement des coiffes

Étape 1 – Lorsque l'espace occlusal est limité, la partie secondaire peut être raccourcie et la hauteur du pilier ne doit pas être raccourcie de plus de 4,0 mm.

Important : la partie secondaire ne doit pas être usinée latéralement, mais uniquement raccourcie en position occlusale pour maintenir une stabilité adéquate.



Étape 2 – Pour faciliter la procédure de travail, les coiffes en plastique calcinables préfabriquées sont disponibles pour le technicien dentaire. Les coiffes sont fabriquées à partir de plastique calcinable (POM). Les coiffes en plastique sont équipées d'un mécanisme d'encliquetage, qui rend leur fixation sur la connexion TorcFit™ pour implants Tissue Level plus facile. Le mécanisme d'encliquetage de la coiffe calcinable (3 petits boutons à l'intérieur de la coiffe calcinable qui s'encliquent dans la rainure de la partie secondaire) doit être retiré de l'intérieur du modèle définitif de sorte que la couronne s'ajuste correctement sur la partie secondaire.



Étape 3 – Les coiffes en plastique peuvent être également raccourcies à la hauteur de la partie secondaire raccourcie.

L'ouverture occlusale est fermée provisoirement avec de la cire ou du plastique. Le wax-up est effectué directement sur la coiffe en plastique.

Étape 4 – Le matériau de comblement doit être associé à l’alliage de moulage utilisé (suivre les directions et les recommandations du fabricant).

Important : les plastiques calcinables sont caractérisés par le fait qu’ils gonflent lorsqu’ils sont calcinés. Pour cette raison, il est important que l’extérieur de la coiffe en plastique soit recouvert de cire. La cire se consume et crée par conséquent un espace suffisant dans le moule pour l’expansion lorsqu’il est calciné dans le four. Il doit y avoir une couche de cire d’au moins 0,3 mm dans la région marginale (ne pas cirer au-dessus de la bordure délicate). Si l’application de cire dans la région marginale de la coiffe est insuffisante, il existe un risque que le tronc se casse à l’intérieur de la coiffe comblée, en raison des effets de l’expansion du plastique dans le moule.



Étape 5 – La construction peut maintenant être stratifiée selon la méthode classique. Les matériaux de stratification doivent être associés à l’alliage utilisé (suivre les instructions et les recommandations du fabricant).



Pose de la restauration définitive

La restauration est livrée au dentiste avec les parties secondaires originales sur le modèle en plâtre.

Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire. Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur des implants.

Retirer les vis des parties secondaires du maître-modèle avec le tournevis SCS et transférer la partie secondaire dans la bouche du patient. Utiliser le tournevis SCS attaché à la vie basale montée pour le transfert.

Important : positionner correctement la partie secondaire scellable propre avec la connexion TorcFit™ pour implants Tissue Level sans utiliser de ciment.

Serrer la vis de la partie secondaire avec le tournevis SCS et la clé à cliquet (046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049 ou 066.1100).

Important : la partie secondaire doit être tout d’abord positionnée correctement dans la connexion TorcFit™ de l’implant avant le serrage de la vis.

Important : lorsque la superstructure est scellée sur la partie secondaire scellable angulée, les ouvertures occlusales doivent être tout d’abord scellées à nouveau avec de la cire ou gutta-percha.

11.4 PARTIES SECONDAIRES EN OR STRAUMANN®

Utilisation prévue

- Couronnes et bridges vissés ou scellés
- Bridges scellés via des mésostructures (technique avec partie secondaire personnalisée)
- Couronnes et bridges télescopiques

Caractéristiques

Simple

- Wax-up et protection du puits de vissage faciles grâce à la partie auxiliaire de modelage (résine calcinable)








Fiable

- Le ciment excédentaire est facile à retirer en soulevant le bord de ciment à l'aide d'une mésostructure conçue sur mesure
- Connexion TorcFit™

Remarque : utiliser une partie secondaire en or pour bridges pour les bridges vissés.









Gamme

	NT	RT	WT
	H 3 mm	H 3,6 mm	H 4 mm
Partie secondaire en or pour couronne	 037.0300	 037.1300	 037.2300
Partie secondaire en or pour bridge	 037.0301	 037.1301	 037.2301
NT/RT/WT Vis basale	 036.3110		

Le système implantaire Straumann® TLC dispose de marquages laser simples et cohérents permettant une identification rapide et précise des pièces secondaires et des auxiliaires. Pour la partie secondaire en or avec la connexion TorcFit™ pour implants Tissue Level, le marquage laser est remplacé par de petites rainures positionnées sur la partie inférieure de la partie secondaire en or.

Ce concept permet une identification correcte des composants correspondants et simplifie la communication entre les personnes impliquées dans le processus de traitement.

	Diamètres des implants	Partie secondaire en or, couronne	Partie secondaire en or, bridge
NT (Narrow TorcFit™)	Ø 3,3 mm Ø 3,75 mm		
RT (Regular TorcFit™)	Ø 3,3 mm Ø 3,75 mm Ø 4,5 mm		
WT (Wide TorcFit™)	Ø 4,5 mm Ø 5,5 mm Ø 6,5 mm		

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'utiliser des parties secondaires en or, veuillez vous référer au document *Système prothétique Straumann® synOcta®, Informations de base* (702163/fr).

11.5 PARTIES SECONDAIRES STRAUMANN® CARES®

Utilisation prévue


- Couronnes scellées
- Bridges scellés sur mésostructure
- Couronnes vissées (CARES® TAN), directement stratifiables

Matériau

- Titane-Aluminium-Niobium (TAN)
- Alliage de cobalt-chrome (coron®)

Caractéristiques

- Restaurations métalliques unitaires vissées
- Profil d'émergence anatomique
- Un profil d'émergence spécifique au patient
- Garantie Straumann® pour les parties secondaires Straumann® CARES®
- CoCr pour une stratification directe
- Partie secondaire en CoCr Straumann® CARES® avec solution angulée (SA)



Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'utiliser des parties secondaires CARES®, veuillez vous référer au document *Prothèse implanto-portée Straumann® CARES®, Informations de base* (702165/fr).

11.6 BLOCS DE PARTIES SECONDAIRES PRÉUSINÉS STRAUMANN® (PMAB)

Utilisation prévue

- Couronnes scellées
- Bridges scellés

Matériau

- Titane-Aluminium-Niobium (TAN)

Caractéristiques

- Produisez des parties secondaires unitaires en alliage de titane personnalisées Straumann® avec votre équipement d'usinage interne.
- Les blocs de parties secondaires préusinés Straumann® sont compatibles avec les supports de bloc Medentika® Pre-Face et le support de bloc Amann Girrbach utilisé dans la Straumann® CARES® M series.



Remarque : RB, WB, NT, RT, WT PMAB (TAN) ne sont pas compatibles avec une stratification directe.

11.7 BARRES ET BRIDGES TRANSVISSÉS STRAUMANN®

Utilisation prévue

Les barres et bridges transvisés Straumann® CARES® sont des mésostructures prothétiques, directement vissées à l'implant dentaire endo-osseux ou à la partie secondaire vissée comme auxiliaire dans les restaurations prothétiques pour les remplacements de plusieurs dents ou chez les patients complètement édentés.

Matériau

- Titane de grade 4
- Alliage de cobalt-chrome (coron®)



Remarque importante pour les bridges et barres transvisés CARES® sur les parties secondaires vissées Straumann®
Gardez à l'esprit que les barres et bridges transvisés CARES® sont usinés en fonction de leurs maîtres-modèles. En conséquence, une réplique précise de la situation orale est essentielle pour obtenir des barres et bridges transvisés CARES® bien ajustés.
Les maîtres-modèles avec des parties secondaires serrées ultérieurement à la main (<35Ncm) peuvent ne pas représenter avec précision la situation buccale et peuvent donc conduire à une restauration mal ajustée avec des écarts de hauteur et d'alignement bien qu'elle soit bien ajustée au modèle. Par conséquent, lorsqu'il est nécessaire de poser des parties secondaires ultérieurement sur le maître-modèle, seul un couple de serrage de 35Ncm représentera la situation orale définitive de façon adéquate. La partie secondaire placée ultérieurement doit être tournée de manière à s'ajuster contre une extrémité du jeu de l'interface implant/partie secondaire et le dentiste doit être informé que la partie secondaire doit être tournée dans le même sens lors de la pose en bouche. Dans le cas d'une commande de bridges/barres transvisés sur des parties secondaires vissées placées ultérieurement, le maître-modèle avec les parties secondaires serrées est requis pour la production.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'utiliser des parties secondaires CARES®, veuillez vous référer au document *Prothèse implanto-portée Straumann® CARES®, Informations de base (702165/fr)*.

Conditions d'utilisation des barres et bridges transvisés Straumann® CARES®

Les barres et bridges transvisés CARES® sont disponibles sur les plateformes Straumann® suivantes			Compensation des divergences entre deux plates-formes		Vis pour bridges et barres transvisés Straumann® CARES®
			Ti	coron®	
Au niveau de l'implant	Implants Straumann® TLC	Narrow TorcFit™ (NT)	40°		Vis basale, droite, TAN 036.3110
		Regular TorcFit™ (RT)			
		Wide TorcFit™ (WT)			
Au niveau de la partie secondaire	Partie secondaire vissée Straumann®	Ø 4,6 mm	50°	40°	Vis occlusale NC/RC, TAN pour coiffe, partie secondaire vissée 023.4763
		Ø 3,5 mm	30°	30°	

Important : lors de l'association de différentes plateformes entre elles, la plus petite valeur de compensation de divergence est applicable.

Remarque

- Les analogues d'implants repositionnables Straumann® ne sont pas prévus pour une utilisation avec bridges/barres transvisés Straumann® CARES®. Straumann® peut renvoyer la commande si les exigences ne sont pas satisfaites.
- Utilisez toujours de nouvelles vis de parties secondaires/occlusales pour une utilisation chez le patient.
- Les vis fournies avec les bridges/barres transvisés CARES® sont prévues pour un usage chez le patient. Si des vis supplémentaires sont requises en cas de perte ou pour une utilisation en laboratoire, utilisez uniquement les vis listées dans le tableau ci-dessus.

11.8 STRAUMANN® CARES® SCAN & SHAPE

CARES® Scan & Shape vous permet de tirer profit des connaissances et de l'expérience d'une équipe d'experts en dentisterie CAD/CAM pour proposer des services de conception personnalisée. Le concept est conçu pour garantir l'ajustement optimal des restaurations définitives. Vous pouvez maintenant commander : des parties secondaires personnalisées, des barres et bridges vissés CARES®, des options de restauration CARES® X-Stream™ et des restaurations dento-portées.*

Que vous élargissiez votre entreprise ou que vous ayez un employé absent pendant une durée prolongée, nous sommes ouverts 24/7, de sorte que vous n'avez pas à l'être.

Processus de commande

- La plate-forme de commande en ligne CARES® Scan & Shape vous propose une source unique pour toutes vos prothèses personnalisées
- Envoyez vos fichiers numériques du modèle en plâtre ou de la situation buccale via notre service de téléversement de fichiers STL
- Flux de travail classique – faites-nous parvenir votre maître-modèle et/ou wax-up*

Service Premium Straumann

- Conception de partie secondaire personnalisée
- Connexion Straumann® Originale
- Ajustement précis entre l'implant et la partie secondaire Straumann

Solutions compatibles

- Assure une « source unique intégrée » et une procédure de travail numérique efficace.
- Bénéficiez des services Straumann® CARES® Scan & Shape pour des parties secondaires personnalisées et une restauration unique CARES® X-Stream™ pour toutes les plates-formes des principaux concurrents.

Remarque : pour obtenir plus d'informations sur toutes les offres Straumann® CARES®, veuillez vous référer au document *Straumann® CARES® Scan & Shape, Informations de base* (702168/fr).


* Tous les produits, services et flux de travail ne sont pas disponibles dans tous les pays. Contactez votre représentant commercial pour une présentation détaillée des produits.

11.8.1 Aperçu du flux de travail Straumann® CARES® Scan & Shape *

Même les laboratoires expérimentés en CAD/CAM peuvent tirer profit de notre service de conception. Si vous utilisez 3Shape®, Exocad®, Dental Wings® ou tout autre logiciel de conception dentaire, vous pouvez simplement téléverser vos fichiers STL du modèle en plâtre ou de la situation buccale.

Fonctionnalité numérique **

- Téléchargez votre cas via n'importe quel système ouvert tel que 3Shape®, exocad®, Dental Wings® etc.
- Téléversez votre fichier STL du maxillaire, de la mandibule, de l'enregistrement de l'occlusion accompagné d'un diagnostic wax-up pour les barres et bridges transvissés.



Flux de travail simple

Connectez-vous à Straumann® CARES® Scan & Shape en ligne

- Envoyez-nous les fichiers STL et expédiez-nous vos modèles ou wax-up**
- Gérez vos commandes en ligne à tout moment, quelle que soit l'heure
- Recevez vos prothèses CARES® de la façon dont vous le souhaitez

Gamme de produits de la plate-forme en ligne Scan & Shape

Pour un aperçu complet de la gamme de produits Straumann® CARES® Scan & Shape, consultez le document *Straumann® CARES® Scan & Shape, Informations de base* (702168/fr) ou contactez votre représentant Straumann®.



* Tous les produits et procédures ne sont pas disponibles dans tous les pays.

** Le flux de travail des options et des modèles de téléversement de fichier STL peut varier d'un pays à un autre.

Tous les produits ne sont pas disponibles à travers la procédure wax-up.

Veuillez contacter votre représentant de vente local pour obtenir un aperçu détaillé des procédures de travail et des produits disponibles.

11.9 SMILE IN A BOX®


Smile in a Box® est un service flexible de planification de traitement et de fabrication qui vous permet d'élargir vos activités et de développer votre cabinet dentaire. En augmentant l'acceptation du traitement et en permettant un accès à la dentisterie numérique sans investissement, ce service vous permet d'accroître votre rentabilité. Gagnez en efficacité en réduisant le temps passé au fauteuil grâce à des protocoles de traitement avec mise en charge immédiate. Offrez des traitements implantaires avec plus de confiance en utilisant un flux de travail plus prédictible dans le cadre de la chirurgie guidée. Concentrez-vous sur ce qui vous passionne en choisissant les tâches que vous nous sous-traitez et les étapes que vous exécutez dans votre cabinet. Assurez la croissance de votre activité — quel que soit le plan de croissance de votre cabinet dentaire.




11.10 CONFIGURATION DE LA CASSETTE ET INTERVENTION CHIRURGICALE SANS MANIPULATION

Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC
041.785


Fraise profilée
034.362




Fraise profilée
034.363




Fraise profilée
034.365




Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet
066.4207




Instrument de vissage d'implant pour contre-angle
066.4102




Guide de parallélisme
046.799




Jauge de profondeur
046.800




Jauge de profondeur
046.801




Jauge de profondeur
046.802




Jauge de profondeur
046.803




Jauge de profondeur
046.804




Tournevis SCS
046.401




Rallonge pour foret
040.563




Pièces de rechange




Fraises profilées



Guide de parallélisme/Jauges de profondeur



VeloDrills™



Code QR







Illustration des repères de profondeur de forage




Protocole de forage




Foret aiguille
026.0056




Fraise ronde
044.003
044.004




X VeloDrill™
066.1501




X VeloDrill™
066.1502




X VeloDrill™
066.1503




X VeloDrill™
066.1504



X VeloDrill™
066.1505



X VeloDrill™
066.1506




Module C
041.783




Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX
041.787

BLC/TLC Fraises profilées



Guide de parallélisme et jauge de profondeur



Pièces de rechange (facultatif)



Pièces de rechange

Fraises profilées

Code QR

Guide de parallélisme/
Jauges de profondeur

VeloDrills™

Illustration des repères de
profondeur de forage

Choisissez une longueur de foret parmi les versions courte, moyenne ou longue, selon la longueur de l'implant utilisé. Consultez la liste des articles à la page 81.

Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet
066.4201
066.4207
066.4202

Instrument de vissage d'implant pour contre-angle
066.4101
066.4107
066.4102

Fraise ronde
044.003
044.004

Foret aiguille
026.0056

Forets aiguilles et fraises rondes

VeloDrills™

066.1702
066.1502
066.1302

066.1704
066.1504
066.1304

066.1706
066.1506
066.1306

066.1508
066.1308

066.1701
066.1501
066.1301

066.1703
066.1503
066.1303

066.1705
066.1505
066.1305

066.1507
066.1307

066.1509
066.1309

Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX 041.788

Instrument de vissage
d'implant guidé



TLC, pour
clé à cliquet
037.3002



TLC, pour
contre-angle
034.3003

BLC/TLC Fraises profilées



Fraise
profilée
034.362



Fraise
profilée
034.363



Fraise
profilée
034.365



Fraise
profilée
034.366



Fraise
profilée
034.367

straumann BLC - TLC - BLX - TLX

Code QR

Illustration des repères de profondeur de forage

Fraises profilées

VeloDrills™

Adaptateur guidé pour fraises profilées BLC/TLC 034.354 034.355 034.356

Emporte-pièce pour muqueuse et fraises plates

034.012 034.615
034.011 034.415
034.010 034.215

066.1701 066.1501 066.1301
066.1502 066.1302
066.1703 066.1503 066.1303
066.1704 066.1504 066.1304
066.1705 066.1505 066.1305
066.1706 066.1506 066.1306
066.1507 066.1307
066.1508 066.1308
066.1309 066.1509

Ø 2.2 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.5 Ø 3.7 Ø 4.2 Ø 4.7 Ø 5.2 Ø 6.2

H2 H4 H6

4 6 10 12 16 18

Module A
041.761

Plateau pour clé à cliquet
041.766


Clé à
cliquet
046.119

Dispositif
dynamomé-
trique
066.1100

Clé de désol-
idarisation
046.064

**Plateau pour jauge de
profondeur d'implant**
041.771

Jauge de profondeur
de l'implant, 066.2000



RT Fraise profilée
036.3300
036.3301

WT Fraise profilée
036.3302
036.3303

RT/WT Jeu de fraises profilées

Plateau à œillets, 6 petits
041.762



SCS Tournevis pour
clé à cliquet
046.400
046.401
046.402

SCS Tournevis pour
contre-angle
046.410
046.411
046.412

SCS Jeu de tournevis

Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands
041.764

12. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES







Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer aux brochures suivantes :

- *Cassette modulaire Straumann®*, Informations de base (702527/fr)
- *Système Straumann® VeloDrill™ pour chirurgie guidée*, Informations de base (702526/fr)
- *Butées d'arrêt Straumann®*, Informations de base (702874/fr)
- *Cassette modulaire Straumann®*, Guide de sélection (702824/fr)
- *Procédures prothétiques Straumann® Bone Level*, Informations de base (702061/fr)
- *Variobase® Straumann®*, Informations de base (702087/fr).
- *Système de rétention Straumann® Novaloc® pour prothèses hybrides* (702067/fr)
- *Prothèses implanto-portées Straumann® CARES®*, Informations de base (702165/fr)
- *Straumann® CARES® Scan & Shape*, Informations de base (702168/fr)
- *Mode d'emploi étape par étape pour les corps de scannage intra-oraux*, Informations de base (702063/fr)




13. LISTE DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS

Certains articles du système implantaire dentaire Straumann® ne sont pas disponibles dans tous les pays.









13.1 IMPLANTS TLC STANDARD PLUS SLACTIVE®

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
035.7008S		Straumann® TLC SP implants	Ø 3,3 mm NT SLActive® 8 mm	Roxolid®
035.7010S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 10 mm	
035.7012S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 12 mm	
035.7014S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 14 mm	
035.7016S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 16 mm	
035.7018S			Ø 3,3 mm NT SLActive® 18 mm	
035.7108S		Straumann® TLC SP implants	Ø 3,3 mm RT SLActive® 8 mm	Roxolid®
035.7110S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 10 mm	
035.7112S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 12 mm	
035.7114S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 14 mm	
035.7116S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 16 mm	
035.7118S			Ø 3,3 mm RT SLActive® 18 mm	
035.7306S		Straumann® TLC SP implants	Ø 3,75 mm RT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.7308S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 8 mm	
035.7310S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 10 mm	
035.7312S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 12 mm	
035.7314S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 14 mm	
035.7316S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 16 mm	
035.7318S			Ø 3,75 mm RT SLActive® 18 mm	
035.7506S		Straumann® TLC SP implants	Ø 4,5 mm RT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.7508S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 8 mm	
035.7510S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 10 mm	
035.7512S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 12 mm	
035.7514S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 14 mm	
035.7516S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 16 mm	
035.7518S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 18 mm	
035.7606S		Straumann® TLC SP implants	Ø 4,5 mm WT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.7608S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 8 mm	
035.7610S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 10 mm	
035.7612S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 12 mm	
035.7614S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 14 mm	
035.7616S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 16 mm	
035.7618S			Ø 4,5 mm WT SLActive® 18 mm	
035.7706S		Straumann® TLC SP implants	Ø 5,5 mm WT SLActive® 6 mm	Roxolid®
035.7708S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 8 mm	
035.7710S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 10 mm	
035.7712S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 12 mm	
035.7714S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 14 mm	
035.7716S			Ø 5,5 mm WT SLActive® 16 mm	










13.2 COIFFES DE FERMETURE

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
036.3200S		NT/RT/WT Coiffe de fermeture	Ø 2,7 mm, H 0 mm	Titane
036.3200SV4				
036.0201S		NT Coiffe de fermeture	Ø 4 mm, H 1,5 mm	
036.0201SV4				
036.1201S		RT Coiffe de fermeture	Ø 5,5 mm, H 1,5 mm	
036.1201SV4				




13.3 COIFFES DE CICATRISATION

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
036.1202S		RT Coiffe de cicatrisation	Ø 5,5 mm, H 2 mm	Titane
036.2202S		WT Coiffe de cicatrisation	Ø 7,2 mm, H 2 mm	
036.0203S		NT Coiffe de cicatrisation	Ø 4 mm, H 3 mm	
036.1203S		RT Coiffe de cicatrisation	Ø 5,5 mm, H 3 mm	
036.2203S		WT Coiffe de cicatrisation	Ø 7,2 mm, H 3 mm	
036.0204S		NT Coiffe de cicatrisation	Ø 4 mm, H 4,5 mm	
036.1204S		RT Coiffe de cicatrisation	Ø 5,5 mm, H 4,5 mm	
036.2204S		WT Coiffe de cicatrisation	Ø 7,2 mm, H 4,5 mm	




13.4 PILIERS D'EMPREINTE

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
036.0000		NT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert	court, vis de guidage incluse, H 15 mm	TAN (alliage de titane)
036.1000		RT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert		
036.2000		WT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert		
036.0001		NT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert	long, vis de guidage incluse, H 21 mm	
036.1001		RT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert		
036.2001		WT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert		
036.0002		NT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé	avec 1 vis de guidage et 2 coiffes	TAN (alliage de titane) / POM
036.1002		RT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé		
036.2002		WT Pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé		


13.5 ANALOGUES D'IMPLANTS

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
036.0100		NT analogue d'implant	L 12mm	TAN (alliage de titane)
036.0102		RT analogue d'implant		
036.1100		WT analogue d'implant		



13.6 ANALOGUES D'IMPLANTS REPOSITIONNABLES

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
036.1102		NT Analogue d'implant repositionnable		Acier inoxydable
036.2100		RT Analogue d'implant repositionnable		
036.2102		WT Analogue d'implant repositionnable		







13.7 CORPS DE SCANNAGE

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
036.3220		NT/RT/WT CARES® Corps de scannage mono	Ø 3,8 mm, H 10 mm	PEEK/TAN







13.8 VIS BASALES

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
036.3110		NT/RT/WT Vis basale		TAN (alliage de titane)
036.3111		NT/RT/WT Vis basale SA		













13.9 PARTIES SECONDAIRES PROVISOIRES

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
037.0000		NT Partie secondaire provisoire, pour couronne	H 10,3 mm	TAN (alliage de titane)
037.1000		RT Partie secondaire provisoire, pour couronne		
037.2000		WT Partie secondaire provisoire, pour couronne		
037.0001		NT Partie secondaire provisoire, pour bridge		
037.1001		RT Partie secondaire provisoire, pour bridge		
037.2001		WT Partie secondaire provisoire, pour bridge		







13.10 VARIOBASE® POUR COURONNE

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
Piliers				
037.0201		NT Variobase® pour couronne avec vis	Ø 4 mm, AH 5,5 mm	TAN (alliage de titane)
037.1201		RT Variobase® pour couronne avec vis	Ø 5 mm, AH 6 mm	
037.2201		WT Variobase® pour couronne avec vis	Ø 7 mm, AH 6,5 mm	
Coiffes calcinables				
037.0211		NT Coiffe calcinable pour Variobase® pour couronne	AH 5,5 mm	POM
037.0211V4		NT Coiffe calcinable pour Variobase® pour couronne		
037.1211		RT Coiffe calcinable pour Variobase® pour couronne	AH 6 mm	
037.1211V4		RT Coiffe calcinable pour Variobase® pour couronne		
037.2211		WT Coiffe calcinable pour Variobase® pour couronne	AH 6,5 mm	
037.2211V4		WT Coiffe calcinable pour Variobase® pour couronne		




13.11 VARIOBASE® POUR COURONNE SA

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
Piliers				
037.0203		NT Variobase® pour couronne SA avec vis	Ø 4 mm, AH 6,5 mm	TAN (alliage de titane)
037.1203		RT Variobase® pour couronne SA avec vis	Ø 5 mm, AH 7 mm	
037.2203		WT Variobase® pour couronne SA avec vis	Ø 7 mm, AH 7,5 mm	
Coiffes calcinables				
037.0212		NT Coiffe calcinable 25° pour Variobase® pour couronne SA	AH 6,5 mm	POM
037.1212		RT Coiffe calcinable 25° pour Variobase® pour couronne SA	AH 7 mm	
037.2212		WT Coiffe calcinable 25° pour Variobase® pour couronne SA	AH 7,5 mm	
Instruments et accessoires				
046.786		SA Tournevis pour clé à cliquet, extra - court	L 15mm	TAN (alliage de titane)
046.787		SA Tournevis pour clé à cliquet, court	L 21mm	
046.788		SA Tournevis pour clé à cliquet, long	L 27mm	
046.789		SA Tournevis pour contre-angle, extra court	L 20mm	
046.790		SA Tournevis pour contre-angle, court	L 26mm	
046.791		SA Tournevis pour contre-angle, long	L 32mm	
046.792		SA Aide de manipulation pour tournevis		
















13.12 VARIOBASE® POUR BRIDGE/BARRE CYLINDRIQUE

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
Piliers				
037.0204		NT Variobase® pour bridge/barre cylindrique avec vis	AH 3,5 mm	TAN (alliage de titane)
037.1204		RT Variobase® pour bridge/barre cylindrique avec vis	AH 4,0 mm	
037.2204		WT Variobase® pour bridge/barre cylindrique avec vis	AH 4,5 mm	
Coiffes calcinables				
037.0213		NT Coiffe calcinable pour Variobase® pour bridge/barre	AH 3,5 mm	POM
037.0213V4				
037.1213		RT Coiffe calcinable pour Variobase® pour bridge/barre	AH 4 mm	
037.1213V4				
037.2213		WT Coiffe calcinable pour Variobase® pour bridge/barre	AH 4,5 mm	
037.2213V4				







13.13 VARIOBASE® C

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
Piliers				
037.0205		NT Variobase® C		TAN (alliage de titane)
037.1205		RT Variobase® C		
037.2205		WT Variobase® C		




13.14 PARTIES SECONDAIRES À SCELLER

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
Piliers				
037.0100		NT Partie secondaire scellable droite 0°, pour couronnes/bridges	AH 5,7 mm	TAN (alliage de titane)
037.1100		RT Partie secondaire scellable droite 0°, pour couronnes/bridges		
037.2100		WT Partie secondaire scellable droite 0°, pour couronnes/bridges	AH 6 mm	
037.0101		NT Partie secondaire scellable angulée 15°		
037.1101		RT Partie secondaire scellable, angulée 15°		
037.2101		WT Partie secondaire scellable, angulée 15°		
Coiffes calcinables				
037.0110		NT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable droite 0° pour couronne	AH 6,2 mm	POM
037.1110		RT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable droite 0° pour couronne		
037.2110		WT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable droite 0° pour couronne	AH 6,5 mm	
037.0112		NT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable angulée 15° pour couronnes et bridges		
037.1112		RT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable angulée 15° pour couronnes et bridges		
037.2112		WT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable angulée 15° pour couronnes et bridges	AH 6,2 mm	
037.0111		NT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable droite 0° pour bridge		
037.1111		RT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable droite 0° pour bridge	AH 6,5 mm	
037.2111		WT Coiffe calcinable pour partie secondaire scellable droite 0° pour bridge		


































13.15 PARTIES SECONDAIRES EN OR

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
037.0300		NT Partie secondaire en or, couronne	H 3 mm	Ceramicor®/POM
037.1300		RT Partie secondaire en or, couronne	H 3,6 mm	
037.2300		WT Partie secondaire en or, couronne	H 4 mm	
037.0301		NT Partie secondaire en or, bridge	H 3 mm	
037.1301		RT Partie secondaire en or, bridge	H 3,6 mm	
037.2301		WT Partie secondaire en or, bridge	H 4 mm	

13.16 BLOCS DE PARTIES SECONDAIRES PRÉ-USINÉS

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
037.0600		NT Bloc de partie secondaire préusiné pour Medentika® Support	Ø 11,5 mm	TAN (alliage de titane)
037.1600		RT Bloc de partie secondaire préusiné pour Medentika® Support		
037.2600		WT Bloc de partie secondaire préusiné pour Medentika® Support		
037.0601		NT Bloc de partie secondaire préusiné pour Medentika® Support	Ø 15,8 mm	
037.1601		RT Bloc de partie secondaire préusiné pour Medentika® Support		
037.2601		WT Bloc de partie secondaire préusiné pour Medentika® Support		
037.0610		NT Bloc de partie secondaire préusiné pour CARES®	Ø 12 mm	
037.1610		RT Bloc de partie secondaire préusiné pour CARES®		
037.2610		WT Bloc de partie secondaire préusiné pour CARES®		

13.17 PARTIES SECONDAIRES NOVALOC®

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
Novaloc®, droite				
037.0500		NT Novaloc® ADLC, droite 0°	H1	TAV
037.1500		RT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.2500		WT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.0501		NT Novaloc® ADLC, droite 0°	H2	
037.1501		RT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.2501		WT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.0502		NT Novaloc® ADLC, droite 0°	H3	
037.1502		RT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.2502		WT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.0503		NT Novaloc® ADLC, droite 0°	H4	
037.1503		RT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.2503		WT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.0504		NT Novaloc® ADLC, droite 0°	H5	
037.1504		RT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.2504		WT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.0505		NT Novaloc® ADLC, droite 0°	H6	
037.1505		RT Novaloc® ADLC, droite 0°		
037.2505		WT Novaloc® ADLC, droite 0°		
Novaloc®, angulé				
037.0510		NT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H2	TAV
037.1510		RT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H2	
037.2510		WT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H2	
037.0511		NT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H3	
037.1511		RT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H3	
037.2511		WT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H3	
037.0512		NT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H4	
037.1512		RT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H4	
037.2512		WT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H4	
037.0513		NT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H5	
037.1513		RT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H5	
037.2513		WT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H5	
037.0514		NT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H6	
037.1514		RT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H6	
037.2514		WT Novaloc® ADLC, angulé 15°	H6	

CE 0481

* Fabricant : Valoc AG, Theodorshofweg 22, 4310 Rheinfelden, Suisse

Distributeur : Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Suisse

Réf.	Image	Article	Dimensions	Matériau
Auxiliaires*				
2010.721-STM		Novaloc® Analogue, bleu, 4 pcs		Aluminium
2010.720-STM		Novaloc® Analogue, - angulé à 15°, rouge, 4 pcs		
2010.722-STM		Novaloc® Matrice pour empreinte, rouge, 4 pcs.		PEEK
Inserts de rétention*				
2010.601-STM		Novaloc® Ensemble		
		Boîtier de matrice (y compris l'unité de montage), 2 pcs		Titane/POM
		Élément de rétention blanc - light, 2 pcs	Light, environ 750 g	PEEK
		Élément de rétention jaune - medium, 2 pcs	Moyen, environ 1200 g	
		Élément de rétention vert - strong, 2 pcs	Résistant, environ 1650 g	
		Anneau de montage, 2 pcs		silicone
2010.611-STM		Novaloc® Ensemble PEEK		
		Boîte de matrice PEEK (y compris l'unité de montage), 2 pcs		PEEK / POM
		Élément de rétention blanc - light, 2 pcs	Light, environ 750 g	
		Élément de rétention jaune - medium, 2 pcs	Moyen, environ 1200 g	
		Élément de rétention vert - strong, 2 pcs	Résistant, environ 1650 g	
		Anneau de montage, 2 pcs		silicone
2010.710-STM		Novaloc® Élément de rétention rouge - extra-light, 4 pcs	Extra light, environ 300 g	PEEK
2010.711-STM		Novaloc® Élément de rétention blanc - light, 4 pcs	Light, environ 750 g	
2010.712-STM		Novaloc® Élément de rétention jaune - medium, 4 pcs	Moyen, environ 1200 g	
2010.713-STM		Novaloc® Élément de rétention vert - strong, 4 pcs	Résistant, environ 1650 g	
2010.714-STM		Novaloc® Élément de rétention bleu - extra-strong, 4 pcs	Très résistant, environ 2100 g	
2010.715-STM		Novaloc® Élément de rétention noir - ultra-strong, 4 pcs	Extrêmement résistant, environ 2550 g	
Auxiliaires*				
2010.701-STM		Novaloc® Boîtier de matrice (y compris l'unité de montage), 4 pcs		Titane/POM
2010.702-STM		Novaloc® Boîtier de matrice PEEK (y compris l'unité de montage), 4 pcs		PEEK / POM
2010.703-STM		Novaloc® Boîtier de matrice - rallongé (y compris l'unité de montage), 4 pcs		Titane/POM

CE 0481

* Fabricant : Valoc AG, Theodorshofweg 22, 4310 Rheinfelden, Suisse

Distributeur : Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Suisse

13.18 INSTRUMENTS

13.18.1 Module C – Liste de commandes

Réf.	Image	Produit
041.783		Module C, kit auxiliaire
046.119		Clé à cliquet
066.2000		Jauge de profondeur de l'implant
066.1100		Dispositif dynamométrique
046.064		Clé de désolidarisation

























13.18.2 Module A – Liste de commandes



































Réf.	Image	Produit
041.761		Straumann® Cassette modulaire, Module A
046.119		Clé à cliquet
066.2000		Jauge de profondeur de l'implant
066.1100		Dispositif dynamométrique
046.064		Clé de désolidarisation
041.766		Module A plateau pour clé à cliquet
041.764		Plateau à œillets, 3 petits + 3 grands
046.400		SCS Tournevis pour clé à cliquet, extra court
046.401		SCS Tournevis pour clé à cliquet, court



















Réf.	Image	Produit
046.402		SCS Tournevis pour clé à cliquet, long
046.410		SCS Tournevis pour contre- angle, extra court
046.411		SCS Tournevis pour contre- angle, court
046.412		SCS Tournevis pour contre- angle, long
041.771		Plateau pour jau- ge de profondeur d'implant
041.762		Plateau à œillets, 6 petits
036.3300		RT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm
036.3302		WT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 5,5 mm
036.3301		RT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm
036.3303		WT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 5,5 mm
065.0105		Film radiographique de référence TLC

















Pour obtenir plus d'informations, se référer au document *Cassette modulaire Straumann®, Guide de sélection (702824/fr)*.



























13.18.3 Module B – Liste de commandes

Réf.	Image	Produit
041.776		Straumann® Cassette modulaire, Module B, Base + Couvercle
041.785		Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC
044.003		Fraise ronde, Ø 2,3 mm, acier inoxydable.
044.004		Fraise ronde, Ø 3,1 mm, acier inoxydable.
026.0056		Foret-aiguille, longue, Ø 1,6 mm, L 41 mm, acier inoxydable
066.1501		X VeloDrill™ pilote, guidé, Ø 2,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1502		X VeloDrill™, guidé, Ø 2,8 mm, moyen, acier inoxydable
066.1503		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1504		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,5 mm, moyen, acier inoxydable
066.1505		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,7 mm, moyen, acier inoxydable
066.1506		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,2 mm, moyen, acier inoxydable
034.362		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 3,3 mm, L 27 mm, acier inoxydable
034.363		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 3,75 mm, L 26 mm, acier inoxydable
034.365		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 4,5 mm, L 26 mm, acier inoxydable
046.799		Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm, L 27 mm, TAN
046.800		Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm, L 27 mm, TAN
046.801		Jauge de profondeur, Ø 3,2 mm, L 27 mm, TAN
046.802		Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm, L 27 mm, TAN
046.803		Jauge de profondeur, Ø 3,7 mm, L 27 mm, TAN
046.804		Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm, L 27 mm, TAN
066.4201		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, court, L 21 mm, acier inoxydable
066.4101		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, court, L 21 mm, acier inoxydable
046.401		SCS Tournevis, pour clé à cliquet, court, L 21 mm, acier inoxydable
040.563		Rallonge pour foret, L 23 mm, acier inoxydable





Réf.	Image	Produit
041.787		Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX
026.0056		Foret-aiguille, longue, Ø 1,6 mm, L 41 mm, acier inoxydable
044.003		Fraise ronde, Ø 2,3 mm, acier inoxydable
044.004		Fraise ronde, Ø 3,1 mm, acier inoxydable
066.1301		X VeloDrill™ pilote, guidé, Ø 2,2 mm, court, acier inoxydable
066.1302		X VeloDrill™, guidé, Ø 2,8 mm, court, acier inoxydable
066.1303		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,2 mm, court, acier inoxydable
066.1304		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,5 mm, court, acier inoxydable
066.1305		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,7 mm, court, acier inoxydable
066.1306		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,2 mm, court, acier inoxydable
066.1307		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,7 mm, court, acier inoxydable
066.1308		X VeloDrill™, guidé, Ø 5,2 mm, court, acier inoxydable
066.1309		X VeloDrill™, guidé, Ø 6,2 mm, court, acier inoxydable
066.1501		X VeloDrill™ pilote, guidé, Ø 2,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1502		X VeloDrill™, guidé, Ø 2,8 mm, moyen, acier inoxydable
066.1503		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1504		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,5 mm, moyen, acier inoxydable
066.1505		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,7 mm, moyen, acier inoxydable
066.1506		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1507		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,7 mm, moyen, acier inoxydable
066.1508		X VeloDrill™, guidé, Ø 5,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1509		X VeloDrill™, guidé, Ø 6,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1701		X VeloDrill™ pilote, guidé, Ø 2,2 mm, long, acier inoxydable
066.1702		X VeloDrill™, guidé, Ø 2,8 mm, long, acier inoxydable
066.1703		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,2 mm, long, acier inoxydable
066.1704		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,5 mm, long, acier inoxydable
066.1705		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,7 mm, long, acier inoxydable
066.1706		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,2 mm, long, acier inoxydable
066.1707		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,7 mm, long, acier inoxydable
034.362		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 3,3 mm, L 27 mm, acier inoxydable
034.363		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 3,75 mm, L 26 mm, acier inoxydable
034.365		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 4,5 mm, L 26 mm, acier inoxydable
034.366		BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 5,5 mm, L 26 mm, acier inoxydable
034.367		BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 6,5 mm, L 26 mm, acier inoxydable

Réf.	Image	Produit
046.799		Guide de parallélisme, Ø 2,2 mm, L 27 mm, TAN
046.800		Jauge de profondeur, Ø 2,8 mm, L 27 mm, TAN
046.801		Jauge de profondeur, Ø 3,2 mm, L 27 mm, TAN
046.802		Jauge de profondeur, Ø 3,5 mm, L 27 mm, TAN
046.803		Jauge de profondeur, Ø 3,7 mm, L 27 mm, TAN
046.804		Jauge de profondeur, Ø 4,2 mm, L 27 mm, TAN
046.805		Jauge de profondeur, Ø 4,7 mm, L 27 mm, TAN
046.806		Jauge de profondeur, Ø 5,2 mm, L 27 mm, TAN
046.807		Jauge de profondeur, Ø 6,2 mm, L 27 mm, TAN
066.4101		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, court, L 21 mm, acier inoxydable
066.4102		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, long, L 31 mm, acier inoxydable
066.4107		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour contre-angle, moyen, L 26 mm, acier inoxydable
066.4201		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, court, L 21 mm, acier inoxydable
066.4202		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, long, L 31 mm, acier inoxydable
066.4207		TorcFit™ Instrument de vissage d'implant pour clé à cliquet, moyen, L 26 mm, acier inoxydable
040.563		Rallonge pour foret, L 23 mm, acier inoxydable
046.411		SCS Tournevis, pour contre-angle, court, L 26 mm, acier inoxydable
046.401		SCS Tournevis, pour clé à cliquet, court, L 21 mm, acier inoxydable




Réf.	Image	Produit
041.788		Module B, plateau TorcFit™ BLC, TLC, BLX, TLX, guidé
034.010		Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 3,4 mm, guidé L 30 mm, acier inoxydable
034.011		Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,0 mm, guidé L 30 mm, acier inoxydable
034.012		Emporte-pièce pour muqueuse, Ø 4,7 mm, guidé L 30 mm, acier inoxydable
034.215		Fraise plate, Ø 2,8 mm, guidée, longueur 32,5 mm, acier inoxydable
034.415		Fraise plate, Ø 3,5 mm, guidée, longueur 32,5 mm, acier inoxydable
034.615		Fraise plate, Ø 4,2 mm, guidée, longueur 32,5 mm, acier inoxydable
066.1301		X VeloDrill™ pilote, guidé, Ø 2,2 mm, court, acier inoxydable
066.1302		X VeloDrill™, guidé, Ø 2,8 mm, court, acier inoxydable
066.1303		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,2 mm, court, acier inoxydable
066.1304		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,5 mm, court, acier inoxydable
066.1305		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,7 mm, court, acier inoxydable
066.1306		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,2 mm, court, acier inoxydable
066.1307		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,7 mm, court, acier inoxydable
066.1308		X VeloDrill™, guidé, Ø 5,2 mm, court, acier inoxydable
066.1309		X VeloDrill™, guidé, Ø 6,2 mm, court, acier inoxydable

Réf.	Image	Produit
066.1501		X VeloDrill™ pilote, guidé, Ø 2,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1502		X VeloDrill™, guidé, Ø 2,8 mm, moyen, acier inoxydable
066.1503		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1504		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,5 mm, moyen, acier inoxydable
066.1505		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,7 mm, moyen, acier inoxydable
066.1506		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1507		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,7 mm, moyen, acier inoxydable
066.1508		X VeloDrill™, guidé, Ø 5,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1509		X VeloDrill™, guidé, Ø 6,2 mm, moyen, acier inoxydable
066.1701		X VeloDrill™ pilote, guidé, Ø 2,2 mm, long, acier inoxydable
066.1702		X VeloDrill™, guidé, Ø 2,8 mm, long, acier inoxydable
066.1703		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,2 mm, long, acier inoxydable
066.1704		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,5 mm, long, acier inoxydable
066.1705		X VeloDrill™, guidé, Ø 3,7 mm, long, acier inoxydable
066.1706		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,2 mm, long, acier inoxydable
066.1707		X VeloDrill™, guidé, Ø 4,7 mm, long, acier inoxydable
034.362		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 3,3 mm, L 27 mm, acier inoxydable
034.363		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 3,75 mm, L 26 mm, acier inoxydable
034.365		BLC/TLC Fraise profilée, courte, compatible avec FIBA, Ø 4,5 mm, L 26 mm, acier inoxydable
034.366		BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 5,5 mm, L 26 mm, acier inoxydable
034.367		BLC/TLC Fraise profilée, courte, Ø 6,5 mm, L 26 mm, acier inoxydable
037.3002		TorcFit™ TLX Instrument de vissage d'implant guidé, pour clé à cliquet, pour TLX SP, L 30,7 mm, acier inoxydable
037.3003		TorcFit™ TLX Instrument de vissage d'implant guidé, pour contre-angle, pour TLX SP, L 36 cm, acier inoxydable
034.354		Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H2, contre-angle, acier inoxydable
034.355		Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H4, contre-angle, acier inoxydable
034.356		Adaptateur guidé pour fraise profilée, FIBA, H6, contre-angle, acier inoxydable




Fraises profilées

Réf.	Image	Produit	Dimensions	Matériau
036.3300		RT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm		SST
036.3302		WT Fraise profilée, courte, pour implants Ø 5,5 mm		
036.3301		RT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 3,75/Ø 4,8 mm		
036.3303		WT Fraise profilée, longue, pour implants Ø 5,5 mm		

Profileurs osseux

Réf.	Image	Produit	Dimensions	Matériau
049.4065		TLX Cylindre de guidage pour trépan osseux, Ø 3,6 mm	L 9,8mm	TAN
044.304		Trépan osseux pour RN/RT, à utiliser avec un cylindre de guidage (049.4065)	L 28mm	Acier inoxydable
044.305		Trépan osseux pour WN/WT, à utiliser avec un cylindre de guidage (049.4065)	L 25mm	

Kit de retrait de parties secondaires

Réf.	Image	Produit	Dimensions	Matériau
065.0007		RB/WB vis de retrait de parties secondaires, pour retirer les parties secondaires coincées dans l'implant par des forces de friction		TAN
065.0008		Outils de retrait pour vis basale RB/WB, gauche	L 27mm	Acier inoxydable
065.0009			L 21mm	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

Sirona CEREC - CEREC® est une marque déposée de Sirona Dental Systems GmbH, Allemagne

Amann Girrbach - Amann Girrbach® est une marque déposée d'Amann Girrbach AG, Autriche

3Shape - 3Shape® est une marque déposée de 3shape A/S, Danemark

Exocad - Exocad® est une marque déposée d'Exocad GmbH, Allemagne

Dental Wings - Dental Wings® est une marque déposée de Dental Wings Inc., Canada

© Institut Straumann AG, 2023. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.

Produits non-remboursés par les organismes de santé.

