

Folha técnica

Kit de clareamento GLO Take-Home GLO Science, Inc.



INDICAÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto	Dispositivo de estética dentária
Indicação	Clareamento dental em casa

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Origem	EUA
Temperatura de armazenamento	Temperatura ambiente
Especificações do produto	<ul style="list-style-type: none">• Kit de clareamento dental Take-Home• Contém a tecnologia patenteada de aquecimento por calor e luz G.L.O. (Guided Light Optics) em um bocal de tamanho universal, com frascos de gel de clareamento de 6% de peróxido de hidrogênio• Tratamento para um paciente 4 x 8 min = 32 min com 1 frasco• O bocal de clareamento é composto por uma placa de circuito flexível, contendo elementos emissores de luz e calor, incorporados dentro de um recobrimento de resina de silicone• O bocal é aquecido até 52°C para ativar o gel de clareamento e acelerar a formação de íons de oxigênio para clareamento• O conjunto de bateria GLO Control alimenta o bocal de clareamento através de bateria de polímero de íon de lítio• GLO Control contém um interruptor de desligamento/timer automático de 8 minutos; os usuários administram até quatro aplicações de 8 minutos de uma só vez• Inclui o mesmo dispositivo de controle GLO profissional para clareamento dental, que é usado na clínica para tratamentos de clareamento em consultório e está disponível para pacientes exclusivamente através de profissionais de odontologia
Peças componentes	<p>Cada kit inclui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo GLO Control profissional e bocal• 10 frascos de gel de clareamento GLO a 6%, com concentração profissional• Estojo do bocal• Cabo USB e adaptador de energia• Estojo para transporte• Manual do usuário
Esterilização/desinfecção	<ul style="list-style-type: none">• Enxágue com água o bocal do kit para uso em casa para limpar, não autoclave• Limpe o GLO Control com um pano
Vida útil	2 anos
Situação regulamentar	Cosmético CE
Entrada no mercado	2014

PRODUÇÃO

Embalagem

Caixas de papelão

LINHA DE PRODUTOS DISPONÍVEIS

	Descrição/Embalagem	Art.
	6 caixas kits de clareamento GLO Take-Home 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio) Peso (kg): 3,06 Dimensões (cm): 41,3 (C) x 25,4 (L) x 25,46 (A)	311106EU
	1 caixa kit de clareamento GLO Take-Home 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio) Peso (kg): 0,51 Dimensões (cm): 20,32 (C) x 20,32 (L) x 7,62 (A)	458113EU
	6 caixas refil dos frascos GLO (x10), 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio) + Lip Care Peso (kg): 2,7 Dimensões (cm): 23,1 (C) x 20,3 (L) x 17,8 (A)	2581052106EU
	1 caixa refil dos frascos GLO (x10), 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio) + Lip Care Peso (kg): 0,45 Dimensões (cm): 15,24 (C) x 17,78 (L) x 1,91 (A)	258105210EU

HOTLINE

Reino Unido

• (+44) 01 293 651230

ALEMANHA

• (+49) 761 450 13 50

ITÁLIA

(+39) 800 810 500

International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.

A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas.

 **straumann**