

KLEINER DURCHMESSER,
GROSSE LEISTUNG.

NEODENT[®] HELIX GM NARROW
ARBEITSPROTOKOLL



IMPLANTAT

Ø 2.9



Acqua

- 10 140.1063
- 12 140.1064
- 14 140.1065

BOHRSEQUENZ



NGM Chirurgiekassette

- 110.315 Ohne Inhalt
- 110.316 Mit Inhalt



125.180
NGM Hülse

Für herkömmliche chirurgische Verfahren

	KNOCHENKLASSE I UND II				KNOCHENKLASSE III UND IV	
10	103.586	103.669	103.672	103.675	103.586	103.669*
12	103.586	103.670	103.673	103.675	103.586	103.670*
14	103.586	103.671	103.674	103.675	103.586	103.671*

*OPTIONAL

Für Guided Surgery

	KNOCHENKLASSE I UND II						KNOCHENKLASSE III						
10	103.585*	103.667*	103.668	103.669	103.672	103.675	103.585*	103.667*	103.668	103.669*	-	-	-
12	103.585*	103.667*	103.668	103.670	103.673	103.675	103.585*	103.667*	103.668	103.670*	103.585*	103.667*	103.668
14	103.585*	103.667*	103.668	103.671	103.674	103.675	103.585*	103.667*	103.668	103.671*	103.585*	103.667*	103.668

*OPTIONAL

RÖNTGENPOSITIONIERER



NGM
Röntgenpositionierer
129.035

SCHRAUBENDREHER UND DREHMOMENTSCHLÜSSEL



NGM Implantatschraubendreher – Winkelstück

105.165



NGM Implantatschraubendreher – Drehmomentschlüssel

105.166



Drehmomentschlüssel

104.050

ABDECKSCHRAUBE



NGM Abdeckschraube

117.024



Neo Handschraubendreher

- 104.058 Kurz
- 104.060 Mittel
- 104.070 Lang

GINGIVAFORMER



NGM Gingivaformer

- 0.8 106.262
- 1.5 106.263
- 2.5 106.264
- 3.5 106.265
- 4.5 106.266

CHIRURGISCHE HILFSINSTRUMENTE



NGM Höhenmesser
128.036

WAHL DES SEKUNDÄRTEILS

NGM Titanbasis für Krone Ø 3.5

	4 mm	6 mm
GH 0.8	135.414	135.419
GH 1.5	135.415	135.420
GH 2.5	135.416	135.421
GH 3.5	135.417	135.422
GH 4.5	135.418	135.423

Click NGM Exact Universalsekundärteil		Click NGM Exact Universalsekundärteil 17°	
	4 mm	6 mm	
Ø 3.3	GH 0.8	114.902	114.906
	GH 1.5	114.903	114.907
	GH 2.5	114.904	114.908
	GH 3.5	114.905	114.909
Ø 3.3	GH 1.5	114.910	114.913
	GH 2.5	114.911	114.914
	GH 3.5	114.912	114.915

ABFORMUNG / SCANNEN

Scankörper für NGM Implantat

108.221

Abformpfosten für NGM Implantat

108.203	Geschlossener Löffel
108.204	Exact, offener Löffel
108.206	Kappe, offener Löffel

Scankörper für Universalsekundärteil

Ø 3.3

	4 mm	6 mm
Ø 3.3	108.143	108.144

Abformpfosten für Click Universalsekundärteil

	4 mm	6 mm
Ø 3.3	108.172	108.173

MODELLHERSTELLUNG

NGM Repositionierbares Hybridanalog

101.107

Repositionierbares Hybridanalog für Universalsekundärteil

	4 mm	6 mm
Ø 3.3	101.097	101.098

Universalsekundärteilanalog

	4 mm	6 mm
Ø 3.3	101.070	101.071

PROVISORISCHE VERSORGUNG

NGM Exact Provisoriumssekundärteil Ø 3.5

GH 0.8	118.373
GH 1.5	118.374
GH 2.5	118.375
GH 3.5	118.376
GH 4.5	118.377

Provisoriumskappe für Click Universalsekundärteil

	4 mm	6 mm
Ø 3.3	118.304	118.305

SCANNEN VON MODELLEN

Scankörper für NGM Implantat

108.221

-

DEFINITIVE VERSORGUNG

Ausbrennbare Kappe für Titanbasis

	4 mm	6 mm
Ø 3.5	118.322	118.323

* bei herkömmlichem Workflow

Kappe für Universalsekundärteil (ausbrennbar)

	4 mm	6 mm
Ø 3.3	118.181	118.182

SCHRAUBEN

Neo NGM Schraube

116.293	Neotorque
116.294	Titan

-

SCHRAUBENDREHER

Neo Schraubendreher für Drehmoment-schlüssel		Neo Schraubendreher für Winkelstück	
105.133	Kurz	105.146	Extrakurz
105.132	Mittel	105.135	Kurz
105.157	Lang	105.136	Mittel

Neo Schraubendreher für Drehmoment-schlüssel		Neo Schraubendreher für Winkelstück	
105.132	Mittel	105.135	Kurz
105.157	Lang	105.160	Lang

Verschraubte Lösungen | Einzelzahn-/mehrgliedrige Versorgungen

Deckprothese

WAHL DES SEKUNDÄRTEILS	<p>NGM Mikro Sekundärteil Ø 3.5</p> <ul style="list-style-type: none"> GH 0.8 115.287 GH 1.5 115.288 GH 2.5 115.289 GH 3.5 115.290
ABFORMUNG	<p>Scankörper für Mikro Sekundärteil 108.219 Für Kronen und Brücken</p> <p>Abformpfosten für Mikro Sekundärteil 108.182 Geschlossener Löffel für Krone 108.178 Offener Löffel Slim für Brücke</p>
MODELLHERSTELLUNG	<p>Laborimplantat für Mikro Sekundärteil</p> <ul style="list-style-type: none"> 101.078 Herkömmlich 101.091 Repositionierbares Hybridanalog (herkömmlich/digital)
PROVISORISCHE VERSORGUNG	<p>Titankappe für Neo Mikro Sekundärteil</p> <ul style="list-style-type: none"> 118.297 Für Brücke 118.317 Für Krone <p>Schutzzylinder für Neo Mikro Sekundärteil</p> <ul style="list-style-type: none"> 106.267 Für Brücke
SCANNEN VON MODELLEN	<p>Scankörper für Mikro Sekundärteil 108.219 Für Kronen und Brücken</p>
DEFINITIVE VERSORGUNG	<p>Kappen für Neo Mikro Sekundärteil</p> <p>Ausbrennbar CoCr 118.295 118.296 118.315 118.316</p> <p>Kappen-Basis für Neo Mikro Konisches Sekundärteil</p> <p>Titan 118.381 Für Brücke 118.363 Für Krone</p> <p>Kappen für Neo Mikro Sekundärteil Kappen One-Step-Hybrid</p> <p>Ausbrennbar CoCr Titan 118.341 118.333 118.381</p>
SCHRAUBEN UND POLIERSCHUTZ	<p>Schraube für Kappe für Neo Mikro Sekundärteil</p> <p>Neotorque Titan 116.270 116.269</p> <p>Polierschutz für Mikro Sekundärteil 123.015 Für Brücke</p> <p>Neo Arbeitsschraube One-Step-Hybrid 116.271</p>
SCHRAUBENDREHER	<p>Sechskant-Prothetischschraubendreher 105.137</p> <p>Neo Schraubendreher für Drehmoment-schlüssel</p> <ul style="list-style-type: none"> 105.133 Kurz 105.132 Mittel 105.157 Lang <p>Neo Schraubendreher für Winkelstück</p> <ul style="list-style-type: none"> 105.146 Extrakurz 105.135 Kurz 105.136 Mittel

