

# Straumann® Emdogain® y Straumann® Emdogain® FL



El dominio del tratamiento periimplantario.

Straumann® Emdogain® y Straumann® Emdogain® FL consisten en un gel exclusivo que contiene derivados de la matriz del esmalte. Esta mezcla de proteínas naturales es capaz de inducir procesos biológicos que normalmente tienen lugar durante el desarrollo del periodonto y puede estimular algunas células implicadas en el proceso de cicatrización de los tejidos duros y blandos.<sup>1</sup> Incorporar Straumann® Emdogain® o Straumann® Emdogain® FL al tratamiento correctivo de la enfermedad periimplantaria mejora el resultado clínico del procedimiento.<sup>2,5</sup>

**Mucositis:** Straumann® Emdogain® FL reduce significativamente\* la profundidad de sondaje (PD) y el sangrado al sondaje (BOP)<sup>5,6</sup>

**Periimplantitis:** Straumann® Emdogain® se asocia positivamente con la ganancia ósea y la supervivencia del implante y tiene como resultado un mayor éxito del tratamiento<sup>2-4</sup>

\*en comparación con la terapia no quirúrgica convencional sin Straumann® Emdogain® FL.



ELIMINAR



INACTIVAR



TRATAR



MANTENER

Straumann® Emdogain® y Straumann® Emdogain® FL mejoran el resultado positivo del tratamiento de la enfermedad periimplantaria.

## Straumann® Emdogain® y Straumann® Emdogain® FL

### Eficaz

- Junto con el tratamiento quirúrgico de la periimplantitis, Straumann® Emdogain® se asocia positivamente con la ganancia ósea y la supervivencia del implante.<sup>2-4</sup>
- La formulación de Straumann® Emdogain® está documentada en más de 1000 publicaciones, incluidos más de 600 estudios clínicos que cubren diversas indicaciones clínicas, desde cirugía periodontal hasta cicatrización de heridas orales.<sup>7</sup>

### Procedimientos más eficientes

- El uso de Straumann® Emdogain® en el tratamiento de la periimplantitis tiene como resultado un mayor éxito, definido como la ausencia de tratamientos adicionales debido a reinfecciones o pérdida de implantes.<sup>2-4</sup>
- En comparación con el desbridamiento mecánico solo, el uso concomitante de Straumann® Emdogain® FL da como resultado una mejora significativa de los parámetros clínicos en el tratamiento de la inflamación de la mucosa periimplantaria.<sup>5,6</sup>

### Fácil de aplicar

Debido a su consistencia de gel, Straumann® Emdogain® y Straumann® Emdogain® FL son fáciles de aplicar, incluso en defectos de difícil acceso.



## Indicaciones

### Tratamiento no quirúrgico de la mucositis periimplantaria con Straumann® Emdogain® FL

1. Realice un desbridamiento mecánico completo con el cepillo Labrida BioClean™.
2. Elimine la biopelícula subgingival aplicando Straumann® PrefGel® en las bolsas durante 2 minutos.
3. Enjuague con solución salina estéril y seque la superficie de contacto.



4. Aplique Straumann® Emdogain® FL subgingivalmente en los lugares afectados utilizando un abordaje sin colgajo.
5. Presione suavemente el margen gingival para cerrar el punto de acceso.



### Tratamiento quirúrgico de la periimplantitis con Straumann® Emdogain®, materiales de injerto óseo y membrana de colágeno

1. Eleve un colgajo de espesor completo, retire la biopelícula suave con el cepillo Labrida BioClean™ y descontamine la superficie del implante.
2. Aplique Straumann® PrefGel® durante 2 minutos.
3. Enjuague Straumann® PrefGel® con solución salina estéril y seque el área tratada.



4. Aplique Straumann® Emdogain® evitando la contaminación con sangre o saliva.
5. Realice GBR en el defecto de tejido duro.
6. Para mejorar la cicatrización, Straumann® Emdogain® puede aplicarse debajo del colgajo y sobre las suturas.



## BIBLIOGRAFÍA

- 1 Miron et al. J Clin Periodontol. 2016
- 2 Esberg et al. J Clin Periodontol. 2019.
- 3 Isehed et al. J Clin Periodontol. 2016.
- 4 Isehed et al. J Clin Periodontol. 2018
- 5 Faramarzi et al. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2015
- 6 Kashefimehr et al. Clin Oral Investig. 2017.
- 7 Según la búsqueda en PUBMED de "Emdogain" o "derivado de la matriz del esmalte".



## International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax: +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com