

Variobase®
para CEREC®
passa a ser
Variobase® C

AGORA disponível no
software Sirona




Mais do que
um pilar de titânio.
A sua ligação de confiança
entre o implante
e a restauração.




Mais do que ganhar toda a cadeia de valor.
O pilar de titânio original para
o seu fluxo de trabalho no consultório.

O fluxo de trabalho de próteses implanto-suportadas no consultório proporciona uma forma rápida, eficiente e com boa relação custo-eficácia para os seus casos de restauração de implantes.

Graças à nossa colaboração com a Sirona, o Straumann® Variobase® C está agora disponível no software Sirona. Com esta opção, pode tirar o máximo partido das vantagens de um fluxo de trabalho para implantes no consultório, além de conseguir a ligação original implante-pilar Straumann® e um perfil de saída harmonizado para as plataformas de implantes Bone Level.



Desenho côncavo do colar do Variobase® C para implantes Straumann® Bone Level



Colar de desenho convexo para pilar de titânio de terceiros para CEREC® alegadamente compatível com os implantes Straumann® Bone Level.

O DESENHO DO PILAR FAZ A DIFERENÇA PARA O SEU PACIENTE

O nosso desenho aperfeiçoado do Bone Level NC e RC Variobase® C possibilita um perfil de saída otimizado, destinado a promover um excelente resultado estético para a sua restauração. Além disso, os seus pacientes podem beneficiar de um procedimento de limpeza mais fácil devido ao desenho côncavo do colar.

- NC e RC Bone Level Variobase® C
 - Aumento de 1 mm na altura da gengiva
 - Desenho côncavo do colar
- NC Bone Level Variobase® C
 - Redução no diâmetro da plataforma de \varnothing 4,5 para \varnothing 3,8 mm



A LIGAÇÃO ORIGINAL IMPLANTE-PILAR

Confie na perfeita harmonia de design entre os implantes Straumann e os componentes protéticos correspondentes. Utilize a ligação original Straumann® para beneficiar de:

- componentes perfeitamente compatíveis
- fiabilidade baseada em evidências clínicas comprovadas a longo prazo
- excelente assistência técnica e apoio ao cliente
- 10 anos de garantia Straumann®*

* Para os termos e condições da Garantia Straumann® (incluindo o território da Garantia), consulte a brochura Garantia Straumann® (159.360/pt).

O SEU CAMINHO PARA RESTAURAR OS IMPLANTES STRAUMANN COM O STRAUMANN® VARIOBASE® C

Passo 1 – Encomenda



O Variobase® C é compatível com o corpo de referência Sirona, pilar de digitalização Sirona e os blocos de material com canal do parafuso pré-fabricado.

Selecione as respectivas peças conforme se mostra na tabela seguinte:

Variobase® C	Tamanho do corpo de referência Sirona	Sirona ScanPost	Bloco de material tamanho do orifício do parafuso
 RC, GH 1mm 022.0044	L	S BL 4.1 L	L
 NC, GH 1mm 022.0043	S	S BL 3.3 L *	S
 NNC 022.0018	S	Indisponível	S
 RN 022.0019	L	SSO 4.8 L	L
 WN 022.0020	L	SSO 6.5 L	L


* Use o corpo de referência de tamanho L quando utilizar o pilar de digitalização Sirona para a digitalização.



- Encomende o Variobase® C através do canal de vendas da Straumann da sua preferência
- Encomende o corpo de referência e o pilar de digitalização Sirona através do canal de distribuição da Sirona
- Encomende o bloco de material com canal de parafuso pré-fabricado através da rede de distribuição do fabricante do material

Atenção: As versões mais antigas do Variobase® para CEREC RC (022.0024) e NC (022.0025) não são compatíveis com os respectivos sucessores Variobase® C RC GH 1mm (022.0044) e NC GH 1mm (022.0043) devido a diferentes parâmetros de design dos produtos.

Passo 2 – Digitalização intra-oral



Insira o Variobase® C ou o pilar de digitalização Sirona no implante


Coloque o corpo de referência Sirona no Variobase® C ou no pilar de digitalização Sirona

Proceda à digitalização intra-oral



Passo 3 – Concepção e produção

Use o seu software Sirona para seleccionar o original Straumann® Variobase® C.




- Selecciono o Variobase® C na biblioteca de implantes do sistema CAD/CAM para desenhar a restauração.
- Proceda à fresagem da restauração

Software Sirona CEREC®
máscara de selecção

Estão disponíveis conjuntos de materiais Variobase® C para as seguintes ofertas do software Sirona. Descarregue o conjunto de material Variobase® C a partir do website da Sirona.

Software	Versão	Disponibilidade
CEREC®	4.3 ou posterior	Já disponível
CEREC® Premium	4.4 ou posterior	Verão de 2016
In-Lab	15.1 ou posterior	Verão de 2016

Passo 4 – Finalização e inserção



- Verifique o encaixe da restauração intraoralmente no Variobase® C
- Proceda à finalização da restauração empregando procedimentos standard
- Cimente* a restauração no Variobase® C
- Proceda à inserção final na boca do paciente

* Para obter informações sobre a cimentação adequada, queira consultar as instruções de utilização disponíveis em ifu.straumann.com





International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

CEREC® e ScanPost® são marcas comerciais registradas da Sirona Dental Systems, Inc., E.U.A.

© Institut Straumann AG, 2016. Todos os direitos reservados.

Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logótipos da Straumann® aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas.