

Labside-Bibliotheken sind mit Exocad® and 3Shape® CAD-Software kompatibel.
Die Bibliotheken können unter www.anthogyr.com im Bereich DIGITAL / Labside heruntergeladen werden.

- Vor der Installation sollten Sie Folgendes identifizieren:**
- . CAD-Software und Versionsnummer
 - . Die Artikelnummern der Axiom® BL und Axiom® TL
 - . Komponenten Scan-Zubehörteile

Vor der Installation müssen frühere Bibliothek-Versionen, die nicht mehr verwendet werden, deinstalliert werden

30/07/2021

C208 - IndB

Implantat Plattform		Fräsoptionen		Workflow für herkömmliche Abformungen		Workflow für digitale Abformungen mit einem Intraoral-Scanner		Exocad® Alle Versionen			3Shape® Scanner und CAD software										
Artikelnummern der Komponenten	Komponententyp	Indexiert	Nicht rotationsgesichert	Scan-Adapter für Laborscanner	Modellanaloge für Gipsmodell	Digitale Abformposten für Intraoral-Scanner	Modellanaloge für gedrucktes Modell	Imetric® Laborscanner	Medit® Laborscanner	Andere Konfigurationen											
								versionen 5 und höher	versionen 2	alle geöffneten Exocad® Versionen	versionen 2017 und 2018	versionen 2019	versionen 2020	versionen 2021							
Name der zugehörigen Bibliotheks-Dateien																					
OPPM-M-TI-11 OPPM-M-TI-16	PreFace Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA	Anthogyr_Labside_lmtric_V2.02.02	Anthogyr_Labside_exocad_V2.02.02	Anthogyr_Labside_exocad_V2.02.02	NA	Anthogyr_Labside_2019_3shape_V2.02.02	Anthogyr_Labside_2020_3shape_V2.02.02	Anthogyr_Labside_2021_3shape_V2.02.02							
TPM-M-TI-N11 TPM-M-TI-N16 TPM-M-TI-R11 TPM-M-TI-R16	PreFace Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA 156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-N TA100-R TA100-R	156-01-DT 156-01-DT 156-02-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-01-PA 156-02-PA 156-02-PA														
OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA														
MUNFLEX MUFLEX	FlexiBase® Multi-Unit	-	✓	151-04-SAO 151-03-SAO	MUNA100 MUA100	151-04-DT-MUN 151-03-DT-MU	151-04-PA 151-03-PA														
TFLEX-N TFLEX-R	FlexiBase® Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-R	156-01-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-02-PA														
TFLEX-N-P TFLEX-R-P		-	✓	156-0X-SAO 156-0X-SAO	TA100-N TA100-R	156-01-DT-IL 156-02-DT-IL	156-01-PA 156-02-PA														
OPFLEX403 OPFLEX503	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA								Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Imetric	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Medit	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2018	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2019	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2020	NA