

Nos bibliothèques sont compatibles avec les logiciels CAD : Exocad®, 3Shape® et DentalWings®.
Elles sont téléchargeables depuis le site www.anthogyr.fr rubrique DIGITAL / LABSIDE.

Avant toute installation, il est important d'identifier :

- . le logiciel CAD et sa version
- . les références des composants Axiom® BL et Axiom® TL
- . les accessoires de numérisation associés

Avant toute installation, il est important de désinstaller les précédentes versions de bibliothèques qui ne vous sont plus utiles.

28/10/2020

Plateformes implantaires		Possibilités d'usage		Flux avec empreinte conventionnelle		Flux avec empreinte intra-orale avec SIO (Scanner Intra-Oral)		Exocad® Toutes versions			3Shape® Scanners et logiciel CAD			DentalWings Scanners et logiciel CAD
Références de composants	Type de composants	Indexé (Unitaire)	Rotationnel (Plural)	Scan-Adapters pour scanner de laboratoire	Analogues pour modèle en plâtre	Transferts numériques pour SIO	Analogues pour modèle imprimé au laboratoire	Scanner de laboratoire Imetric®	Scanner de laboratoire Medit®	Autres configurations				
								versions 5 et plus	versions 2.0.0.0 et plus	toutes versions d'Exocad® ouvertes	versions 2017 et 2018	version 2019	version 2020	versions 4.0.0 et plus
Nom des fichiers de bibliothèques associées														
OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA	Anthogyr_Labside_imetric_V2.02.01	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.01	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.01	Anthogyr_Labsidemb_2017_3shape_V2.02.01	Anthogyr_Labsidemb_2019_3shape_V2.02.01	Anthogyr_Labsidemb_2019_3shape_V2.02.01	Anthogyr_Labsidemb_DentalWings_V2.02.01
MUNFLEX MUFLEX	FlexiBase® Multi-Unit	-	✓	151-04-SAO 151-03-SAO	MUNA100 MUA100	151-04-DT-MUN 151-03-DT-MU	151-04-PA 151-03-PA							
TFLEX-N TFLEX-R	FlexiBase® Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-R	156-01-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-02-PA							
TFLEX-N-P TFLEX-R-P		-	✓	156-0X-SAO 156-0X-SAO	TA100-N TA100-R	156-01-DT-IL 156-02-DT-IL	156-01-PA 156-02-PA							
OPFLEX403 OPFLEX503	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Imetric	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Medit	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2018	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2019	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2020	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-DentalWings