

## Elenco di compatibilità LABSIDE

Le nostre librerie sono compatibili con i software CAD: Exocad®, 3Shape® e DentalWings®.  
Sono scaricabili dal sito [www.anthogyr.fr](http://www.anthogyr.fr) sezione DIGITAL / LABSIDE.

Prima dell'installazione occorre identificare:

- . il software CAD e la sua versione
- . I riferimenti dei componenti Axiom® BL e Axiom® TL
- . Gli accessori di digitalizzazione associati

Prima dell'installazione, è importante disinstallare le precedenti versioni delle librerie che non servono più.

28/10/2020

| Piattaforme implantari                 |                          | Possibilità di lavorazione |                        | Flusso con impronta tradizionale        |                               | Flusso con impronta intra-orale con SIO (Scanner intra-orale) |  | Exocad® Tutte le versioni                              |  |  | 3Shape® Scanner e software CAD                     |  |  | DentalWings Scanner e software CAD                  |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Riferimenti dei componenti             | Tipo di componenti       | Indicizzato (Unitaria)     | Rotazionale (Multipla) | Scan-adapter per scanner di laboratorio | Analoghi per modello in gesso | Transfer digitali per SIO                                     | Analoghi per modello stampato in laboratorio | Scanner di laboratorio Imetric®                        | Scanner di laboratorio Medit®                        | Altre configurazioni                           | versioni 2017 e 2018                               | versione 2019                                      | versione 2020                                      | versione 4.0.0 e superiore                          |
| OPFLEX413/423/433<br>OPFLEX513/523/533 | FlexiBase®<br>Axiom BL   | ✓                          | -                      | 152-27-SAA<br>152-27-SAA                | OPIA100<br>OPIA100            | 152-27-DT<br>152-27-DT  | 152-27-PA<br>152-27-PA                       | versione 5 e superiore                                 | versione 2.0.0.0 e superiore                         | tutte le versioni di Exocad® aperte            | versioni 2017 e 2018                               | versione 2019                                      | versione 2020                                      | versione 4.0.0 e superiore                          |
| MUNFLEX<br>MUFLEX                      | FlexiBase®<br>Multi-Unit | -                          | ✓                      | 151-04-SAO<br>151-03-SAO                | MUNA100<br>MUA100             | 151-04-DT-MUN<br>151-03-DT-MU                                 | 151-04-PA<br>151-03-PA                       | Nome dei file delle librerie associate                 |  |  |  |  |  |   |
| TFLEX-N<br>TFLEX-R                     | FlexiBase®<br>Axiom TL   | ✓                          | -                      | 156-0X-SAA<br>156-0X-SAA                | TA100-N<br>TA100-R            | 156-01-DT<br>156-02-DT  | 156-01-PA<br>156-02-PA                       | Anthogyr_Labside_Imetric_V2.02.01                      | Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.01                     | Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.01               | Anthogyr_Labsidemb_2017_3shape_V2.02.01            | Anthogyr_Labsidemb_2019_3shape_V2.02.01            | Anthogyr_Labsidemb_2019_3shape_V2.02.01            | Anthogyr_Labsidemb_DentalWings_V2.02.01             |
| TFLEX-N-P<br>TFLEX-R-P                 |                          | -                          | ✓                      | 156-0X-SAO<br>156-0X-SAO                | TA100-N<br>TA100-R            | 156-01-DT-IL<br>156-02-DT-IL                                  | 156-01-PA<br>156-02-PA                       | Anthogyr_Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Imetric | Anthogyr_Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Medit | Anthogyr_Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad | Anthogyr_Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2018 | Anthogyr_Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2019 | Anthogyr_Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2020 | Anthogyr_Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-DentalWings |
| OPFLEX403<br>OPFLEX503                 | FlexiBase®<br>Axiom BL   | ✓                          | -                      | 152-27-SAA<br>152-27-SAA                | OPIA100<br>OPIA100            | 152-27-DT<br>152-27-DT  | 152-27-PA<br>152-27-PA                       |  |  |  |  |  |  |   |