

XPERT UNIT[®]



Vernetzter
Implantologie-
Motor



Anthogyr
A Straumann Group Brand

XPERT UNIT®

Vernetzter Implantologie-Motor

Mit **Xpert Unit®** genießen Sie den Komfort eines einfachen und effizienten Implantologie Motors. Entdecken Sie die Xpert Unit® für echte Innovationen im Bereich Service und Patientenversorgung.

DESIGN

Kompaktes Gerät



INNOVATION

Rückverfolgbarkeit
Effektive Lösungen zur Aufzeichnung der Anzugsmomente dank Konnektivität.

EINFACHHEIT

Die Funktionen werden von der ersten Verwendung an verstanden.

Leistungsstark

Effektive Manöver während des chirurgischen Eingriffs dank des hohen Drehmoments von bis zu 80 Ncm.


FREIHEIT

Kabelloses Fußpedal

Bewegungsfreiheit während des chirurgischen Eingriffs.

KOMFORT

Ultraleichter Mikromotor und Winkelstück



Volle Bewegungsfreiheit




FREIHEIT

Kabelloses Fußpedal:
Ein Hindernis weniger in Ihrem Arbeitsumfeld!

LEISTUNGSSTARK

Pedalsteuerung während des Eingriffs:

- Navigation durch verschiedene Programme.
- Linkslauf.
- Kühlwassermanagement.
- Erhöhung und Verringerung des Drehmoments.



SICHERHEIT

Bis zu 1000 Stunden Betrieb:
längere Laufzeit

LANGLEBIGKEIT

Wiederaufladbarer Akku:
praktisch und langlebig.

Ansprechend und leistungsstark

EINFACHHEIT

- Großer Touchscreen: intuitive Navigation.
- Alles auf einen Blick.
- Implantologie-Programm, einfach und sofort einsatzbereit.
- Chirurgie-Programm.

ERGONOMIE


- Kompaktes Gerät: Platzoptimierung.
- Schlankes Design: einfache Pflege.
- Einfache Platzierung der Kühlwasserschläuche.

FLEXIBILITÄT

- Alle Parameter lassen sich einfach ändern: Drehmoment, Drehzahl, Spülfluss.

KOMFORT UND SICHERHEIT

- Großes Display.
- Anzeige der wichtigsten Informationen während des Eingriffs: hervorragende Lesbarkeit.



Eine Anwendung, die Ihr Leben leichter macht


INNOVATION

RÜCKVERFOLGBARKEIT

- Synchronisation der chirurgischen Daten.
- Datenorganisation nach Patient*innen für ein leichteres Informationsmanagement.

EINFACHER ZUGRIFF AUF INFORMATIONEN

- Benutzerhandbuch, Video-Tutorials, FAQ, technischer Support.
- Anwendungsvideos zur Xpert Unit über die Themen "Wie baue ich die Xpert Unit auf?", "Wie bediene ich die Xpert Unit?" und "Wie schließe ich die Xpert Unit an mein Handy an?"





Geballte Leistung in Ihren Händen!

ULTRALEICHT

Einfach zu halten

Mikromotor und Mont Blanc XS Winkelstück im Set.



EFFIZIENZ

- Drehzahl: 15 bis 2000 U/min.
- Drehmoment: 5 bis 80 Ncm: das Vergnügen eines hohen Anzugmoments.

KOMFORT BEI DER ARBEIT

- Einfach zu halten.
- Licht: bessere Sichtbarkeit im Mund.
- Leichtes, flexibles Kabel: einfachere Handhabung.

SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT

- Thermodesinfizierbarer und autoklavierbarer Mikromotor: einfachere Wartung.
- Abnehmbares, thermodesinfizierbares und autoklavierbares Winkelstück: entspricht den strengsten Wartungsprotokollen.

CAMPUS



Schulungszentrum Implantologie

- **1** Behandlungszimmer, **1** Dentallabor
- **800** geschulte Zahnärzt*innen pro Jahr
- Konferenzen, Live-OPs, Workshops
- Am Fuße des Mont-Blanc, zwischen Chamonix und Genf

Vertrieb

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
D-79100 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
www.straumann.de



ANTHOGYR

2237, avenue André Lasquin
74700 Sallanches – Frankreich
www.anthogyr.de

Anthogyr
A Straumann Group Brand

