

axiom[®]
bone**LEVEL**



**Übersicht
KOMPONENTEN.**

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

AXIOM® BONE LEVEL CHIRURGIEKOMPONENTEN																														
IMPLANTATLINIE			axiomx3®						axiom®PX				axiom®REG																	
																														
STERILE			Ø 3.4	Ø 4.0	Ø 4.6	Ø 5.2	Ø 5.8	Ø 6.4	Ø 3.4	Ø 4.0	Ø 4.6	Ø 5.2	Ø 3.4	Ø 4.0	Ø 4.6	Ø 5.2														
Verschlusschraube enthalten			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
OPIM100			XT34080	XT40060	XT46060	XT52060	XT58060	XT64060	PX34080	PX40060	PX46060	PX52060	OP34080	OP40060	OP46060	OP52060														
Länge (mm)			8	XT40080	XT46080	XT52080	XT58080	XT64080	PX34100	PX40080	PX46080	PX52080	OP34100	OP40080	OP46080	OP52080														
			10	XT34100	XT40100	XT46100	XT52100	XT58100	XT64100	PX34120	PX40100	PX46100	PX52100	OP34120	OP40100	OP46100	OP52100													
			12	XT34120	XT40120	XT46120	XT52120	XT58120	XT64120	PX34140	PX40120	PX46120	PX52120	OP34140	OP40120	OP46120	OP52120													
			14	XT34140	XT40140	XT46140	-	-	-	PX34160	PX40140	PX46140	-	OP34160	OP40140	OP46140	OP52140													
			16	XT34160	XT40160	-	-	-	-	PX34180	PX40160	-	-	OP34180	OP40160	-	-													
18			XT34180	XT40180	-	-	-	-	-	PX40180	-	-	OP40180	OP40180	-	-														
Fräser / Bohrer			 Rosenbohrer (INFB20)						Ø 1.5  Markierungsbohrer (OPPO15150)				Ø 2.0  Lindemannfräser (OPR20)																	
KNOCHENDICHTE			D1	D2/3	D4	D1	D2/3	D4	D1	D2/3	D4	D1	D2/3	D4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4	D1	D2/3/4
Startbohrer	Messlehre	Ø 2.0																												
																														
Ø: mm																														
																														
Stufenbohrer		Ø 2.0																												
																														
Einsatzverlängerung		Ø 2.4																												
																														
INEXM		Ø 3.0																												
																														
		Ø 3.6																												
																														
		Ø 4.2																												
																														
		Ø 4.8																												
																														
		Ø 5.4																												
																														
6.0																														

OPTIONALE MESSGERÄTE		
	OPJD024	
	OPJD030	
	OPJD036	
	OPJD042	
	OPJD048	
	OPJD054	
	OPJD060	

VERSCHLUSSSCHRAUBEN						
Höhe	0.5 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	
	OPIM100	OPIM110	OPIM115	OPIM120	OPIM125	
Enthalten mit jedem Implantat						

SENKFRÄSER FÜR OPTIMIERTE KNOCHENKAMM-PRÄPARATION		
Ø 4.5 mm	Ø 5.3 mm	Ø 6.6 mm
		

IMPLANTATEINSATZ / SCHLÜSSEL							CHIRURGISCHER DREHMOMENTSCHLÜSSEL
KURZ		MITTEL		LANG		 INCCDC	
23 mm		21 mm		27 mm			
	OPMV180		OPCV060		OPCV110		
					OPMV250		
						OPCV160	

Axiom® Chirurgiekassette

DEAAXIOMC

Für Durchmesser von 3,4 bis 6,4 mm



*Durchmesser 5,8 \$ und ,6,4 nur verfügbar für Axiom X3®


AXIOM® BONE LEVEL CHIRURGIEKOMPONENTEN													
Manuel <10 N.cm STERILE Sechskant- schlüssel				HEALFIT® SH ANATOMISCHE UND SCANBARE EINHEILSCHRAUBEN									
				FORM									
Gingivahöhe		Koronale Höhe		A	B	C	D	E					
1.5 mm		3 mm		 OPSHSA13	 OPSHSB13	 OPSHSC13	 OPSHSD13	 OPSHSE13					
2.5 mm		3 mm		 OPSHSA23	 OPSHSB23	 OPSHSC23	 OPSHSD23	 OPSHSE23					
3.5 mm		3 mm		 OPSHSA33	 OPSHSB33	 OPSHSC33	 OPSHSD33	 OPSHSE33					
		4 mm		 OPSHSA34	 OPSHSB34	 OPSHSC34	 OPSHSD34	 OPSHSE34					

EINHEILSCHRAUBEN									
Manuel Koronale Höhe Sechskant-schlüssel Gingivahöhe	Ø 3.4 mm		Ø 4.0 mm		Ø 5.0 mm		Ø 6.0 mm		
	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	
	0.75 mm								
			OPHS400	OPHSF400	OPHS500	OPHSF500			
	1.5 mm								
OPHS310			OPHSF310	OPHS410	OPHSF410	OPHS510	OPHSF510	OPHS610	OPHSF610
2.5 mm									
		OPHS320	OPHSF320	OPHS420	OPHSF420	OPHS520	OPHSF520	OPHS620	OPHSF620
3.5 mm									
		OPHS330	OPHSF330	OPHS430	OPHSF430	OPHS530	OPHSF530	OPHS630	OPHSF630
4.5 mm									
		OPHS340	OPHSF340	OPHS440	OPHSF440	OPHS540	OPHSF540	OPHS640	OPHSF640

AXIOM® BONE LEVEL PROTHETIKKOMPONENTEN

*AA: Abgewinkeltem Zugand

AXIOM® BONE LEVEL PROTHETIKKOMPONENTEN

ABFORMUNG				PROVISORISCHE VERSORUNG					
	HERKÖMMLICH		DIGITAL						
	Kurz	Lang							
Repositions- Abform- pfosten/ Pop-in  Schraube enthalten 	 OPPI100S (x1) OPPI100S-4 (x4)	 OPPI100 (x1) OPPI100-4 (x4)	Digitaler Abformpfosten Metall (Für Einzelzahnversorgung, incl. Schraube)  152-27-MDT	Provisorische Abutments   M 1.6 Titan- schraube enthalten  OPTS161  Sechskant- schlüssel Extrahierbar mit INEXPS/L					
Pick-up- Abform- pfosten  Lange und kurze Schrauben enthalten 	 OPPU100 (x1) OPPU100-4 (x4)	 OPPU100L (x1) OPPU100L-4 (x4)	Digitaler Abform- Pfosten PEEK (Schraube enthalten)  152-27-DT	Gingivahöhe	Ø 3.4 mm	Ø 4.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
	 OPPU101 OPPU102	 OPPU102L OPPU102L-4		0.75 mm	-	OPTP400	OPTP500	-	
Abformring für Pick-up- Abform- pfosten  Kompa- tible Gingiva- Höhe	1.5 mm	Ø 4.0 mm	Ø 5.0 mm	Labor Scan-Adapter Schlüssel für Scan- Adapter  152-27-SAA SATOOL-01	1.5 mm	OPTP310	OPTP410	OPTP510	OPTP610
	2.5 / 4.5 mm	OPROFIL410	OPROFIL510		2.5 mm	OPTP320	OPTP420	OPTP520	OPTP620
	3.5 mm	OPROFIL420	OPROFIL520		3.5 mm	OPTP330	OPTP430	OPTP530	OPTP630
		OPROFIL430	OPROFIL530		4.5 mm	OPTP340	OPTP440	OPTP540	OPTP640
Modellanalog  M1.6 Titan- schraube enthalten  OPTS161 	 OPIA100 (x1) OPIA100-4 (x4)		Modellanalog für gedrucktes Modell - Einzel- zahnversorgung Schlüssel für Modell- Analog für gedrucktes Modell  152-27-PA (x1) 152-27-PA-4 (x4) PA-TOOL-01						

Dieses Dokument zeigt einen großen Teil des Axiom® -Sortiments.
Das gesamte Sortiment finden Sie im Axiom® -Katalog.
Fotos: Anthogyr - Alle Rechte vorbehalten
Fotos nicht rechtsverbindlich.