

# Torq Control®

Universeller  
Drehmomentschlüssel





**Torq Control®** ist der universelle Drehmomentschlüssel von Anthogyr, der ein garantiert präzises Anziehen ermöglicht, unabhängig davon, welche Art von Implantatverbindung verwendet wurde oder ob der Bereich schwer zugänglich ist.

Präzises Anziehen ist ein Schlüsselfaktor für den Behandlungserfolg. **Torq Control®** wurde von Anthogyr speziell mit einer sicheren automatischen Auskupplung entwickelt, um diesen Anforderungen bei allen prothetischen Versorgungen gerecht zu werden.

**Ein Must-have, insbesondere für Full-Arch-Versorgungen.**

**FÜR ALLE PROTOKOLLE GEEIGNET**

7 Drehmomentwerte



**100° MIKROKOPF**

Leichter Zugang zum Seitenzahnbereich  
+ Hervorragende Sichtbarkeit

**UNIVERSELLE VERBINDUNG**

Alle Prothetik-Einsätze  
Jedes Implantatsystem

**ERGONOMISCHES DESIGN**

Patientenkomfort  
Anwenderfreundlich – nur 130 g

**MANUELLES INSTRUMENT**

Spürbares Einschrauben für volle Kontrolle

**AUTOMATISCHES AUSKUPPELN**

Präzision  
+ Sicherheit



Ein legendäres Produkt seit 1997!

## KOMPATIBEL MIT ALLEN IMPLANTATSYSTEMEN!

- Universelle Verbindung für alle Implantatsysteme
- 7 Drehmomentwerte, von 10 bis 35 Ncm, für alle Protokolle geeignet



## FÜR MAXIMIERTE EFFIZIENZ

- Mikrokopf, 100° abgewinkelt für leichten Zugang und optimale Sichtbarkeit, auch im Seitenzahnbereich



## MAXIMALER ANWENDUNGSKOMFORT

- Einstellung und Ausführung 100 % extraoral
- Keine seitliche Bewegung



Dr. Giuliano  
FRAGOLA

Spezialist für  
Implantologie  
und orale  
Rehabilitation

Madrid, Spanien

“ Ich verwende Torq Control® jetzt seit 5 Jahren. Aufgrund seiner Präzision, Flexibilität und einfachen Handhabung ist dieses Instrument in meiner Praxis für Implantatprothetik heute unverzichtbar.

Es lässt sich leicht handhaben und die richtige Intensität kann leicht eingestellt werden. Ich fühle mich sicher, da ich weiss, dass der für jede Schraube und jedes Sekundärteil erforderliche Newton-Wert der richtige ist.

Mit dem kleinen Kopf lässt sich jeder Bereich erreichen.

Es ist mit allen auf dem Markt erhältlichen Zahnimplantatsystemen kompatibel und bietet mir mehr Flexibilität und mehr Optionen, unabhängig davon, welche Versorgung eingesetzt werden soll.

Seine kleine Grösse, seine Leistungsstärke und seine einfache Handhabung sind die besten Eigenschaften dieses Instruments. Für mich ist es ein Muss in jeder Praxis.

Ich bin total begeistert von meinem Anthogyr Torq Control®.”



**EINFACHE HANDHABUNG**

- Nur 130 g für bessere Bewegungsfreiheit



Verpackungsdienst, Anthogyr Sallanches

**EINFACHE PFLEGE**

- Einteiliges Design
- Sterilisierbar im Autoklav, 135°



**PERFEKTE PRÄZISION UND SICHERHEIT**

- Hochpräzises Anzugsmoment
- Automatisches Auskuppeln bei Erreichen des eingestellten Drehmoments



Dr. Sergio SALINA  
Spezialist für  
Oralchirurgie  
Mailand, Italien

“ Torq Control® von Anthogyr gehört seit mehreren Jahren zu meinem Toolkit für implantatgetragene prothetische Versorgungen. Ich verwende das Instrument am Ende des Eingriffs, wenn ich Multi-Unit- oder InLink® Sekundärteile einsetzen möchte, um mehrgliedrige Versorgungen abzustützen und sie richtig festzuziehen. Ausserdem nutze ich es, um die Integration der Implantate zu überprüfen und vor allem, um alle Prothetikschauben festzuziehen.

**QUALITÄTSGARANTIE**

- Seit 1997 Herstellung im Mont-Blanc-Tal, Frankreich
- Hohe Fertigungsqualität

Im Vergleich zu den üblichen Drehmomentschlüsseln ermöglicht Torq Control® bei jedem Implantatsystem einen absolut präzisen Anzugswert und ist auch sehr praktisch für die Demontage und Montage komplexer Rehabilitationen wie Toronto-Brücken für regelmässige Hygienemassnahmen. Sowohl in der Praxis als auch im Labor ist dieses Instrument unverzichtbar! ”