


EL PINÁCULO DE LAS PRÓTESIS DE IMPLANTES

simeda[®]

DE ANTHOGRYR

..... Dent du Géant
4013 m, cordillera
del Mont Blanc



Anthogyr
A Straumann Group Brand


Simeda®

Para restauraciones personalizadas sobre implantes Axiom®, así como muchas otras plataformas de implantes, confía en la experiencia de Simeda® de Anthogyr.

Somos el socio de confianza de los laboratorios dentales, trabajando a tu lado día tras día, a través de nuestro flujo de trabajo digital abierto y colaborativo.

Con nuestro servicio *premium* adicional, escala las alturas de tus desafíos en implantes protésicos con Simeda® Pinnacle.

¡Con tus pacientes, logra la cima!



01

Una solución para cada necesidad protésica

- Amplia gama de prótesis personalizadas.
- Ampliamente compatible con **400 plataformas de implantes**.
- Materiales que han sido meticulosamente seleccionados por sus propiedades mecánicas y estéticas, entre los que se incluyen el dióxido de zirconio, titanio aditivo o mecanizado, cobalto-cromo, cerámica compuesta y PMMA.



Echa un vistazo a nuestra completa gama de compatibilidad

02

Una experiencia sin igual para el cliente

- Nuestro flujo de trabajo abierto se puede utilizar con cualquier escáner intraoral o software de CAD, así como con impresiones ópticas y convencionales.
- Modelos impresos que se adaptan a todas las plataformas de implantes.
- Fácil pedido en Web Order, con su diseño fácil de usar y accesibilidad las 24 horas.
- Tiempos de respuesta rápidos y seguimiento en tiempo real de la fabricación de tus prótesis.
- Línea directa atendida por técnicos dentales experimentados. Servicio multilingüe disponible.
- La garantía Serenity[®].

Soporte personalizado con técnicos dentales profesionales

¿Sabías que...?

No importa qué cuerpo de referencia uses, podemos trabajar con tu impresión óptica.

03

Estética sin concesiones

- Dióxido de zirconio seleccionado para la estética más exigente.
- Disponible en numerosos tonos y translucidez. Adaptable a múltiples diseños, incluidos los anatómicamente reducidos, contorno completo y recortes.
- Mecánica y técnicamente diseñado para producir puentes de implantes de dióxido de zirconio de alta resistencia e incluso puentes de arcada completa que no requieren bases de titanio.
- Más de 10 años de experiencia en la industria y en I+D en cerámica.


Conocimiento experto del dióxido de zirconio aplicado a la implantología

04

Mejor bioseguridad

Nuestras soluciones de acceso angulado se adaptan a desviaciones de hasta 25°. Gracias a sus características de ergonomía y rendimiento, facilitan el uso de prótesis atornilladas:

- Puentes y superestructuras sobre pilares múltiples para implantes y soluciones multiplataforma Axiom[®]. No se requiere base intermedia.
- Nuestras innovadoras soluciones AxIN[®] e inLink[®], con sus canales de tornillo extremadamente estrechos.



Acceso angulado




- 1 Puente de implante parcial
- 2 Corona
- 3 Pilar y casquillo
- 4 Diente atornillado AxIN[®]
- 5 Barra de implante para prótesis extraíbles
- 6 Superestructura Simeda[®] Additive
- 7 Puente de implante de arcada completa hecho de dióxido de zirconio completo (sin base)

05

Nuestro punto de diferencia

El objetivo final del tratamiento con implantes es la prótesis. Es por eso que **centramos nuestra innovación en prótesis personalizadas de alta calidad** que ofrecen una mejor ergonomía y seguridad biológica.



© Dr. F. Vigouroux

AxIN[®]

Diente de dióxido de zirconio atornillado con canal de tornillo estrecho, diseñado para una mejor bioseguridad*. Lo más cercano posible a un diente natural.



Simeda[®] Additive

Un proceso industrial aplicado a las superestructuras de titanio que te da libertad de diseño pero la misma resistencia mecánica.



inLink[®]

Sistema de conexión para prótesis atornilladas de arcada completa personalizadas. Cuenta con un canal de tornillo estrecho y corrección de ángulo extrema*.

06

Ofrece a tus pacientes lo mejor

Fabricamos nuestras prótesis Simeda[®] con una calidad y precisión que mejoran la seguridad de los implantes sobre los que se colocan. Al tratar a tus pacientes con prótesis personalizadas Simeda[®] de Anthogyr, aprovechas nuestra experiencia para ofrecerles una rehabilitación con implantes estéticos de larga duración con un diseño óptimo que se adapta perfectamente a su morfología.

*Disponible con implantes Axiom[®]

Los sensores 3D garantizan la precisión de nuestras interfaces de conexión.

Los tres pilares de la excelencia

Garantizamos la calidad y trazabilidad de nuestras prótesis a través de más de una década de experiencia con nuestros procesos de producción, el respaldo de nuestro I+D y las estrictas medidas de control de calidad en cada prótesis en cada etapa de la fabricación.

Línea directa: +352 266 40 41

Productos sanitarios previstos para uso profesional en odontología.

No cubiertos por la Seguridad Social.

Clase IIa. CE0459. LNE/G-MED. Fabricante: Anthogyr.

Lea atentamente las instrucciones de los manuales y guías de usuario.

¡Mantente en contacto!



www.anthogyr.com

Anthogyr
A Straumann Group Brand

Créditos de las fotos: Anthogyr, Getty Images, Dr. François Vigouroux. Todos los derechos reservados, fotografías no contractuales.

C184_ES 2023-09