

OUTIL D'INSERTION DE DOUILLES DE CHIRURGIE GUIDÉE

INSÉREZ AVEC FACILITÉ. GUIDEZ AVEC CONFIANCE.

Afin d'aider ses clients à rester à la pointe de l'implantologie numérique grâce à des solutions en constante évolution garantissant confiance, efficacité et fluidité de l'expérience numérique, Anthogyr propose **un nouvel outil dédié à la mise en place des douilles de chirurgie guidée dans le guide chirurgical**.



BÉNÉFICES

+ EXACTITUDE & PRÉCISION

Contribution au positionnement et à l'alignement précis des douilles dans l'espace dédié imprimé du guide chirurgical pour une fidélité maximale avec le plan de traitement numérique.

+ SÉCURITÉ & FIABILITÉ

- Insertion fluide et sécurisée, préservant l'intégrité des douilles et des guides
- Contrôle optimal de l'orientation des douilles lors du positionnement

+ EFFICACITÉ DU FLUX DE TRAVAIL

- Insertion simple et intuitive des douilles
- Positionnement simplifié, pour un gain de temps précieux au laboratoire comme au fauteuil
- Petit Outil. Grand Impact.

+ USABILITÉ & ERGONOMIE

- Manipulation ergonomique avec force auto-contrôlée, garantissant une insertion régulière et sécurisée des douilles
- Outil d'insertion tout-en-un pour les douilles de chirurgie guidée FIRST DRILL et INTEGRAL et les douilles de clavette
- Marquage latéral des diamètres des douilles pour une identification immédiate
- Préhension assistée par aimant pour une prise, une manipulation et une mise en place rapides et sans effort des douilles

FONCTION 2-IN-1

EMBOUT RÉVERSIBLE INTELLIGENT, POUR DOUILLES DE GUIDAGE INTEGRAL & FIRST DRILL.

- Côté pour douilles de guidage Ø4.2 et Ø5.0 (INTEGRAL)

OPGS42

OPGS50



- Préhension assistée par aimant

- Côté pour douilles de guidage Ø2.0 (FIRST DRILL), Ø3.6 (INTEGRAL) et douilles de clavette

OPFPSL20

OPGS20

OPGS36



PLUS D'INFOS

INTEGRAL



FIRST DRILL



Référence produit

Description

OPGSTOOL-01

Outil d'insertion des douilles de chirurgie guidée INTEGRAL & FIRST DRILL