

axiom[®] x3S

SWITCH TO **S-MODE***

*Passez en Mode-S. **Resentez l'ancrage. Maîtrisez la stabilité.



**Feel the grip.
Master stability.****

ANTHOGYR

A Straumann Group Brand



Quand les conditions deviennent
extrêmes et que l'adhérence
se fait rare...

axiom[®] x3S

SINUS - SOFT BONE - SOCKET**



SWITCH TO
S-MODE*

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

* Passez en Mode-S. **Sinus, os de très faible densité, post-extraction.

axiom[®] X3S

SWITCH TO **S-MODE***

**Un ancrage renforcé
dans les situations cliniques
exigeantes⁽¹⁾**

OPTIMISÉ POUR LA STABILITÉ PRIMAIRE

Conçu pour renforcer l'ancrage et permettre des protocoles de mise en charge plus rapides, même dans les os de faible densité.

- Larges spires : ancrage latéral renforcé pour une stabilité primaire optimisée.
- 3 rainures de coupe active : engagement apical efficace, notamment en post-extractionnel.

(1) Lors de l'enquête internationale de lancement du produit, Axiom[®] X3S a démontré une stabilité primaire supérieure à celle d'Axiom[®] X3 dans les os de densité D3 à D4. Données internes.

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

* Passez en Mode-S.

**Sinus, os de très faible densité, post-extraction.

Col droit
Ancrage cortical

Spires larges
Ancrage latéral

Forme conique
Compression osseuse

Apex arrondi
Conçu pour protéger la membrane sinusienne

Apex très fin
Engagement en ostéotomie étroite

3 goujures
double action
Guidage

Coupe active ①
Ancrage apical


Préservation
et collecte osseuse ②
Pour une stabilisation progressive



COMPRESSION OSSEUSE PROGRESSIVE.

Design permettant une stabilité primaire progressive pour une poursuite du protocole en toute confiance.

- Forme conique permettant la compression osseuse.
- Goujures présentant une zone de préservation de l'os, conçue pour une stabilisation progressive.



Déformation osseuse induite tout autour d'un Axiom[®] X3S dans un os de faible densité.

Un design spécifiquement
pensé pour les indications
sous-sinusiennes.


- Col droit permettant un ancrage cortical même en faible hauteur osseuse.
- Apex arrondi conçu pour protéger la membrane sinusienne.

SINUS - **S**OFT BONE - **S**OCKET**

axiom[®]

**1 SYSTÈME, 2 MODES
POUR LA PERFORMANCE.**

X3S



axiom[®] X3
OWN THE LINE***

**La confiance dans
la majorité des
indications cliniques**

X3



- Design haute performance pour un ancrage osseux universel
- Capacité de guidage reconnu⁽²⁾
- Préservation osseuse⁽³⁾

BONE IS GOLD.

(2) Enquête de pré-lancement Axiom[®] X3. Données internes.
(3) Preiss, Laura et al. "Bone mechanical behavior around dental implants: Densification and deformation follow-up by in-situ computed tomography." *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials* vol. 167 (2025): 106966. doi:10.1016/j.jmbbm.2025.106966.

***Maîtrisez la trajectoire.




axiom[®]

LE POUVOIR DE LA **SIMPLICITÉ**
L'EXPERTISE ANTHOGYR



1 plateforme
prothétique
UNIQUE



1 seule trousse
chirurgicale
COMPACTE



1 connexion conique **ÉTANCHE**
pour une stabilité osseuse
à long terme⁽⁴⁾.

Des solutions totalement **INTÉGRÉES** au flux digital.

(4) Esposito et al.. Ten-year post loading outcomes of subcrestally placed implant with internal conical connections at 0.5 mm versus 1.5 mm depth: a multicentre within-person randomised controlled trial. Clinical Oral Implants research. 2026; 0:1-17.

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Classes IIa et IIb. CE0459. G-MED Groupe LNE. Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.

SUIVEZ-NOUS.

   
www.anthogyr.fr

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand