

# XPERT UNIT<sup>®</sup>



Motore  
implantologico  
connesso



**Anthogyr**  
A Straumann Group Brand

## XPERT UNIT®

Motore implantologico connesso

Grazie a **Xpert Unit®**, scoprirai la comodità di usare un motore implantologico semplice ed efficace. Scopri il 1° motore connesso, una vera innovazione in termini di servizi e follow-up dei pazienti.

### DESIGN

Unità compatta



### INNOVAZIONE

Tracciabilità

Soluzioni efficaci per registrare i torque di serraggio grazie alla connettività.

### SEMPLICITÀ

Le caratteristiche sono intuitive fin dal primo utilizzo.

### Performance

Controllo efficace durante l'intervento chirurgico grazie al torque elevato, fino a 80 N.cm.


### LIBERTÀ

Pedale senza fili

Libertà di movimento durante l'intervento.

### COMFORT

Micromotore e contrangolo ultraleggeri



## Totale libertà di movimento



### LIBERTÀ

**Pedale senza fili**  
Un vincolo in meno nell'ambiente di lavoro!

### PERFORMANCE

#### Comando a pedale durante l'intervento chirurgico

- Navigazione attraverso diversi programmi.
- Funzionamento inverso.
- Gestione dell'irrigazione.
- Aumento e riduzione del torque.



### TRANQUILLITÀ

Fino a 1000 ore di funzionamento:  
**funzionamento ampliato.**

### DURABILITÀ

Batteria ricaricabile:  
**pratica e durevole.**

## Innovativo e potente

### SEMPLICITÀ

- Grande schermo tattile: navigazione intuitiva.
- Utilizzo diretto fin dalla prima schermata.
- Sequenza implantologica, semplice e pronta per l'uso.
- Programma chirurgico.

### ERGONOMIA

- Unità compatta: ottimizzazione dello spazio.
- Design ottimizzato: facile manutenzione.
- Facile posizionamento delle linee di irrigazione.

### FLESSIBILITÀ

- Tutti i parametri sono facili da modificare: torque, velocità, flusso dell'irrigazione.

### COMFORT E SICUREZZA

- Schermo grande.
- Visualizzazione delle informazioni fondamentali durante l'intervento: eccellente leggibilità.



## Un'applicazione che semplifica il lavoro

### INNOVAZIONE


#### TRACCIABILITÀ

- Sincronizzazione dei dati chirurgici.
- Organizzazione dei dati per paziente per semplificare la gestione delle informazioni.

#### FACILE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- Manuale utente, tutorial video, FAQ, supporto tecnico.

#### Il servizio extra



## Un concentrato di potenza nelle tue mani!

### ULTRA LEGGERO

#### Semplice da impugnare

Micromotore e set contrangolo Mont Blanc XS.



### EFFICIENZA

- Velocità: da 15 a 2000 giri/min.
- Torque: da 5 a 80 N.cm:  
il piacere di un torque di serraggio elevato.

### COMFORT DI LAVORO

- Semplice da impugnare.
- Luce: migliore visibilità nel cavo orale.
- Cavo leggero e flessibile: più facile da gestire.

### SICUREZZA E DURABILITÀ

- Micromotore termodisinfettabile e autoclavabile: manutenzione semplificata.
- Contrangolo smontabile, termodisinfettabile e autoclavabile: adatto anche ai protocolli di manutenzione più rigidi.

# CAMPUS



## Centro di formazione implantologico

- **1** sala operatoria, **1** laboratorio di protesi dentali
- **800** professionisti dentali formati ogni anno
- Professionisti dentali formati ogni anno
- Ai piedi del Monte Bianco, tra Chamonix e Ginevra

C 190\_IT 2022\_09

Crediti fotografici: Anthogyr, Godefroy de Maupeou, Getty images.  
Tutti i diritti riservati, i prodotti reali possono variare.



**ANTHOGRYR**

2237, avenue André Lasquin  
74 700 Sallanches - Francia

[www.anthogyr.it](http://www.anthogyr.it)

**Anthogyr**  
A Straumann Group Brand