


# integral



**Chirurgia.**  
guidata


**ANTHOGYR**   
A Straumann Group Brand

# Libera la **potenza** **del digitale.**

**Integral** è una soluzione chirurgica completamente guidata sviluppata per rispondere a tutte le esigenze dei casi **Axiom**<sup>®</sup> guidati con la flessibilità necessaria.



**Integral** è una soluzione aperta che consente di integrare i principali flussi di lavoro. Usa la predicibilità, la sicurezza e le procedure minimamente invasive della chirurgia guidata. Scegli **Integral** e il suo design distintivo sviluppato per aumentare l'efficienza chirurgica con le soluzioni **Axiom**<sup>®</sup>.



**integral**

**axiom**<sup>®</sup>

**ANTHOGYR**   
A Straumann Group Brand



# integral

## ERGONOMIA E PRESTAZIONI.

### SISTEMA SENZA CHIAVE


Offre un comfort e una tranquillità ottimali durante l'intervento

- Frese e strumenti autoguidati, nessuna chiave, nessun cucchiaio
- Design che consente di eseguire le procedure con una sola mano



Ø3,6    Ø4,2    Ø5,0

# Libera la **potenza del digitale.**



### UN PERCORSO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ


Codifica a colori intuitiva e marcatura intelligente per una facile identificazione della sequenza

- Organizzazione razionale degli strumenti
- 1 unico kit durante l'intervento chirurgico

## PRECISIONE.


### GUAINE A V CON INDICIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

- Design ottimizzato per gli spazi interdentali
- Posizionamento unico delle guaine nella guida chirurgica.



### REGOLAZIONE PRECISA DELLE COMPONENTI PER UNA GUIDA DI ALTA PRECISIONE

- Raggiungimento della precisione desiderata.
- Marcatori per l'inserimento finale appropriato dell'impianto, in profondità e in asse.
- Progettato per offrire maneggevolezza.



Impostazione unica con distanza costante di 9 mm dal corpo dell'impianto per un protocollo sicuro


## FLESSIBILITÀ.

Approfitta della flessibilità di una gamma completa di **4 KIT** per coprire le principali indicazioni cliniche con **Impianti Axiom®**.


- Impianti Axiom® Bone Level e Tissue Level
- Profili X3, REG e PX
- da Ø3,4 mm a Ø4,6 mm
- lunghezze da 6,5 mm a 14 mm

**axiom®**


### CONFIGURAZIONE OTTIMIZZATA DEL KIT Copre l'85% delle indicazioni




- 1 **Kit Ø3,6 Ø4,2**  
**Situazioni cliniche principali**
- Axiom® BL Ø3,4 / 4,0 mm
  - Axiom® TL N Ø3,4 / 4,0 mm



- 2 **Kit Ø3,6**  
**Spazi interdentali stretti**
- Axiom® BL Ø3,4 mm



- 3 **Kit Ø4,2**  
**Spazi interdentali intermedi**
- Axiom® BL Ø3,4 / 4,0 mm
  - Axiom® TL N Ø3,4 / 4,0 mm



- 4 **Kit Ø5,0**  
**Spazi interdentali ampi**
- Axiom® BL Ø3,4 / 4,0 / 4,6 mm
  - Axiom® TL N Ø3,4 / 4,0 mm
  - Axiom® TL R Ø3,4 / 4,0 / 4,6 mm

# LIBERTÀ.

## COMPATIBILITÀ APERTA

- Integrazione perfetta negli studi dentistici e comunicazione ottimizzata con i laboratori odontotecnici.
- Libertà di progettazione e stampa di guide chirurgiche in laboratorio.

**Compatibile con i principali software di pianificazione\***

coDiagnostiX®



smop  
powered by swissmeda

3shape  
Implant Studio

RESTA  
SINTONIZZATO!



Vedi compatibilità completa

\* Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## SMILE IN A BOX®

### SERVIZI

Concentrati sulla tua passione, al resto pensiamo noi.

- Flusso di lavoro digitale completo e flessibile.
- Dalla pianificazione al restauro provvisorio, attraverso la guida chirurgica.
- Compresa progettazione e produzione.



SEGUICI.



[www.anthogyr.com](http://www.anthogyr.com)

**ANTHOGYR**   
A Straumann Group Brand