

Lista di compatibilità LABSIDE

Le nostre librerie sono compatibili con i software CAD: **Exocad**®, **3Shape** e **CARES Visual / Straumann Nova**.
Il creatore di modelli è incluso in tutte le librerie associate ai trasferimenti digitali DT e MDT.

Le librerie labside per Exocad®, 3Shape possono essere scaricate dalla sezione www.anthogyr.com: [DIGITAL / LABSIDE](#)
Le librerie labside per CARES Visual / Straumann Nova vengono installate automaticamente all'interno dell'aggiornamento integrato.
Per Dental Wings® (licenza a vita), contatta l'assistenza di Straumann Group nel tuo paese.

- Prima di qualsiasi installazione:**
- . Disinstalla le versioni precedenti delle librerie
 - . Identificazione del software CAD e della sua versione
 - . Identificare la gamma di componenti



Gamma CAD-CAM Labside			Flusso di lavoro per la stampa digitale con IOS (scanner intraorale)				Flusso di lavoro per la stampa convenzionale		Exocad®				3Shape® Dental System					
Tipo	Piattaforme impiantabili	Indicizzato -> (Singolo) Rotativo -> (Plurale)	Trasferimenti digitali per IOS		Healfit® SH gamma compatibile	Analoghi per modello stampato	Adattatori di scansione per scanner da laboratorio	Analoghi per modello in gesso	Versioni Exocad® Rijeka o precedenti	Versione Exocad® Elefsina	Para su uso con Healfit® SH		**Version de su software : 2021, 2022, 2023, 2024 disponibles		**Version de su software : 2021, 2022, 2023 disponibles		Versione 3Shape® 2024	
											Versioni Exocad® Rijeka o precedenti	Versione Exocad® Elefsina						
X-Base®	X-Base® Axiom BL	Axiom BL	Singolo	152-27-DT	152-27-MDT	Healfit® SH BL	152-27-PA	152-27-SAA	OPIA100	*XBase_exoCAD_V3.00.00	*XBase_exoCAD_V3.01.00	*Healfit SH_BL_exoCAD_V1.00.00	*Healfit SH_BL_exoCAD_V1.01.00	*XBase_202**_3Shape_V3.00.00	*HealfitSH_BL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealfitSH_BL_2024_3Shape_V1.01.00		
	X-Base® Multi-Unit	Multi-Unit N	Plurale	151-04-DT-MUN	151-04-MDT		151-04-PA	151-04-SAO	MUNA100									
		Multi-Unit R	Plurale	151-03-DT-MU	151-03-MDT		151-03-PA	151-03-SAO	MUA100									
	X-Base® Axiom TL	Axiom TL N	Singolo	156-01-DT	156-01-S-MDT	Healfit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAA	TA100-N						*Healfit SH_TL_exoCAD_V1.00.00	*Healfit SH_TL_exoCAD_V1.01.00	*HealfitSH_TL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealfitSH_TL_2024_3Shape_V1.01.00
Axiom TL R		Singolo	156-02-DT	156-02-S-MDT	Healfit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAA	TA100-R										
Axiom TL N		Plurale	156-01-DT-IL	156-01-S-MDT	Healfit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAO	TA100-N										
	Axiom TL R	Plurale	156-02-DT-IL	156-02-S-MDT	Healfit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAO	TA100-R										
Flexibase®	Flexibase® Axiom BL	Axiom BL	Singolo	152-27-DT	152-27-MDT	Healfit® SH BL	152-27-PA	152-27-SAA	OPIA100	*Flexibase_exoCAD_V3.00.00		*Healfit SH_BL_exoCAD_V1.00.00	*Healfit SH_BL_exoCAD_V1.01.00	*Flexibase_202**_3Shape_V3.00.00	*HealfitSH_BL_202**_3Shape_V1.0X.00	*HealfitSH_BL_2024_3Shape_V1.01.00		
	Flexibase® Multi-Unit	Multi-Unit N	Plurale	151-04-DT-MUN	151-04-MDT		151-04-PA	151-04-SAO	MUNA100									
		Multi-Unit R	Plurale	151-03-DT-MU	151-03-MDT		151-03-PA	151-03-SAO	MUA100									
	Flexibase® Axiom TL	Axiom TL N	Singolo	156-01-DT	156-01-S-MDT	Healfit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAA	TA100-N						*Healfit SH_TL_exoCAD_V1.00.00	*Healfit SH_TL_exoCAD_V1.01.00	*HealfitSH_TL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealfitSH_TL_2024_3Shape_V1.01.00
		Axiom TL R	Singolo	156-02-DT	156-02-S-MDT	Healfit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAA	TA100-R									
Axiom TL N		Plurale	156-01-DT-IL	156-01-S-MDT	Healfit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAO	TA100-N										
	Axiom TL R	Plurale	156-02-DT-IL	156-02-S-MDT	Healfit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAO	TA100-R										
PreFace®	PreFace® Axiom BL	Axiom BL	Singolo	152-27-DT	152-27-MDT	Healfit® SH BL	152-27-PA	152-27-SAA	OPIA100	*Preface_exoCAD_V3.00.00		*Healfit SH_BL_exoCAD_V1.00.00	*Healfit SH_BL_exoCAD_V1.01.00	*_Preface_202**_3Shape_V3.00.00	*HealfitSH_BL_202**_3Shape_V1.00.00	*HealfitSH_BL_2024_3Shape_V1.01.00		
	PreFace® Axiom TL	Axiom TL N	Singolo	156-01-DT	156-01-S-MDT	Healfit® SH TL	156-01-PA	156-0X-SAA	TA100-N									
		Axiom TL R	Singolo	156-02-DT	156-02-S-MDT	Healfit® SH TL	156-02-PA	156-0X-SAA	TA100-R									

*Anthogyr_Labside_