

XPERT UNIT[®]



Motor de
implantologia
conectado



Anthogyr
A Straumann Group Brand

XPERT UNIT®

Motor de implantologia conectado

Com o **Xpert Unit®**, desfrute da conveniência de utilizar um motor de implantologia simples e eficaz. Descubra o 1º motor conectado para verdadeira inovação em termos de serviços e acompanhamento do paciente.

DESIGN

Unidade compacta



INOVAÇÃO

Rastreável

Soluções eficazes para registrar os torques de aperto graças à conectividade.

SIMPLICIDADE

As funções são dominadas perfeitamente na primeira utilização.

Desempenho

Manobras eficazes durante a cirurgia graças ao torque elevado, até 80 N.cm.

LIBERDADE

Pedal sem fios

Liberdade de movimentos durante a cirurgia.

CONFORTO

Micromotor e contra-ângulo ultra leves



Total liberdade de movimentos



LIBERDADE

Pedal sem fios
Menos uma obstrução no seu ambiente de trabalho!

DESEMPENHO

Comando por pedal durante a cirurgia

- Navegação através de diferentes programas.
- Funcionamento em sentido inverso.
- Gestão da irrigação.
- Aumento e diminuição de torque.



SERENIDADE

Até 1000 horas de funcionamento:
autonomia alargada.

DURABILIDADE

Bateria recarregável:
prática e duradoura.

Apelativo e potente

SIMPLICIDADE

- Ecrã táctil grande: navegação intuitiva.
- Utilização direta a partir do ecrã inicial.
- Sequência de implantologia, simples e pronta a usar.
- Programa de cirurgia.

ERGONOMIA

- Unidade compacta: otimização do espaço.
- Desenho simplificado: facilidade de manutenção.
- Colocação fácil dos tubos de irrigação.

FLEXIBILIDADE

- Todos os parâmetros são fáceis de alterar: torque, velocidade, fluxo de irrigação.

CONFORTO E SEGURANÇA

- Ecrã grande.
- Visualização de informações cruciais durante a cirurgia: excelente legibilidade.



Uma aplicação que lhe facilita a vida

INOVAÇÃO


RASTREABILIDADE

- Sincronização dos dados da cirurgia.
- Organização dos dados por paciente para facilitar a gestão dos dados.

FACILIDADE DE ACESSO A INFORMAÇÕES

- Manual do utilizador, tutoriais em vídeo, perguntas frequentes, assistência técnica.

A assistência extra



Uma concentração de potência nas suas mãos!

ULTRA LEVE

Fácil de segurar

Conjunto de micromotor e contra-ângulo Mont Blanc XS.



EFICIÊNCIA

- Velocidade: 15 a 2000 rpm.
- Torque: 5 a 80 N.cm: o prazer de um torque de aperto elevado.

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

- Fácil de segurar.
- Iluminação: melhor visibilidade na boca.
- Cabo leve, flexível: manuseamento mais fácil.

SEGURANÇA E DURABILIDADE

- O micromotor pode ser submetido a desinfeção térmica e autoclave: manutenção mais fácil.
- Contra-ângulo removível, pode ser submetido a desinfeção térmica e autoclave: adaptado aos protocolos de manutenção mais exigentes.

CAMPUS



Centro de formação em implantologia

- 1 bloco operatório, 1 laboratório de próteses dentárias
- 800 profissionais de odontologia formados em cada ano
- Conferências, cirurgias ao vivo, workshops
- No sopé do Monte Branco, entre Chamonix e Genebra

C 190_PT 2022-09

Créditos das fotografias: Anthogyr, Godefroy de Maupeou, Getty images.
Todos os direitos reservados, os produtos reais podem divergir da imagem.



ANTHOGYR

2237, avenue André Lasquin
74 700 Sallanches - França

www.anthogyr.pt

Anthogyr
A Straumann Group Brand