

Lista de compatibilidades LABSIDE

As nossas bibliotecas são compatíveis com os softwares CAD: Exocad® e 3Shape® .
Podem ser descarregadas através do site www.anthogyr.fr na secção DIGITAL / LABSIDE.

Antes de qualquer instalação, é importante identificar:
 . O software CAD e a respetiva versão
 . As referências dos componentes Axiom® BL e Axiom® TL
 . Os acessórios de digitalização associados

Antes de qualquer instalação, é importante desinstalar as versões anteriores da biblioteca que já não precisa.

06/02/2024

C208 - IndK

Plataformas de implantes		Possibilidades de fabrico		Fluxo com impressão convencional		Fluxo com impressão intraoral com SIO (Scanner Intraoral)			Exocad® Todas as versões		3Shape® Scanners e software CAD											
Referências dos componentes	Tipo de componentes	Indexado (Unitário)	Rotacional (Múltiplo)	Scan-Adapters para scanner de laboratório	Análogos para modelo de gesso	Transferências digitais para SIO			Scanner de laboratório Medit®	Outras configurações												
									versão 2	todas as versões de Exocad® abertas	versões de 2017 e 2018	versão de 2019	versão de 2020	versão de 2021	versão de 2022							
OPPM-M-TI-11 OPPM-M-TI-16	PreFace Axiom BL	✓	-	152-27-SAA	OPIA100	152-27-DT	152-27-MDT	152-27-PA	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.06.00	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.06.00	NA	NA	Anthogyr_Labside_2020_3shape_V2.06.00	Anthogyr_Labside_2021_3shape_V2.06.00	Anthogyr_Labside_2022_3shape_V2.06.00							
TPM-M-TI-N11 TPM-M-TI-N16	PreFace Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA	TA100-N	156-01-DT	156-01-S-MDT	156-01-PA														
TPM-M-TI-R11 TPM-M-TI-R16				156-0X-SAA	TA100-R	156-02-DT	156-02-S-MDT	156-02-PA														
OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA	OPIA100	152-27-DT	152-27-MDT	152-27-PA														
MUNFLEX	FlexiBase® Multi-Unit	-	✓	151-04-SAO	MUNA100	151-04-DT-MUN	151-04-MDT	151-04-PA														
MUFLEX				151-03-SAO	MUA100	151-03-DT-MU	151-03-MDT	151-03-PA														
TFLEX-N	FlexiBase® Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA	TA100-N	156-01-DT	156-01-S-MDT	156-01-PA														
TFLEX-R				156-0X-SAA	TA100-R	156-02-DT	156-02-S-MDT	156-02-PA														
TFLEX-N-P TFLEX-R-P				-	✓	156-0X-SAO 156-0X-SAO	TA100-N TA100-R	156-01-DT-IL 156-02-DT-IL								156-01-S-MDT 156-02-S-MDT	156-01-PA 156-02-PA					
OPFLEX403 OPFLEX503	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	NA	152-27-PA 152-27-PA								Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Medit	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2018	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2019	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2020	NA	NA