

UNA NUEVA MENTALIDAD

PROTOCOLO DE TRABAJO DE
NEODENT[®] ZIRCONIA IMPLANT SYSTEM



Zirconia
Implant System



Conexión
ZiLock[®]

RESUMEN

| Protocolo de trabajo para el implante Zi Ø 3.75 mm

| Protocolo de trabajo para el implante Zi Ø 4.3 mm

| Procedimientos protésicos



Ø 3.75

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS



Longitudes de los implantes



10.0 180.002
11.5 180.003
13.0 180.004

Secuencia de fresado para todo tipo de hueso



1
Inicial (opcional)
103.170



2
Ø 2.0
103.425



3 Ø 3.5
103.562 Corta
103.561 Medio
103.563 Larga



4 Ø 3.75
103.565 Corta
103.564 Medio
103.566 Larga

Paralelizador



Ø 3.0/3.75
128.020

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I, II y III



5
Avellanadora Ø 3.75
103.488

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I y II



6
Macho de rosca Ø 3.75
111.046

Fase de cicatrización



Tornillo de cierre de Zi
117.023



Cicatrizador de Zi

106.233 3.75 x 1.5 mm
106.234 3.75 x 2.5 mm
106.235 4.5 x 1.5 mm
106.236 4.5 x 2.5 mm

Drivers y carraca



Destornillador manual Neo
104.058 Corta
104.060 Medio
104.059 Larga



Conexión para contraángulo
105.002



Conexión para carraca (corta)
105.001



Carraca
104.050

Longitudes de los implantes



10.0 180.006
11.5 180.007
13.0 180.008

Secuencia de fresado para todo tipo de hueso



1
Inicial (opcional)
103.170



2
Ø 2.0
103.425



3 Ø 3.5
103.400 Corta
103.399 Medio
103.401 Larga



4 Ø 4.3
103.409 Corta
103.408 Medio
103.410 Larga

Paralelizador



Ø 3.6/4.3
128.022

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I, II y III



5
Avellanadora Ø 4.3
103.450

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I y II



6
Macho de rosca Ø 4.3
111.048

Fase de cicatrización



Tornillo de cierre de Zi
10 N.cm
117.023



Cicatrizador de Zi
10 N.cm
106.233 3.75 x 1.5 mm
106.234 3.75 x 2.5 mm
106.235 4.5 x 1.5 mm
106.236 4.5 x 2.5 mm

Drivers y carraca



Destornillador manual Neo
104.058 Corta
104.060 Medio
104.059 Larga



Conexión para contraángulo
105.002



Conexión para carraca (corta)
105.001



Carraca
104.050

Selección de
pilar

Base de dióxido de zirconio



135.254	3.75 x 4 x 1.5 mm
135.255	3.75 x 4 x 2.5 mm
135.256	4.5 x 4 x 1.5 mm
135.257	4.5 x 4 x 2.5 mm



Base de dióxido de zirconio para C

135.258	4.65 x 4.70 x 1.5 mm
135.259	4.65 x 4.70 x 2.5 mm

Pilar CR



114.854	4.0 x 5.0 x 1.5 mm
114.855	4.0 x 5.0 x 2.5 mm
114.856	4.5 x 5.0 x 1.5 mm
114.857	4.5 x 5.0 x 2.5 mm



Componente CR 17°

114.858	4.0 x 5.0 x 1.5 mm
114.859	4.0 x 5.0 x 2.5 mm
114.860	4.5 x 5.0 x 1.5 mm
114.861	4.5 x 5.0 x 2.5 mm

Análogo del
componente CR

4.0 x 5.0 mm
101.105
4.5 x 5.0 mm
101.106

Cilindro calcinable
del componente CR

4.0 x 5.0 mm
118.367
4.5 x 5.0 mm
118.368

Impresión

Scanbody para
implante

108.184



Estándar	Larga
108.186	108.187
108.188	108.189

Producción de
modeloAnálogo
reposicionable híbrido

101.080

Temporal



Muñon CR en PEEK

114.888	4.0 x 5.0 x 1.5 mm
114.889	4.0 x 5.0 x 2.5 mm
114.886	4.5 x 5.0 x 1.5 mm
114.887	4.5 x 5.0 x 2.5 mm

Transfer/cilindro
provisional

108.201	4.0 x 5.0 mm
108.202	4.5 x 5.0 mm

Cilindro
finalCARES
Visual

3Shape

Dental
Wings

exocad



Cilindro calcinable

118.343	3.75 x 4 mm
118.325	4.5 x 4 mm

Llaves

Destornillador
manual Neo

104.058	Corta
104.060	Medio
104.059	Larga

Destornillador
Neo para carraca

105.133	Corta
105.132	Medio
105.134	Larga

© 2021 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos los derechos reservados. Neodent®, Zi™ y ZiLock® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. CARES es una marca comercial registrada de Straumann Holding AG. 3Shape es una marca comercial o marca comercial registrada de 3Shape A/S. exocad es una marca comercial o marca comercial registrada de exocad GmbH. Dental Wings es una marca comercial o marca comercial registrada de Dental Wings Inc. Se prohíbe la reproducción de este material sin previa autorización. Es posible que algunos productos todavía no estén disponibles para la compra. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

毎日、とびっきりの笑顔を

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

