

*UNE NOUVELLE
FAÇON DE PENSER
NEODENT[®] CERAMIC IMPLANT SYSTEM*



Ceramic
Implant System




Connexion
ZiLock[®]



Ceramic Implant System

En réponse aux exigences toujours plus élevées pour des traitements esthétiques et plus courts, Neodent® Ceramic Implant System associe flexibilité, stabilité et esthétique. Grâce à la conicité naturelle moderne de l'implant en céramique et une gamme prothétique complète en céramique, cette solution sans métal permet d'offrir aux patients un traitement avec mise en charge immédiate et d'obtenir des résultats esthétiques haut de gamme.





Une nouvelle façon de penser



Une nouvelle façon de penser la flexibilité



Une nouvelle façon de penser la stabilité



Une nouvelle façon de penser l'esthétique



Une nouvelle façon de **penser la flexibilité**

Prévu pour répondre à divers traitements complexes, Ceramic Implant System offre la flexibilité d'une connexion à deux pièces associée à une connexion céramique-céramique vissée et résistante.






SYSTÈME EN CÉRAMIQUE RÉSISTANT ET FIABLE

La connexion ZiLock® unique et brevetée est conçue avec une vis plus longue qui permet un engagement sûr entre l'implant en céramique et la partie secondaire en céramique. Elle permet en outre d'améliorer la performance de la céramique en optimisant la distribution des forces le long de la connexion interne.

CONNEXION SIMPLE ZILOCK®


ZiLock® est une connexion interne droite en céramique à 6 lobes et 6 points. Cette indexation permet un positionnement précis de la partie secondaire et d'éviter toute rotation. Le résultat est un système facile à utiliser qui offre une plus grande flexibilité de traitement par rapport aux implants monoblocs.





Une nouvelle façon de penser la stabilité

En associant une conicité naturelle et une surface traitée, l'implant Zi permet d'effectuer des protocoles avec mise en charge immédiate stables. Ces deux caractéristiques permettent non seulement d'optimiser la stabilité dans les traitements avec mise en charge immédiate, mais également la prédictibilité.



Double filetage trapézoïdal.



Apex conique et chambres à os.

UNE CONCEPTION CONIQUE POUR AUGMENTER LA STABILITÉ PRIMAIRE

Ceramic Implant System représente un implant doté d'une géométrie conique moderne conçue pour un traitement avec mise en charge immédiate dans tous les types d'os. Cette caractéristique a été conçue pour imiter la forme conique de la racine de la dent naturelle, dans le but d'obtenir une forte stabilité primaire.



Image représentative de la surface implantaire - Microscope électronique à balayage (SEM) avec un grossissement de 5000x.

PRÉDICTIBILITÉ GRÂCE À UNE SURFACE SABLÉE ET MORDANCÉE

Zi comprend une surface sablée et mordancée avec des macro et micro-rugosités grâce au traitement de surface Neoporos®



Une nouvelle façon de penser l'esthétique

Dans un souci de performance esthétique exceptionnelle, Zi offre de par son matériau, la céramique, et sa gamme complète, un résultat esthétique naturel.





PERFORMANCE ESTHÉTIQUE EXCEPTIONNELLE

Grâce à la qualité du matériau céramique, à sa couleur qui imite celle des dents naturelles et à sa forte translucidité par rapport au métal, Ceramic Implant System de Neodent se veut d'offrir une performance esthétique exceptionnelle avec une apparence naturelle.

UNE GAMME PERMETTANT D'OBTENIR DES RÉSULTATS ESTHÉTIQUES À L'ASPECT NATUREL

La gamme prothétique en céramique permet des protocoles classiques ou avec mise en charge immédiate. Elle permet également d'obtenir une restauration à l'aspect naturel, quel que soit le flux de travail préféré, **classique ou numérique**.



Base Zi



Prothèses unitaires vissées



Prothèses unitaires scellées



Ø 3.75/4.5 mm



Base Zi pour C



Prothèses unitaires vissées



Prothèses unitaires scellées



Ø 4.65 mm



Partie secondaire CR Zi



Prothèses unitaires scellées



Ø 4.0/4.5 mm

Unis pour l'excellence

Unis pour l'excellence

Unis pour l'excellence

Unis pour l'excellence

Unis pour l'excellence



Chaque jour **un nouveau sourire**

Fondé par un dentiste pour les dentistes, dans le but de changer la vie d'un plus grand nombre de patients. Neodent® est une marque internationale disponible dans plus de 80 pays, avec plus de 3 millions d'implants vendus chaque année. Avec une histoire de plus de 30 ans, axée sur la facilité d'utilisation, les systèmes implantaires dentaires Neodent® se concentrent sur des concepts de traitement évolutifs, tels que la mise en charge immédiate. Ils offrent des solutions modernes et fiables afin de permettre un accès aux traitements à des prix abordables pour créer chaque jour de nouveaux sourires.

maxon

Motivé **par la précision**

Fondée en 1961, maxon motor group est une entreprise suisse offrant des solutions de qualité et innovantes axées sur les patients. Forte de ses 20 ans d'expérience dans le moulage par injection de céramique (MIC) pour la production de pièces mécaniques de précision, maxon a élargi depuis 10 ans les applications de sa technologie MIC pour y inclure les implants dentaires et possède plusieurs demandes de brevets.

En 2016, Straumann Group et maxon ont décidé de rassembler leurs compétences pour créer maxon dental GmbH. En associant les forces de Neodent® dans le domaine dentaire au leadership technologique de maxon, l'objectif est de fournir un système implantaire en céramique simple pour les dentistes et, un traitement plus abordable pour les patients qui souhaitent des solutions hautement esthétiques et sans métal.



NEODENT

30 ans



La célébration est un choix

Neodent® fête son

30^e anniversaire ! Au fil du

temps, des millions de sourires ont été créés en partenariat avec

des professionnels du monde

entier. Année après année,

Neodent® se réjouit encore et

toujours du choix de créer de

nouveaux sourires chaque jour,

de changer la vie des patients

dans plus de **80** pays où la

marque est présente.

En tant que leader du traitement immédiat, Neodent® a créé des caractéristiques uniques qui tiennent compte des principes biologiques clés pour maximiser la prédictibilité et pour obtenir des résultats durables.

© 2023 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tous droits réservés. Toutes les marques listées dans ce document, enregistrées ou pas, sont la propriété de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. La reproduction de ce document sans autorisation préalable est interdite. Certains articles peuvent ne pas encore être disponibles sur le marché. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre distributeur local.

Neodent®, Zi™, ZiLock®, NeoPoros® sont des marques de commerce ou marques déposées de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Maxon est une marque de commerce ou marque déposée de maxon dental GmbH. CARES est une marque de commerce ou marque déposée de Straumann Holding AG. 3Shape est une marque de commerce ou marque déposée de 3Shape A/S. exocad est une marque de commerce ou marque déposée de exocad GmbH. Dental Wings est une marque de commerce ou marque déposée de Dental Wings Inc.

10547_neodent_zi_brochure_fr_fr_D00_lr_150223

毎日、とびっきりの笑顔を

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

NEW SMILES EVERY DAY

Fabricant

JJGC Indústria e Comércio
de Materiais Dentários S.A.
Juscelino Kubitschek de
Oliveira Avenue, 3291
81270-200 Curitiba (PR)

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Group Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.neodent.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes

Tél. commande : 0800 810 812
Tél. assistance technique : 0800 810 814
Tél. assistance Digital : 0800 810 816
E-mail : sales.ch@straumann.com
En ligne : www.straumann.ch/fr/eshop

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

Votre droit d'objection : Si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins promotionnelles ou si vous souhaitez retirer tout consentement, envoyez simplement un e-mail à notre responsable de la protection des données à l'adresse privacy.ch@straumann.com ou envoyez une lettre à Institut Straumann AG, Datenschutzbeauftragter, Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle, Suisse. Ceci s'applique également si vous vous opposez au traitement de vos données pour des raisons liées à votre situation particulière.

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

