


NEODENT[®] & CARES[®]
ACCÈS AUX SOLUTIONS
EFFICACES CARES[®].



 NEODENT

30 *ans*

La célébration
est un choix.

 neodent.com/30years



Neodent® fête son 30^e anniversaire ! Au fil du temps, des millions de sourires ont été créés en partenariat avec des professionnels du monde entier. Année après année, Neodent® se réjouit encore et toujours du choix de créer de nouveaux sourires chaque jour, de changer la vie des patients dans les 90 pays où la marque est présente.



MARQUE INTERNATIONALE

Disponible dans 90 pays, avec plus de 3 millions d'implants vendus chaque année.



CRÉÉE PAR DES DENTISTES POUR LES DENTISTES

Une histoire qui remonte à 30 ans, axée sur la facilité d'utilisation.



CONCEPTS DE TRAITEMENT ÉVOLUTIFS

Des solutions modernes et fiables.



ACCÈS À DES TRAITEMENTS ABORDABLES

L'accessibilité à des solutions éprouvées et abordables.

En 2023, Neodent® fêtera toutes les réussites qui ont fait de la marque ce qu'elle est aujourd'hui ! Les raisons de se réjouir ne manquent pas, et vous pouvez toutes les suivre sur les canaux numériques de Neodent. Suivez-nous pour mieux connaître l'histoire, la philosophie et les solutions de l'entreprise.

NEODENT GLOBAL PLAY

Neodent Global Play est une plate-forme en ligne de formation et d'éducation qui héberge une richesse de contenus, disponibles **à la demande et gratuitement**. Vous y découvrirez des cas cliniques, des vidéos de formation aux produits, des tutoriels, et bien plus encore !

L'inscription est simple et automatique. Il vous suffit de remplir le formulaire pour avoir un accès immédiat à toute la richesse du contenu.



Rendez-vous à l'adresse :
globalplay.neodent.com



NEODENT® & CARES®

ACCÈS AUX
SOLUTIONS * EFFICACES.

TRAVAILLER AVEC DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES, ESTHÉTIQUES ET FIABLES

Bénéficiez d'un vaste éventail d'options de solutions de restaurations grâce à CARES®.

Les solutions Neodent® sont disponibles avec CARES®, afin de proposer des flux de travail efficaces et de fournir aux laboratoires dentaires des restaurations à des tarifs avantageux :

- Parties secondaires personnalisées (en titane ou en CoCr) ;
- Bases en titane avec couronnes/bridges personnalisés ;
- Barres et bridges transvissés CARES® (SRBB) ;
- Douilles et pivot de fixation pour chirurgie guidée ;
- Modèle 3D imprimés avec analogues hybrides.

Neodent®, en association avec CARES®, garantit une qualité constante de tous les composants originaux Neodent® grâce à une fabrication de haute précision et à des procédures d'inspection particulièrement approfondies.

UN FLUX DE TRAVAIL VALIDÉ QUI VOUS DONNE TOUTE CONFIANCE

Neodent® offre à ses clients la liberté de parvenir à des solutions prothétiques fiables, efficaces et esthétiques via un flux de travail validé géré par les experts de CARES®. CARES® évalue attentivement les performances à chaque étape de la création, depuis le choix des matériaux, en passant par l'interface de prise d'empreinte numérique et de conception, pour une précision fiable tout au long de la production.



Flexibilité en termes d'esthétique et de conception grâce aux parties secondaires personnalisées

Notre grande flexibilité de conception associée à des normes de précision exigeantes permet à nos parties secondaires personnalisées d'offrir un important bénéfice tant pour les dentistes que pour les prothésistes dentaires.

Cette solution est également disponible pour le flux de travail CARES X-Stream, avec la partie secondaire personnalisée et la restauration correspondante livrées ensemble.



Une solution excellente pour le traitement des cas difficiles et édentés avec les barres et bridges vissés CARES®

Les barres et bridges vissés CARES® comprennent une large gamme de formes et de matériaux qui permettent le traitement au niveau de la partie secondaire de cas difficiles, y compris l'édentement total.



Solution prothétique en une seule étape : 1 scan, 1 conception, 1 livraison.

CARES® X-Stream™ offre une solution prothétique complète à l'utilisation flexible pour la restauration d'implants Neodent®. À partir d'une seule prise d'empreinte numérique et de la conception d'éléments prothétiques adaptés, les bases en titane et en céramique ainsi que les couronnes et bridges correspondants pour la restauration sont fabriqués et livrés ensemble avec un excellent ajustement entre les composants.



La partie secondaire Neodent® GM Smart est une solution unique brevetée associant un corps de scannage numérique et une partie secondaire provisoire en une seule pièce, qui fait partie de la solution Neodent® EasyPack.

La couronne sur la partie secondaire Neodent® GM Smart est proposée via un usinage centralisé, avec la possibilité d'utiliser une prothèse provisoire en PMMA avec le flux de travail CARES. La partie secondaire Neodent® GM Smart n'est pas disponible seule. Seule la couronne usinée est proposée avec le flux de travail CARES.



Titane	CoCr	Polymère	Vitrocéramique	Zirconia
Titane	coron®	polycon® ae	n!ce®, IPS e.max®	zerion® LT, zerion® UTML zerion® ML, 3M™ Lava™, Plus 3M™ Lava™ Esthetic

CARES® Scan & Shape pour Neodent®

CARES® Scan & Shape vous permet de tirer profit des connaissances et de l'expérience d'une équipe d'experts en dentisterie CFAO pour proposer des services de conception personnalisée. Nos clients peuvent également profiter de nos services de scannage et de conception pour compléter leur flux de travail actuel en laboratoire.

Sans devoir investir dans du matériel et des logiciels supplémentaires et sans avoir à acquérir des connaissances spécialisées dans le domaine de la conception numérique.

*Pour des informations plus détaillées, se reporter au matériel Scan & Shape.

**CARES® Scan & Shape est disponible dans certains pays. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations.



Connectivité avec le système CARES® ou les systèmes CFAO d'autres fabricants

Intégration automatique et sans installation (Plug & Play) dans votre logiciel de conception CARES® Visual ou vos logiciels actuels Dental Wings® et 3Shape® sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire. Les clients éligibles de Dental Wings® et de 3Shape® des pays sélectionnés ont accès à la gamme prothétique CARES®.

*Veuillez vérifier la disponibilité du logiciel auprès de votre représentant



CARES Visual



3Shape




Dental Wings



Aperçu de la gamme et connectivité numérique pour la gamme Neodent® & CARES

NEODENT® & CARES®	Partie secondaire Personnalisée	Bases en titane et céramique + couronne	Base en titane + bridge	Barre/Bridge transvissé	Modèles 3D imprimés	Service Scan & Shape
AU NIVEAU DE L'IMPLANT	✓	✓	✓		✓	✓
AU NIVEAU DE LA PARTIE SECONDAIRE				✓	✓	✓



© 2023 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tous droits réservés. Neodent® est une marque déposée de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 3Shape® est une marque déposée de 3Shape A/S. LAVA est une marque de commerce ou une marque déposée de 3M Deutschland GmbH. Dental Wings® est une marque de commerce ou une marque déposée de Dental Wings Inc. CARES®, nlce®, coron® polycon®, zerion® et X-Stream sont des marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG, Suisse.

1060_neodent_digital_brochure_fr_fr_C00_of_250923