



*FIDUCIA IN SE STESSI*  
**NEODENT<sup>®</sup> CONTROL SYSTEM**





# Neodent controlsystem

## FIDUCIA NELLE PROCEDURE CHIRURGICHE

Neodent® ha sviluppato il Control System per consentire un accesso migliore all'implantologia dentale, riducendo lo stress del medico e del paziente durante le procedure chirurgiche, proteggendo le strutture anatomiche e superando il limite di visibilità grazie al controllo della profondità di fresatura.

### Protezione delle strutture anatomiche

Il posizionamento degli impianti richiede precisione e il Neodent® Control System è stato progettato per ridurre il rischio di una fresatura eccessiva e per proteggere le strutture anatomiche come i nervi, il seno o le radici adiacenti, garantendo la profondità finale.

### Affrontare la visibilità limitata

Il Neodent® Control System offre sicurezza in situazioni con visibilità ridotta a causa di denti adiacenti, apertura buccale limitata, sangue, saliva, che rendono difficile la lettura dei marker di riferimento su una fresa in rotazione per raggiungere la profondità pianificata.



### Sistema di ritenzione del kit di facile utilizzo

Il kit di Stop per Fresa Control Neodent® include un innovativo sistema di ritenzione.



La procedura chirurgica per il posizionamento degli impianti può essere percepita come complessa, soprattutto se eseguita nelle regioni posteriori con visibilità limitata o in prossimità di strutture anatomiche come canali di nervi. Il Neodent® Control System offre sicurezza ed efficienza generando fiducia durante l'intervento chirurgico.

## SOLUZIONE CHIRURGICA EFFICIENTE

Con l'aumento della richiesta di trattamento implantari, il Neodent® Control System offre efficienza durante l'intervento chirurgico grazie ad un sistema di stop della fresa intuitivo e sicuro con molteplici utilizzi per un'esperienza a portata dell'utilizzatore.



### Soluzione intuitiva

Il Neodent® è una soluzione con codice a colori che facilita l'identificazione della sequenza di fresatura, del diametro e della lunghezza dell'impianto e della combinazione di stop e fresa.




### Sistema di bloccaggio sicuro dello stop per fresa

Lo Stop per Fresa Control Neodent® è dotato di un sistema di bloccaggio della fresa moderno, che consente un inserimento semplice e sicuro, con la massima tranquillità.



### Soluzione con molteplici usi

Gli Stop per Fresa Control Neodent® sono realizzati in titanio per una pulizia professionale e per il lavaggio in autoclave che consentono di riutilizzarli molteplici volte.



Un meccanismo di prelievo e distacco comodo, per risparmiare tempo durante l'intervento chirurgico.

## Panoramica del codice a colori Neodent®



Codice a colore in base alla lunghezza dell'impianto



Diametro marcato a laser

## Portfolio di impianti Helix GM® compatibili



Lunghezza	Diametro						
	3,5	3,75	4,0	4,3	5,0	6,0	7,0
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## ANDARE OLTRE

Resta aggiornato con le informazioni sui prodotti e i materiali formativi e scientifici più recenti.



### ESHOP NEODENT®

Click. Trova. Sorridi.

[https://shop.straumann.com/neodent/ch/it\\_ch](https://shop.straumann.com/neodent/ch/it_ch)



### MANUALE CHIRURGICO NEODENT® CONTROL SYSTEM

Informazioni dettagliate sul flusso di lavoro chirurgico.

[https://www.straumann.com/content/dam/media-center/neodent/ch-de/documents/brochure/technical-information/ch\\_100.139\\_en\\_neodent\\_controlsysteem\\_surgical\\_manual.pdf](https://www.straumann.com/content/dam/media-center/neodent/ch-de/documents/brochure/technical-information/ch_100.139_en_neodent_controlsysteem_surgical_manual.pdf)

**National Distributor**  
Institut Straumann AG  
Vendita Svizzera  
Peter Merian-Weg 12  
Casella postale  
CH-4002 Basilea  
Svizzera  
[www.neodent.ch](http://www.neodent.ch)

**Produttore legale**  
JJGC Indústria e Comércio de  
Materiais Dentários S.A.  
Juscelino Kubitschek de  
Oliveira Avenue, 3291  
81270-200 Curitiba (PR)  
Brasile  
[www.straumann.com/neodent](http://www.straumann.com/neodent)

**Ordinazioni**  
Tel.: 0800 810 812  
E-mail: [ch.sales@straumann.com](mailto:ch.sales@straumann.com)  
Online: [www.straumanngroup.ch/eshop](http://www.straumanngroup.ch/eshop)

© 2020 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi elencati nel presente materiale, registrati o meno, sono proprietà di JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. La riproduzione del presente materiale senza previo consenso è vietata.

10281\_neodent\_controlsysteem\_brochure\_it\_it\_A00\_lr\_061120

CH\_100.141IT 11/20

**NEODENT®**  
A Straumann Group Brand