

Straumann® Digitální řešení Vaše cesta k digitalizaci

Otiskování
TRIOS®



Plánování a návrh
coDiagnostiX™ /
TRIOS® Design Studio



3D tisk
P series



Frézování
C series / M series



Straumann® Digitální řešení

Vše na jednom místě




Otiskování

TRIOS®



Plánování / Návrh

coDiagnostiX™
TRIOS® Design Studio



3D tisk

P series



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/pro-lékaře





Nabídka Straumann® CARES® pro zubaře zahrnuje efektivní a snadno použitelná hardwarová řešení od intraorálního skenování až po vlastní frézování. Zubní lékaři, zubní technici a pacienti těží z validovaného digitálního pracovního postupu, který šetří čas a nabízí více času na komunikaci a péči o pacienty.



Frézování

C series

Frézování

M series




Straumann® Digitální řešení

Digitální pracovní postupy vám zařídí úspěch

Můžete si vybrat mezi vlastní výrobou nebo spoluprací se zubní laboratoří dle vašeho výběru.

Chirurgický pracovní postup



Software pro plánování implantátů: coDiagnostiX™



Sejmutí digitálního otisku s intraorálním skenerem TRIOS®

Protetický pracovní postup



Software pro návrh: TRIOS® Design Studio



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/pro-lékaře






In-house 3D tiskárny: P series



3D tištěné implantační šablony / modely



Centrální výroba



Ordinační frézka:
C series



Protetické náhrady

3Shape TRIOS® intraorální skener

Začátek digitalizace

Plánování / návrh



Frézování



*Neviditelná
rovnátka*



clearcorrect
A Straumann Group Brand

Služba plánování



3D tisk



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/trios





Modelové varianty - dle potřeb každého zákazníka

POD:

Skener a dodaný notebook, největší flexibilita, přenosnost a nejmenší nároky na prostor. Možnost připojení skeneru bezdrátově nebo s kabelem.



Stejná technologie, přenos a výkon při skenování.

MOVE+:

Mobilní a výškově nastavitelný, flexibilní, kompaktní a ideální pro komunikaci s pacientem na křesle. Možnost připojení skeneru bezdrátově nebo s kabelem.



TRIOS® Portfolio 2021 – funkce



		TRIOS® 4	TRIOS® 3	TRIOS® 3 Basic
Charakteristika intraorálních skenerů	Generace skeneru	4 th	3 rd	3 rd
	AI Scan*	●	●	●
	3Shape přesnost	●	●	●
	Realistické barvy a určení odstínu zubu	●	●	●
	Konektivita	Bezdrátově a s kabelem	Bezdrátově a s kabelem	S kabelem
	Rukojeť skeneru	Pero	Pero	Pero
	Funkce diagnostiky kazu	●	—	—
Sestavení	POD	●	●	●
	MOVE+	●	●	●
Software a aplikace	TRIOS Patient Monitoring TRIOS Treatment Simulator TRIOS Smile Design TRIOS Patient Specific Motion	●	●	Pouze po upgrade na TRIOS® 3
	In-House aplikace: např.: TRIOS Design Studio	Možnost přidání	Možnost přidání	Na stejném PC pouze po upgrade na TRIOS® 3

* AI technologie skenování: Odstraňuje nadbytečnou měkkou tkáň při skenování, čímž zjednodušuje proces skenování.

coDiagnostiX™

software pro plánování implantátů

Vyšší efektivita pro vaši praxi a méně času na křesle pro vašeho pacienta.

Cenná součást mezi analogovým a digitálním

coDiagnostiX™ je výkonné a zároveň uživatelsky přívětivé, kompletní, otevřené softwarové řešení, pomocí kterého lze plánovat pozice implantátů a vytvářet vysoce přesné šablony pro chirurgickou preparaci specifické pro pacienta pro navigovanou operaci.

- Výkonné nástroje pro plánování a návrh pro širokou škálu požadavků
- Integrace chirurgických a protetických pracovních postupů
- Zjednodušuje plánování složitých náhrad
- Integrovaná komunikační platforma pro společné plánování praxe a laboratoře
- Různé varianty softwaru pro jednoduché nebo složité případy
- Optimální digitální zpětné plánování

Prvotřídní výhody softwaru coDiagnostiX



větší bezpečnost



skvělý nástroj pro představení léčebného plánu pacientům



rychlá implementace výroby implantačních šablon do vlastních výrobních postupů nebo možnost centrální výroby



komplexní léčba od protetických náhrad až po implantáty



máte vždy dokumentaci ke každému případu



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/coDiagnostiX






3Shape TRIOS® Design Studio

Klíčový software pro návrh protetických náhrad v rámci Straumann® CARES® digitálních pracovních postupů

Chairside software pro návrh 3Shape TRIOS® Design Studio obsahuje kompletní praktické řešení a je kompatibilní s intraorálními skenery, laboratorními skenery a frézovacími systémy. Software podporuje širokou škálu indikací, materiálů, implantačních systémů a je tzv. „otevřený“. Software umožňuje import skenů i přímé propojení s intraorálními skenery 3Shape TRIOS®. Export výrobních dat je možný do souboru STL nebo lze přímo propojit s frézovacím strojem a to i od výrobců třetích stran.



Přesnost

S integrovanými, předdefinovanými parametry frézování.



Spolehlivost

Hladká integrace ordinární frézky Straumann® CARES® C series.



Méně složitosti

Průkopnická technologie výrobního postupu protetických náhrad, která umí vypočítat automaticky tvar korunky včetně anatomie, hrbolků, hranice preparace a bodů kontaktu. Možnost duplikování protilehlých zubů. Výška okluze je upravena automaticky v závislosti na mezičelistních vztazích.



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/Chairside

Straumann® CARES® P series

Přesnost a rychlost v každodenní praxi díky profesionálnímu řešení 3D tisku.

P10+

Ekonomická 3D tiskárna s **jednorázovými** rezervoáry a platformami. Minimalizováno čištění pracovních částí 3D tiskárny.



P wash

Automatická, kompaktní a rychlá **čistící** jednotka. Dokonalé sladění s 3D tiskárnou a tištěným objektem.

P cure

Automatizované zařízení k **vytvrzení** světlem ve vakuu. Rychlé, bezpečné a dokonale sladěné s 3D tiskárnou a tištěným objektem.



Indikace

Implantační šablony



Individuální otiskovací lžice



Gingivální maska



Spalitelné materiály





CARES® P series pro zubní ordinace a zubní laboratoře s nejvyššími nároky: nová generace 3D tiskáren pro profesionální a rychlou výrobu vysoce přesných dentálních výrobků nejvyšší kvality. CARES® P series má nové funkce, které zlepšují Vaši kvalitu, flexibilitu, produktivitu a efektivitu.



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/cares-p-series

Modelové řady 3D tiskáren

P20+ cartridge

Ekonomická a flexibilní 3D tiskárna se snadným systémem čištění díky plastovým rezervoárům.

P20+

Ekonomická a flexibilní 3D tiskárna pro laboratorní použití, kompaktní rozměry i pro menší prostory.

P30+

Rychlejší, flexibilnější 3D tiskárna pro profesionální výrobu o velké kapacitě. Určena pro laboratorní použití.

P40

Vysoce výkonná 3D tiskárna s **velkou kapacitou výroby** 3D tištěných objektů. Dva rezervoáry a dvě platformy umožňují velký objem výroby.

Straumann® P pro materiály pro 3D tisk

pro P10+, P20+ cartridge,
P20+, P30+, P40



Provizorní korunky a můstky



Orto modely



Zkušební konstrukce



Pracovní modely




Dlahy



Straumann® CARES® C series

Přesnost a výkon - perfektní řešení pro digitální pracovní postupy v ordinaci



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/cares-series-c





Straumann® C series je kompaktní frézovací stroj s technologií mokrého frézování se 4 osami. Frézka je navržena pro ordinární výrobu, vyniká spolehlivostí, prediktabilitou a přesností při frézování sklokeramických a hybridních materiálů pro širokou škálu indikací. Straumann® CARES® C series je vybavena inteligentní čtyřosou technologií a usnadňuje každodenní praxi s ohledem na efektivitu a produktivitu.

Materiály

n!ce®

VITA® Suprinity

VITA® Mark II

VITA® Triluxe forte

VITA® Enamic

VITA® CAD-Temp

IPS e.max® CAD

Indikace



Korunky /
krátké můstky



Inleje



Onleje



Fazety



Individuální
abutmenty
(Straumann,
Medentika, Neodent)



Korunky na
titanové bázi
(Straumann,
Medentika, Neodent)

Straumann® n!ce®

Inovativní sklokeramický materiál, který je estetický, bezpečný, uživatelsky přívětivý a se snadným zpracováním. Šetří čas.



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/straumann-nice

Straumann® CARES® M series

Různorodé možnosti frézování přímo ve Vaší laboratoři.

S frézou CARES® M series máte po ruce frézovací systém, s nímž můžete zpracovávat téměř všechny objednávky:

frézování technikou za mokra / frézování technikou za sucha pomocí jednoho frézovacího stroje.



Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/serie-m





Vyrobte si celou řadu náhrad pro každou indikaci z jedinečných materiálů. Díky četným možnostem M series těžíte z flexibility možnosti zpracovávat téměř všechny případy vašich zákazníků pomocí jediného systému. V pracovní špičce nebo ve složitých případech můžete pro rozšíření kapacity vaší laboratoře využít služby Straumann® frézovacího centra.

Materiály

n!ce®	Zirkoniumdioxid
VITA® Suprinity	Sintron®
VITA® Mark II	Wachs
VITA® Triluxe forte	PMMA
VITA® Enamic	TEMP
VITA® CAD-Temp	Splintec
IPS e.max® CAD	JUVORA™ PEEK

Indikace



Korunky /
můstky



Inleje



Onleje



Fazety



Individuální
abutmenty
(Straumann,
Medentika, Neodent)



Teleskopy



Titanové baze
(Korunky/ můstky/
třmeny/ kapny)



Variobase
(pro můstky /
třmeny / SRA
kapny)



Variobase
korunkové



Dlahy

Ověřené pracovní postupy pro odesílání dat z intraorálních skenerů 3Shape TRIOS®

3Shape TRIOS®
Otiskování

CARES® Visual
Návrh

M series
Frézování





VŠECHNY BROŽURY TAKÉ
DOSTUPNÉ ONLINE

www.straumann.cz/centrum-pro-stahovani

JSME TU PRO VÁS

TEL.: +420 284 094 650

E-Mail: info.cz@straumann.com

Facebook: www.facebook.com/straumannczsk

Instagram: [straumanncz](https://www.instagram.com/straumanncz)

Vaše cesta k digitalizaci

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
www.straumann.com

Zastoupení pro ČR & SK

Straumann s.r.o.
Na Žertvách 2196/34
CZ-180 00 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 284 094 650
E-mail: info.cz@straumann.com
www.straumann.cz

© Institut Straumann AG, 2020. Všechna práva vyhrazena.

Straumann® a / nebo jiné zde uvedené ochranné známky a loga Straumann® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Straumann Holding AG a / nebo jejích přidružených společností.

Vaše právo vznést námitku: Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely nebo pokud si přejete odvolat svůj souhlas, stačí kdykoli zaslat zprávu našemu inspektorovi ochrany údajů e-mailem na adresu info.cz@straumann.com nebo poštou na adresu Straumann s.r.o., Na Žertvách 2196/34, Praha 8, 180 00, inspektor ochrany údajů. To platí také v případě, že chcete vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.