

Straumann® CARES® X-Stream™


Mehr als effizient.
eXtrem zeitsparend.



Straumann® CARES® X-Stream™

WAS IST CARES® X-STREAM™?

CARES® X-Stream™ ist ein hocheffizienter CAD/CAM-Arbeitsablauf, mit dem Sie sowohl das Sekundärteil als auch die entsprechende Restauration (Krone, Brücke oder Deckprothese) in einem kombinierten straffen Prozess herstellen und dadurch Zeit sparen können. Sie konstruieren die Krone / Brücke, die Software errechnet das darunter notwendige Sekundärteil. Beides wird anschliessend gleichzeitig gefräst und in einer Sendung zugestellt.



IHRE VORTEILE

- **Effizienz:** Sie wollen die Produktivität und Effizienz Ihres Labors steigern? Sparen Sie bis zu 50% der Arbeitsschritte eines konventionellen CAD/CAM-Workflows.
- **Präzision:** Genug davon, die Passung zu prüfen? Unser validiertes Fräszenrum liefert Ihnen passgenaue Komponenten.
- **Flexibilität:** Monolithische oder Gerüstrestorationen? Wählen Sie die Sekundärteile, Materialien und Techniken, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
- **Konnektivität:** Keinen Straumann Scanner? Benutzen Sie eines unserer Partner-Systeme oder unseren CARES® Scan & Shape¹ Service.
- **Qualität:** Die Straumann® Original-Verbindung gewährleistet perfekte Passgenauigkeit mit Straumann Implantaten.

¹ Der CARES® Scan & Shape Service ist unter Umständen in Ihrem Land nicht verfügbar; bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Produktübersicht

MATERIALIEN



3M™ ESPE™ Lava™ Plus
Herausragende Ästhetik
mit echten Farben und
erhöhter Transluzenz



zerion®
Niedrig-transluente
Zirkoniumdioxid-Keramik
für hochstabile Gerüste



IPS e.max® CAD
Vollkeramische
Restaurationen für
effiziente Ästhetik



coron®
Kobalt-Chrom-Gerüste:
Verblendungsverfahren
vergleichbar mit Edel-
metalllegierungen



ticon®
Äusserst zuverlässige und
präzise Titan-Gerüste



polycon® ae²
Vollanatomische provi-
sorische PMMA-Versor-
gungen für hohe Effizienz

SEKUNDÄRTEILE



CARES® Sekundärteil, Keramik (ZrO₂)
Für höchästhetische und individualisierte,
ein- und mehrgliedrige Restaurationen



Variobase® für Kronen
Für effiziente
Einzelzahnrestaurationen



CARES® Sekundärteil, Titan
Für individualisierte, ein- und mehrgliedrige
Restaurationen



Variobase® für Brücken/Stege
Für effiziente mehrgliedrige
Versorgungen



Variobase® Kappe für Brücken/Stege
Für effiziente mehrgliedrige Versorgun-
gen auf verschraubten Sekundärteilen

² Kann in Kombination mit allen Sekundärteilen
(für ein- und mehrgliedrige Restaurationen) verwendet werden.

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Schweiz
Peter Merian-Weg 12
Postfach
CH-4002 Basel
www.straumann.ch

Kundenberatung/Bestellannahme

Tel. CARES®: 0800 810 816
E-Mail: cad-cam.ch@straumann.com

3M™, ESPE™ und Lava™ sind Marken der 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Unter Lizenz verwendet in Kanada. IPS e.max® ist eine eingetragene Marke der Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

© Institut Straumann AG, 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.