

# Mehr als in-house-Fräsen.

## Zusätzlicher Mehrwert für Ihr Labor.

Mit Straumann® Vorgefrästen Sekundärteil-Rohlingen können Sie jetzt mit Ihrer eigenen Fräsausrüstung einteilige individualisierte Titan-Sekundärteile mit Straumann® Originalverbindung herstellen. So arbeiten Sie effizienter und profitieren von der originalen Straumann® Implantat-Sekundärteil-Verbindung.

### EINFACH EFFIZIENT

- Erweitern Sie den Einsatzbereich Ihrer Fräsanlage
- Maximieren Sie Ihre Investitionsrendite
- Profitieren Sie von schnelleren, kontrollierten Bearbeitungszeiten

### VERTRAUEN DURCH DIE ORIGINALE IMPLANTAT-SEKUNDÄRTEIL-VERBINDUNG

- Perfekt passende Komponenten
- Hervorragender Service und Support
- Straumann-Garantie\*

\* Die geltenden Bestimmungen und Bedingungen der Straumann-Garantie (einschliesslich des geografischen Geltungsbereichs der Garantie) finden Sie in der Broschüre Straumann-Garantie (151.360/de).

# Ihr einteiliges Titan-Sekundärteil mit Straumann® Originalverbindung – gefräst im eigenen Labor

## Voraussetzungen für das Fräsen

• Die Straumann® Vorgefrästen Sekundärteil-Rohlinge sind kompatibel mit Medentika-Rohlinghaltern, die für eine zunehmende Anzahl Fräsmaschinen zur Verfügung stehen.

- Dental Concept DC5®
- Imes-icore®
- Datron D5®
- VHF
- Wissner Gamma 202®
- Röders RXD®
- MB Maschinen Cobra Mill®

Erhältlich ab  
Juni 2015

Bald erhältlich

Bitte kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer Fräsmaschine für weitere Informationen über Kompatibilität und Integration.

## Software-Design

- Laden Sie das Implantat Kit für Straumann® Vorgefräste Sekundärteil-Rohlinge für Dental Wings, 3Shape oder exocad von der Straumann-Webseite herunter.
- Konstruieren Sie Ihr einteiliges Titan-Sekundärteil nach Ihren Anforderungen.

## Bestellinformationen

Die vorgefrästen Sekundärteil-Rohlinge stehen in zwei Rohlingsgrößen für die folgenden Implantatplattformen zur Verfügung:

		Art.-Nr.	Artikel	Menge	Preis
Bone Level		022.0028	NC Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 11,5		
		022.0029	NC Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 15,8		
		022.0030	RC Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 11,5		
		022.0031	RC Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 15,8		
Tissue Level		022.0034	RN Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 11,5		
		022.0035	RN Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 15,8		
		022.0036	WN Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 11,5		
		022.0037	WN Vorgefräster Sekundärteil-Rohling für Medentika-Rohlinghalter Ø 15,8		