

Straumann® Lösungen für unbezahnte Kiefer
Es gibt viele Gründe, zu lächeln.



Für jeden zahnlosen Patienten hat Straumann eine Lösung

Die Behandlung zahnloser Patienten bleibt oftmals eine Herausforderung, wenn man die Erwartungen und die damit verbundenen klinischen Grenzen betrachtet. Ihre beste Option ist hier ein Partner, der Ihnen dabei hilft, die richtige Lösung zu finden.

HERAUSNEHMBAR		FEST	
			
Retentiver Kugelanker	Novaloc®	Steg mit vorgefertigten Teilen	Teleskopkonstruktion
			
Diese bewährte Lösung basiert auf dem Druckknopfprinzip mit Kugelanker	Hybrides, in 2 Versionen erhältliches Prothesensystem: gerade und abgewinkelte Sekundärteile zum Ausgleich großer Implantatangulationen	Ermöglicht Stegkonstruktionen mithilfe vorgefertigter Stegkappen und Stegelemente	Individualisierbare, herausnehmbare Lösung, die sich so stabil anfühlt wie eine festsitzende Restauration und sich besonders leicht reinigen lässt

UNKOMPLIZIERT



SITZENDE RESTAURATIONEN



Straumann® Pro Arch BL **Straumann® Pro Arch TL** **Festsitzende Brücke**



Ermöglicht provisorische Sofortrestorationen: Kombination des Straumann® BLT Implantats für verbesserte Primärstabilität mit dem Portfolio verschraubter Sekundärteile zum Ausgleich von Implantatangulationen



Versorgung des gesamten Zahnbogens mit dem kürzesten Schraubenimplantat auf dem Markt: SPS 4mm



Sie wird auf den Implantaten mit Schrauben fixiert und kann zur professionellen Reinigung in der Zahnarztpraxis herausgenommen werden



International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Schweiz
Peter Merian-Weg 12
Postfach
CH-4002 Basel
www.straumann.ch

Kundenberatung/Bestellannahme

Tel. Bestellungen: 0800 810 812
Tel. Hotline: 0800 810 814
Tel. CARES®: 0800 810 816
Fax: 0800 810 813
E-Mail: ch.sales@straumann.com