



CARES® X-Stream™ Restaurative Optionen

MATERIALÜBERSICHT

- 1 Brücken und Stege sind mit bis zu 10 Implantat-Sekundärteil-Verbindungen erhältlich
- 2 Ausgenommen Molarenbrücke
- 3 Nicht erhältlich für Stege
- 4 Nur erhältlich für festsitzende Stege
- 5 Nicht erhältlich für NNC und WN
- 6 Nicht erhältlich für NNC
- 7 Die aufgeführten Prothetikkomponenten sind nur ohne Schraubenkanalloch erhältlich
- 8 Die aufgeführten Prothetikkomponenten sind nur mit Schraubenkanalloch erhältlich

		Optionen für den Zahnersatz								
		Vollkontur oder Gerüste für Einzelzahnversorgung, Brücken und Stege								
		Keramik					Metall		Polymer	
		nIce®	IPS e.max® CAD	zerion® UTML ^{2,3}	zerion® ML	3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirkondioxid ⁴	zerion® ⁰⁴	coron®	ticon®	polycon® ae ³
PURE Ceramic	Implantat Monotype									
	CARES® Sekundärteil, Zirkondioxid ^{5,6}			≤ 3-gliedrige Brücke	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer			Vollbogen kompletter Kiefer
	CARES® Sekundärteil, Titan ^{6,7}			≤ 3-gliedrige Brücke	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer
	CARES® Sekundärteil, CoCr ^{6,7}			≤ 3-gliedrige Brücke	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer
Variobase®	Variobase® für Krone			Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn
	Variobase® für Krone AL ⁸			Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn	Einzelzahn
	Variobase® für Brücke/Steg			≤ 3-gliedrige Brücke	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer
	Variobase® für Brücke/Steg Kappe für verschraubte Sekundärteile ⁸			≤ 3-gliedrige Brücke	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer
	Variobase® für Brücke/Steg Zylindrisch ⁸			≤ 3-gliedrige Brücke	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer
	Variobase® für Brücke/Steg Zylindrisch Kappe für verschraubte Sekundärteile ⁸			≤ 3-gliedrige Brücke	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer	Vollbogen kompletter Kiefer
Konfektionierte Sekundärteile	BL Zementierbare Sekundärteile			≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke
	TL synOcta® Zementierbare Sekundärteile			≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke	≤ 3-gliedrige Brücke

Bezeichnung		Material	Farbtöne
nIce®		Lithium-Aluminosilikat verstärktes Lithium-Disilikat	12 Farbtöne
IPS e.max® CAD		Lithium-Disilikat	45 Farbtöne
zerion® UTML ^{3,4}		Ultrahochtransluzentes mehrschichtiges Zirkondioxid	4 VITA Farbtöne und 1 Bleach-Farbtone
zerion® ML ⁵		Hochtransluzentes mehrschichtiges Zirkondioxid	3 Farbtöne
3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirkondioxid ⁵		Hochtransluzentes Zirkondioxid	16 VITA Farbtöne und 2 Bleach-Farbtöne
zerion® ⁵		Weniger transluzentes Zirkondioxid	9 Farbtöne
coron®		Kobalt-Chrom	n/z
ticon®		Titan Grad 4	n/z
polycon® ae ⁴		PMMA	5 Farbtöne

Hinweis:

Anwendung und Materialverfügbarkeit können von Land zu Land abweichen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Anwendungen und Prothetiklinien erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Schweiz
Peter Merian-Weg 12
Postfach
CH-4002 Basel
www.straumann.ch

Kundenberatung/Bestellannahme

Tel. CARES®: 0800 810 816
E-Mail: cad-cam.ch@straumann.com

3M™, ESPE™, Lava™ sind Marken von 3M oder von 3M Deutschland GmbH.

In Kanada unter Lizenz verwendet. IPS e.max® ist eine eingetragene Marke der Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

VITA® ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Deutschland.

© Institut Straumann AG, 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an privacy.ch@straumann.com oder per Post an Institut Straumann AG, Datenschutzbeauftragter, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.