

Mehr als eine Chirurgieskassette.
Ein effizienter Arbeitsablauf.



Ein Chirurgie-Kit für alle Straumann-Implantate.

Ein Instrumentenset für einen einfachen, organisierten Arbeitsablauf*


- Ein einziges, gut durchdachtes Chirurgieset mit einem schlanken Instrumentenportfolio

Einfache Handhabung dank klarer Navigation

- Eindeutig farbkodierte Arbeitsabläufe
- Identifikation der Implantatlinie
- Instrumentenpiktogramme bei jedem Schritt


Hohe Funktionalität und Komfort

- Alle Planungshilfen und Hilfsinstrumente befinden sich einfach zugänglich in der unteren Ebene – ohne Behinderung der Arbeitsabläufe




* Die Straumann® Chirurgiekassette wurde für die sichere Aufbewahrung und Sterilisation von chirurgischen Instrumenten und Hilfsteilen des Straumann® Dental Implant System entwickelt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung „Unsterile chirurgische Instrumente“, Art.-Nr. 701124, und die Broschüre „Pflege und Wartung der chirurgischen und prothetischen Instrumente“, Art.-Nr. 151.008.

Obere Ebene



- Enossaler Implantatdurchmesser 3,3 mm
- Enossaler Implantatdurchmesser 4,1 mm
- Enossaler Implantatdurchmesser 4,8 mm

Untere Ebene



- 1 Pinzette
- 2 Halteschlüssel
- 3 Ratsche
- 4 Ratsche
- 5 Drehmomentaufsatz für Ratsche
- 6 Diagnostic T
- 7 Distanzindikator für Tissue Level oder Bone Level
- 8 Distanzindikator für Tissue Level oder Bone Level
- 9 Pinzette für Instrumente

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Schweiz
Peter Merian-Weg 12
Postfach
CH-4002 Basel
www.straumann.ch

Kundenberatung/Bestellannahme

Tel. Bestellungen: 0800 810 812
Tel. Hotline: 0800 810 814
Tel. CARES®: 0800 810 816
E-Mail: ch.sales@straumann.com