













# Straumann® CARES® Optionen für Straumann® Pro Arch

	Stege				Brücken					
	einteilig		zweiteilig		einteilig		zweiteilig			
	Implantatniveau	Sekundärteilniveau auf VS	CARES® X-Stream™		Implantatniveau	Sekundärteilniveau auf SRA	CARES® X-Stream™			
<b>CARES® Verschraubte Stege und Brücken</b>										
<b>Form</b>					-	-	-	-		
<b>CARES® X-Stream™</b>										
auf Variobase® Kappe (auf SRA)					×	×			×	×
auf Variobase® Sekundärteil					×	×			×	×
<b>Material</b>										
coron®	×	×	×	×	×	×	×	(X)	×	(X)
Titanium Grade 4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(X)
zerion® LT					×	×			×	(X)
3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirkondioxid					×	×			×	×
Katana ML Zirkondioxid					×	×			×	×
polycon® ae									(X)	×

× = verfügbar



(X) = verfügbar, aber üblicherweise nicht für diese Indikation verwendet

SRA = Screw-retained Abutment (verschraubtes Sekundärteil)

## Zusätzliche Informationen

- Straumann® CARES® Stege und Brücken sind via Straumann® CARES® Visual und Dental Wings erhältlich.
- Der Straumann® Scan-&-Shape-Service für verschraubte Stege und Brücken steht nur in den USA zur Verfügung.
- einteilige Versorgung = direkte Verbindung des Gerüsts zum Implantat oder auf Sekundärteil verschraubt
- zweiteilige Versorgung = zusätzliche Komponente (Variobase®) mit dem Gerüst verbunden

# Straumann® CARES® Optionen zur Behandlung zahnloser Kiefer










CARES® Herausnehmbare Prothetik	Steg					
	einteilig/zweiteilig (angegeben mit einem x in Klammern)					
						
	Dolder® Steg, U-Profil	Dolder® Steg, Ei-Profil	Ackermann Steg®	MP Clip® Steg	Rundsteg	Gefräster Steg
<b>Form</b>						
Prothetik auf Implantatniveau	×	×	×	×	×	×
Prothetik auf Sekundärteilniveau (auf SRA)	×	×	×	×	×	×
<b>CARES® X-Stream™</b>						
auf Variobase® Kappe (auf SRA)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
auf Variobase® Sekundärteil	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
<b>Material</b>						
coron®	×	×	×	×	×	×
Titan Grad 4	×	×	×	×	×	×
zerion® LT						
3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirkonoxid						
polycon® ae						













× = verfügbar

(×) = verfügbar, aber üblicherweise nicht für diese Indikation verwendet

SRA = Screw-retained Abutment (verschraubtes Sekundärteil)

# Createch Optionen für Straumann® Pro Arch

Createch Verschraubte Prothetik*	Hybridrestaurationen			Teleskop-Lösungen				Verschraubte Brücken	
									
Form	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prothetik auf Implantatniveau	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prothetik auf Sekundärteilniveau*	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Material									
Kobalt-Chrom	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Titan Grad 5	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Createch Herausnehmbare Prothetik	Stege			
				
Form				    
Prothetik auf Implantatniveau	×	×	×	×
Prothetik auf Sekundärteilniveau*	×	×	×	×
Material				
Kobalt-Chrom	×	×	×	×
Titan Grad 5	×	×	×	×

## Createch Optionen zur Behandlung zahnloser Kiefer

× = verfügbar  
 (×) = verfügbar, aber üblicherweise nicht für diese Indikation verwendet

### Zusätzliche Informationen

\* Versorgungen auf Sekundärteilniveau für die folgenden Plattformen erhältlich: Straumann® Multibase, Straumann® Verschraubtes Sekundärteil, synOcta® 1.5

Die Createch Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.

Dolder® ist eine eingetragene Marke von Prof. Eugen Dolder, die exklusiv an die Cendres+Métaux Holding SA, Schweiz, lizenziert ist. Ackermann Bar® und MP-Clip® sind eingetragene Marken, die an die Cendres+Métaux Holding SA, Schweiz, lizenziert sind. LOCATOR® ist eine eingetragene Marke von Zest IP Holdings LLC, USA. Preci-Vertix® ist eine eingetragene Marke von Alphadent N.V., Belgien.

International Headquarters, Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12

© Institut Straumann AG, 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnten Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.