




coDiagnostiX
Implantatplanungssoftware



Vorhersagbar
Zuverlässig
Reproduzierbar

20 Jahre
klinischer Erfolg

250.000+
Fälle

coDiagnostiX ist die intuitive und bedienerfreundliche digitale Lösung für die Planung von Dentalimplantaten und die Konstruktion individueller und hochpräziser Bohrschablonen. Erzielen Sie **sichere und vorhersagbare Ergebnisse** und steigern Sie gleichzeitig Ihre Effizienz und Produktivität.





Für die unterschiedlichsten Bedürfnisse

Konstruieren Sie individuelle und hochpräzise Bohrschablonen für eine kosteneffiziente Produktion mittels automatisiertem und für hohe Stückzahlen geeignetem 3D-Druck.

Profitieren Sie von einer ausgereiften Kommunikationstechnologie, die eine nahtlose Integration chirurgischer und prothetischer Workflows ermöglicht.

Der durchgehend digitale Workflow erfordert keine Scanschablone



Beinhaltet eine regelmäßig aktualisierte Bibliothek mit Implantaten, Hülsen und Sekundärteilen verschiedenster Hersteller



Erlaubt die Anlage kundenspezifischer Elemente für ganz individuelle Zwecke



Überlagert DICOM-Daten und mehrere optische Scans



Ermöglicht ein ganz individuelles Bohrschablonendesign zur Konstruktion von zahngetragenen, schleimhautgetragenen oder knochengetragenen Bohrschablonen und Kombinationen davon sowie von Bohrschablonen mit palatinaler Abstützung bzw. lateraler Fixierung



Unterstützt einen Dual-Scan-Workflow



Umfasst spezielle Workflows für zahnlose Fälle

Offenes System


coDiagnostiX verfügt über eine offene Architektur. Schnittstellen sorgen für Kompatibilität mit allen DVT-Geräten, Intraoral-Scannern, Modell- und Abdruckscannern sowie offenen CAD/CAM-Lösungen.

Der Datenexport im offenen STL-Format erlaubt eine lokale Bohrschablonenproduktion mit kosteneffizienten und für hohe Stückzahlen geeigneten Produktionstechniken.



Mit coDiagnostiX designte Bohrschablonen werden für die Implantatinsertion im Rahmen der geführten Chirurgie verwendet.

Digitaler Workflow mit coDiagnostiX



DWOS Synergy Behandlungsplanung im Team

Die integrierte Planungsumgebung ermöglicht eine Echtzeitkommunikation mit DWOS, was die Arbeit erheblich beschleunigt.

Für die Zusammenarbeit mit Drittsystemen steht eine separate offene Schnittstelle zur Verfügung, über die chirurgische und prothetische Daten zwischen offenen CAD-Systemen und coDiagnostiX leicht ausgetauscht werden können.

ERLEBEN SIE den digitalen Workflow



ERLEBEN SIE DWOS Synergy



Besuchen Sie dentalwings.com/videos



Maximieren Sie das
Behandlungsergebnis
mittels durchgehend digitaler
Behandlungsplanung im Team.

DWOS Connect

Das leistungsstarke und flexible Netzwerk für die digitale Zahnmedizin



Verbindet Praxen, Labore, Produktionszentren und andere Beteiligte über ein leistungsstarkes Netzwerk zum sicheren Versenden und Teilen von:

- ▶ Falldaten
- ▶ 3D-Aufnahmen
- ▶ Design-Dateien
- ▶ Rechnungen
- ▶ Digitalen Rechnungen
- ▶ Weiteren Informationen und Daten je nach Bedarf über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg

caseXchange

Interaktive Kommunikationsplattform für coDiagnostiX-Nutzer

Umfasst integrierte Auftragserteilungs- und Auftragsverwaltungsfunktionen und vereinfacht das Versenden von Fällen:

- ▶ Zwischen Ihnen und eingebundenen Fachleuten und Experten für die Produktion von Bohrschablonen oder zur Behandlungsplanung
- ▶ Zwischen Ihnen und Radiologen zum Einholen einer Zweit- oder Expertenmeinung



Vereinfacht durch die coDiagnostiX iPad App die Präsentation des Behandlungsfalls dem Patienten gegenüber.



Kontakt für coDiagnostiX:

coDiagnostiX@dental-wings.com

Kontakt für alle anderen Produkte:

support.de@dental-wings.com

dentalwings.com/brochures



Dental Wings GmbH
Düsseldorfer Platz 1
09111 Chemnitz
Deutschland

Dental Wings, DWOS und coDiagnostiX sind Marken oder eingetragene Marken der Dental Wings Inc. Alle anderen in diesem Dokument enthaltenen Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

cD0318.vD3

© 2018 Dental Wings Inc.

Vertrieb durch:
Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
79100 Freiburg
Deutschland
www.straumann.de

© Institut Straumann AG, 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.