

CARES® Integrated Digital Solutions CARES® P Series



Daten-
erfassung

Planung

Eingriff

Abformung

Design

Herstellung

Nach-
bearbeitung

Definitive
Versorgung

CARES® P Series

der neue Standard für Schnelligkeit und Zuverlässigkeit

Die neue Generation der 3D-Präzisionsdrucker von CARES®: für die schnelle und professionelle Fertigung von Dentalprodukten in höchster Qualität. Speziell abgestimmt auf höchste Ansprüche in der Praxis und im Dentallabor. Volle Integration und Validierung für unseren CARES® und CoDiagnostiX™ Workflow. Robust, zuverlässig und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.

CARES® P Series setzt im professionellen Dentaldruck neue Massstäbe, wenn es um Geschwindigkeit, Präzision und zertifizierte offene Lösungen geht.

P20



Ihre Vorteile:

- Voll integriert in den validierten CARES® und CoDiagnostiX™ Workflow.
- Hochästhetische Drucke mit reiner Farbe/reiner Transparenz dank professioneller 385 nm-UV-LED
- Präziser Dauer-Betrieb durch direkte Resin-Temperaturregelung
- Einfache Bedienung dank Resin-Handhabungssystem (RHS) sowie automatischer Tür- und Bedienfunktionen
- Zertifizierte Auto-Kalibrierung (ACCS)
- Schnelle Druckgeschwindigkeit ermöglicht kurze Laborreaktionszeiten durch Force-Feedback-Technologie (patentiert)
- Design geeignet für Dentallabore und Praxen mit ebenen, leicht zu reinigenden Oberflächen und Bedienelementen

Indikationen aus CARES®:

Modelle, Zahnfleischmasken, Modellgüsse, Schienen, provisorische Kronen und Brücken, Abformlöffel

Indikation aus CoDiagnostiX™:

Bohrschablonen

Zertifizierte und validierte Materialien erhältlich:



P30/P40

Integrierter 10-Zoll-Touchscreen

Grosser Druckbereich

* Resin-Temperaturregelung

* Erhältlich ab 2018

LCD-Display mit Restlaufanzeige

Automatischer Türöffner

Resin-Handhabungssystem (RHS)

Zertifizierte Auto-Kalibrierung (ACCS)

Materialerkennung (RFID)

Windows® inside

TeamViewer® inside



Validierter Workflow:



Scan



CAD



CAM



TECHNISCHE DATEN			
	P20	P30	P40
Bauplatzform	130 x 75 mm	130 x 75 mm	2 x 130 x 75 mm (doppelte Projektionseinheit)
Pixelgrösse	+/-34 µm (HD 1920 x 1080)		
Schichtstärke	Standard: 50 und 100 µm (dünnste 0,5 µm)		
Projektionseinheit	385 nm Hochleistungs-LED-Technologie		
Abmessungen	34 x 35 x 54 cm	48 x 41 x 69 cm	

Artikel-Nr.	Artikel
A.RS.P20	CARES® P20
A.RS.P30	CARES® P30
A.RS.P40	CARES® P40

Für die Nachbearbeitung sind weitere Geräte erforderlich

Artikel-Nr.	Artikel
SD104501	SHERAflash-light plus
D35200	FotoDent flash

International Headquarters

Institut Straumann AG
 Peter Merian-Weg 12
 CH-4002 Basel, Switzerland
 Tel.: +41 (0)61 965 11 11
 Fax: +41 (0)61 965 11 01
 www.straumann.com

National Distributor

Straumann GmbH
 Heinrich-von-Stephan-Straße 21
 79100 Freiburg
 Tel.: 0761/4501 0
 Fax: 0761/4501 149
 www.straumann.de

WIR SIND FÜR SIE DA

TEL.: 0761 / 4501 336
 FAX: 0800 / 4501 400
 E-Mail: order.de@straumann.com
 eShop: www.straumann.de/eshop

© Institut Straumann AG, 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com. oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.