



Straumann® Chirurkiesassetten

Ein breites Spektrum
an Instrumentenlösungen

Inhaltsverzeichnis


Straumann® Chirurgiekassetten – Ein Überblick	4
 ProClean Chirurgiekassetten aus Stahl (BL, BLT, TL)	
ProClean Chirurgiekassette	
für die Straumann Implantatlinien BL, BLT, TL	6
für die Straumann Implantatlinien BL, TL	8
für die Straumann Implantatlinie BLT	10
 Flexible modulare Kassetten (BL, TL, BLT, BLX, TLX)	
A) Modulare Kassette Freihand	
für Straumann Implantatlinie BL (freihand)	12
für Straumann Implantatlinie TL (freihand)	14
für Straumann Implantatlinie BLT (freihand)	16
für Straumann Implantatlinie BLX/TLX (freihand)	18
 B) Modulare Kassette Guided Surgery	
für Straumann Implantatlinie BL (guided)	20
für Straumann Implantatlinie TL (guided)	24
für Straumann Implantatlinie BLT (guided)	28
für Straumann Implantatlinie BLX/TLX (guided)	32

Straumann® Chirurgiekassetten – Ein Überblick

Die Straumann® Chirurgiekassetten wurden entwickelt, um Zahnärzten den chirurgischen Eingriff mit der von Ihnen bevorzugten Straumann-Implantatlinie zu vereinfachen. Alle benötigten Instrumente für die Basis- und Feinpräparation des Implantatbetts sowie die Hilfsinstrumente und Planungshilfen können in der Kassette untergebracht werden. Aufgedruckte farbkodierte Workflows führen Sie intuitiv durch den chirurgischen Eingriff. Im folgenden finden Sie genauere Informationen zu den unterschiedlichen Kassettentypen, je nach Ihren Bedürfnissen.

PRO CLEAN KASSETTEN AUS STAHL (BL, BLT, TL)

Die Pro Clean Kassette besteht aus 100 % rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-, Kunststoff- oder Silikon-Komponenten, speziell entwickelt für die maschinelle klinische Aufbereitung. Die Instrumente verbleiben während der gesamten Reinigung und Desinfektion in der Kassette. Die Kassette besteht aus drei Komponenten. Dem oberen Einsatz (vorwiegend für Bohrer, Gewindeschneider, Adapter, Tiefenlehren für die Implantatlinien), dem unteren Einsatz (für Ratsche, Halteschlüssel Pinzette und weitere Hilfsinstrumente) und dem Deckel. Mit der Pro Clean Chirurgiekassette können alle Bone Level (BL), Bone Level Tapered (BLT) und die unterschiedlichen Tissue Level (TL) Implantate abgedeckt werden. Sie ist ebenfalls erhältlich als Set bestückt nur für BL/TL oder als Set bestückt nur für BLT.



FLEXIBLE MODULARE KASSETTEN (BLX/TLX, BLT, BL, TL)

Die neueste Kassettenlinie ist die modulare Kasette. Wie der Name schon sagt, ist sie modular aufgebaut und demnach in sich individualisierbar.

A) Modulare Kasette Freihand

Sie besteht aus dem A-Modul, welches für alle Implantatsysteme gleich ist, und dem B-Modul Freihand, zugeschnitten auf die gewünschte Implantatlinie. Jedes Modul innerhalb eines modularen Kassettensystems kann separat erworben werden. Möchte man mit einer Implantatlinie starten und später eine weitere hinzufügen, muss einfach nur das dementsprechende B-Modul nachgekauft werden.

B) Modulare Kasette Guided Surgery


Möchte man geführt arbeiten, benötigt es lediglich ein Upgrade an Instrumenten für das bestehende B-Modul und das C-Modul mit den Löffeln für die geführte Chirurgie, welches wiederum für alle Linien gleich bestückt ist.

Die modularen Kassetten sind für unsere Implantatlinien BLX/TLX, Bone Level Tapered (BLT), Bone Level (BL) und Tissue Level (TL) verfügbar. Im Folgenden wird die Bestückung mit A-, B- und C-Modul je nach Implantatlinie und Anwendungsbereich aufgezeigt. Die einzelnen Module sind trotzdem auch separat zu erwerben.

Die verschiedenen Kassetten bieten wir auf den folgenden Seiten als Angebot zu einem speziellen Set-Preis an.




























































Konfiguration der ProClean Chirurgiekassette für die Straumann Implantatlinien BL, BLT, TL




DESDISPRO

ProClean-Kassette SDIS

Set-Preis
3.000,00 €

Art.-Nr.		Artikel	Art.-Nr.		Artikel
044.210		Bohrer 1, kurz, Ø 2.2 mm, L 33.0 mm, SS	026.4310		BL/TE Gewindeschneider, Ø 4.1 mm, f. Adapter
044.211		Bohrer 1, lang, Ø 2.2 mm, L 41.0 mm, SS	026.6310		BL/TE Gewindeschneider, Ø 4.8 mm, f. Adapter
044.214		Bohrer 2, kurz, Ø 2.8 mm, L 33.0 mm, SS	026.0009		BLT Gewindeschneider, Ø 3.3 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl / TAN
044.215		Bohrer 2, lang, Ø 2.8 mm, L 41.0 mm, SS	026.0010		BLT Gewindeschneider, Ø 4.1 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl / TAN
044.250		Spiralbohrer PRO Ø 3.5 mm, kurz, 33 mm, SS	026.0011		BLT Gewindeschneider, Ø 4.8 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl / TAN
044.251		Spiralbohrer PRO Ø 3.5 mm, lang, 41 mm, SS	044.022		Rosenbohrer, Ø 1.4 mm, SS
044.254		Spiralbohrer PRO Ø 4.2 mm, kurz, 33 mm, SS	044.003		Rosenbohrer, Ø 2.3 mm, SS
044.255		Spiralbohrer PRO Ø 4.2 mm, lang, 41 mm, SS	044.004		Rosenbohrer, Ø 3.1 mm, SS
044.086		SP Profilbohrer, RN, Ø 2.8 mm, L 25.0 mm, kurz	046.703		Ausrichtstift Ø 2.2, L 27 mm, Ti
044.087		SP Profilbohrer, RN, Ø 2.8 mm, L 34.0 mm, lang	046.704		Tiefenmesslehre mit Distanzindikator, Ø 2.2 / 2.8 mm, L 27 mm, Ti
044.088		SP Profilbohrer, RN, Ø 3.5 mm, L 25.0 mm, kurz	046.705		Tiefenmesslehre, Ø 2.8 mm, L 27 mm, Ti
044.089		SP Profilbohrer, RN, Ø 3.5 mm, L 34.0 mm, lang	046.706		Tiefenmesslehre, Ø 3.5, L 27 mm, Ti
044.084		SP Profilbohrer, WN, Ø 4.2 mm, L 25.0 mm, kurz	046.707		Tiefenmesslehre, Ø 4.2, L 27 mm, Ti
044.085		SP Profilbohrer, WN, Ø 4.2 mm, L 34.0 mm, lang	046.460		Adapter für Ratsche, extra kurz
044.575		Adapt. Gewindeschneider, Ø 3.3 mm, L 23.0 mm	046.461		Adapter für Ratsche, kurz
044.577		Adapt. Gewindeschneider, Ø 4.1 mm, L 23.0 mm	046.462		Adapter für Ratsche, lang
044.579		Adapt. Gewindeschneider, Ø 4.8 mm, L 23.0 mm	046.400		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 15 mm
026.0001		BLT Pilotbohrer Ø 2.2 mm, kurz, 33 mm, SST	046.401		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 21 mm
026.0002		BLT Pilotbohrer Ø 2.2 mm, lang, 41 mm, SST	046.402		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 27 mm
026.2200		BLT Bohrer Ø 2.8 mm, kurz, 33 mm, SST	046.147		Diagnostic T, L 65.0 mm, B 33.0 mm, Ti
026.2201		BLT Bohrer Ø 2.8 mm, lang, 41 mm, SST	046.049		Drehmomentaufsatz zu Ratsche, Stahl
026.4200		BLT Bohrer Ø 3.5 mm, kurz, 33 mm, SST	046.119		Ratsche, L 84.0 mm, rostfreier Stahl
026.4201		BLT Bohrer Ø 3.5 mm, lang, 41 mm, SST	046.064		Halteschlüssel
026.6200		BLT Bohrer Ø 4.2 mm, kurz, 33 mm, SST	046.148		Implantat-Distanzindikator
026.6201		BLT Bohrer Ø 4.2 mm, lang, 41 mm, SST	026.0901		BL Implantat-Distanz- indikator
026.0003		BLT Profilbohrer Ø 3.3, kurz, 25 mm, SST			
026.0004		BLT Profilbohrer Ø 3.3, lang, 33 mm, SST			
026.0005		BLT Profilbohrer Ø 4.1, kurz, 25 mm, SST			
026.0006		BLT Profilbohrer Ø 4.1, lang, 33 mm, SST			
026.0007		BLT Profilbohrer Ø 4.8, kurz, 25 mm, SST			
026.0008		BLT Profilbohrer Ø 4.8, lang, 33 mm, SST			
026.2310		BL/TE Gewindeschneider, Ø 3.3 mm, f. Adapter			

































Konfiguration der ProClean Chirurgiekassette für die Straumann Implantatlinien BL, TL



DEBLTLPRO


ProClean-Kassette BL/TL

Set-Preis
2.250,00 €

Art.-Nr.		Artikel
044.210		Bohrer 1, kurz, Ø 2.2 mm, L 33.0 mm, SS
044.211		Bohrer 1, lang, Ø 2.2 mm, L 41.0 mm, SS
044.214		Bohrer 2, kurz, Ø 2.8 mm, L 33.0 mm, SS
044.215		Bohrer 2, lang, Ø 2.8 mm, L 41.0 mm, SS
044.250		Spiralbohrer PRO Ø 3.5 mm, kurz, 33 mm, SS
044.251		Spiralbohrer PRO Ø 3.5 mm, lang, 41 mm, SS
044.254		Spiralbohrer PRO Ø 4.2 mm, kurz, 33 mm, SS
044.255		Spiralbohrer PRO Ø 4.2 mm, lang, 41 mm, SS
044.087		SP Profilbohrer, RN, Ø 2.8 mm, L 34.0 mm, lang
044.089		SP Profilbohrer, RN, Ø 3.5 mm, L 34.0 mm, lang
044.085		SP Profilbohrer, WN, Ø 4.2 mm, L 34.0 mm, lang
044.575		Adapt. Gewindeschneider, Ø 3.3 mm, L 23.0 mm
044.577		Adapt. Gewindeschneider, Ø 4.1 mm, L 23.0 mm
044.579		Adapt. Gewindeschneider, Ø 4.8 mm, L 23.0 mm
026.2306		BL, Profilbohrer, Ø 3.3 mm, lang
026.4306		BL, Profilbohrer, Ø 4.1 mm, lang
026.6306		BL, Profilbohrer, Ø 4.8 mm, lang
026.2310		BL/TE Gewindeschneider, Ø 3.3 mm, f. Adapter
026.4310		BL/TE Gewindeschneider, Ø 4.1 mm, f. Adapter
026.6310		BL/TE Gewindeschneider, Ø 4.8 mm, f. Adapter
044.022		Rosenbohrer, Ø 1.4 mm, SS
044.003		Rosenbohrer, Ø 2.3 mm, SS
044.004		Rosenbohrer, Ø 3.1 mm, SS
046.703		Ausrichtstift, Ø 2.2, L 27 mm, Ti
046.704		Tiefenmesslehre mit Distanzindikator, Ø 2.2/2.8mm, L 27 mm, Ti
046.705		Tiefenmesslehre, Ø 2.8 mm, L 27 mm, Ti
046.706		Tiefenmesslehre, Ø 3.5, L 27 mm, Ti
046.707		Tiefenmesslehre, Ø 4.2, L 27 mm, Ti
046.460		Adapter für Ratsche, extra kurz
046.461		Adapter für Ratsche, kurz
046.462		Adapter für Ratsche, lang
046.400		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 15 mm

Art.-Nr.		Artikel
046.401		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 21 mm
046.402		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 27 mm, lang
046.147		Diagnostic T, L 65.0 mm, B 33.0 mm, Ti
046.049		Drehmomentaufsatz zu Ratsche, Stahl
046.119		Ratsche, L 84.0 mm, rostfreier Stahl
046.064		Halteschlüssel
046.148		Implantat-Distanzindikator
026.0901		BL Implantat-Distanz- indikator





































Konfiguration der ProClean Chirurgiekassette für die Straumann Implantatlinie BLT



DEBLTPRO


ProClean-Kassette BLT

Set-Preis
2.000,00 €

Art.-Nr.		Artikel
026.0001		BLT Pilotbohrer Ø 2.2 mm, kurz, 33 mm, SST
026.0002		BLT Pilotbohrer Ø 2.2 mm, lang, 41 mm, SST
026.2200		BLT Bohrer Ø 2.8 mm, kurz, 33 mm, SST
026.2201		BLT Bohrer Ø 2.8 mm, lang, 41 mm, SST
026.4200		BLT Bohrer Ø 3.5 mm, kurz, 33 mm, SST
026.4201		BLT Bohrer Ø 3.5 mm, lang, 41 mm, SST
026.6200		BLT Bohrer Ø 4.2 mm, kurz, 33 mm, SST
026.6201		BLT Bohrer Ø 4.2 mm, lang, 41 mm, SST
026.0003		BLT Profilbohrer Ø 3.3, kurz, 25 mm, SST
026.0004		BLT Profilbohrer Ø 3.3, lang, 33 mm, SST
026.0005		BLT Profilbohrer Ø 4.1, kurz, 25 mm, SST
026.0006		BLT Profilbohrer Ø 4.1, lang, 33 mm, SST
026.0007		BLT Profilbohrer Ø 4.8, kurz, 25 mm, SST
026.0008		BLT Profilbohrer Ø 4.8, lang, 33 mm, SST
026.0009		BLT Gewindeschneider, Ø 3.3 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl/TAN
026.0010		BLT Gewindeschneider, Ø 4.1 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl/TAN
026.0011		BLT Gewindeschneider, Ø 4.8 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl/TAN
044.022		Rosenbohrer, Ø 1.4 mm, SS
044.003		Rosenbohrer, Ø 2.3 mm, SS
044.004		Rosenbohrer, Ø 3.1 mm, SS
046.703		Ausrichtstift, Ø 2.2, L 27 mm, Ti
046.704		Tiefenmesslehre mit Distanzindikator, Ø 2.2/2.8 mm, L 27 mm, Ti
046.705		Tiefenmesslehre, Ø 2.8 mm, L 27 mm, Ti
046.706		Tiefenmesslehre, Ø 3.5, L 27 mm, Ti
046.707		Tiefenmesslehre, Ø 4.2, L 27 mm, Ti
046.460		Adapter für Ratsche, extra kurz
046.461		Adapter für Ratsche, kurz
046.462		Adapter für Ratsche, lang
046.400		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 15 mm
046.401		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 21 mm
046.402		SCS-Schraubendreher, einteilig, L 27 mm
046.147		Diagnostic T, L 65.0 mm, B 33.0 mm, Ti
046.049		Drehmomentaufsatz zu Ratsche, Stahl
046.119		Ratsche, L 84.0 mm, rostfreier Stahl
046.064		Halteschlüssel
026.0901		BL Implantat-Distanzindikator

Modulare Kasette BL Freihand

für die Straumann Implantatlinie BL (freihand)




DEBLFH

BL Freihand Set

Set-Preis 1.750,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kasette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		2x Manschetteneinsatz, 3x klein + 3x groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		Straumann® Modulare Kasette, B Modul	041.776

15
B-Modul,
Zylindrische Implantate




041.779

Nr.		Artikel	Artikelnummer
16		Nadelbohrer, lang, Ø 1,6 mm	026.0056
17		Rosenbohrer 2,3 mm, mittel	044.003
18		Pilotbohrer 1, 2,2 mm D, kurz	044.210
19		Pilotbohrer 2, 2,8 mm D, kurz	044.214
20		Spiralbohrer PRO, 3,5 mm, kurz	044.250
21		Spiralbohrer PRO, 4,2 mm, kurz	044.254
22		Pilotbohrer 1, 2,2 mm D, lang	044.211
23		Pilotbohrer 2, 2,8 mm D, lang	044.215
24		Spiralbohrer PRO, 3,5 mm, lang	044.251
25		Spiralbohrer PRO, 4,2 mm, lang	044.255
26		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm, L 27mm, TAN	046.799
27		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm, L 27mm, TAN	046.800
28		Tiefenlehre, Ø 3.5mm, L 27mm, TAN	046.802
29		Tiefenlehre, Ø 4.2mm, L 27mm, TAN	046.804
30		BL/NNC Profilbohrer, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm, L 28 mm, rostfreier Stahl	034.327
31		BL Profilbohrer, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm, L 28 mm, rostfreier Stahl	034.328
32		BL Profilbohrer, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,8 mm, L 28 mm, rostfreier Stahl	034.329
33		BL/NNC Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.348
34		BL Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.349
35		BL Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,8 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.350
36		Adapter für Ratsche, extra kurz	046.460
37		Adapter für Ratsche, kurz	046.461
38		Adapter für Winkelhandstück L 19 mm	046.470
39		Adapter für Winkelhandstück L 26 mm	046.471
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für BL Implantate	150.216

Das BL Freihand Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL) und dem B-Modul BL Freihand (Set-Nummer DEBMBL). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kassette DE702527.

Modulare Kassette TL Freihand

für die Straumann Implantatlinie TL (freihand)




DET LFH

TL Freihand Set

Set-Preis 1.750,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kassette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		2× Manschetteneinsatz, 3× klein + 3× groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		Straumann® Modulare Kassette, B Modul	041.776

15
B-Modul,
Zylindrische Implantate




041.779

Nr.		Artikel	Artikelnummer
16		Nadelbohrer, lang, Ø 1,6 mm	026.0056
17		Rosenbohrer 2,3 mm, mittel	044.003
18		Pilotbohrer 1, 2,2 mm D, kurz	044.210
19		Pilotbohrer 2, 2,8 mm D, kurz	044.214
20		Spiralbohrer PRO, 3,5 mm, kurz	044.250
21		Spiralbohrer PRO, 4,2 mm, kurz	044.254
22		Pilotbohrer 1, 2,2 mm D, lang	044.211
23		Pilotbohrer 2, 2,8 mm D, lang	044.215
24		Spiralbohrer PRO, 3,5 mm, lang	044.251
25		Spiralbohrer PRO, 4,2 mm, lang	044.255
26		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm, L 27mm, TAN	046.799
27		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm, L 27mm, TAN	046.800
28		Tiefenlehre, Ø 3,5mm, L 27mm, TAN	046.802
29		Tiefenlehre, Ø 4,2mm, L 27mm, TAN	046.804
30		SP Profilbohrer, RN, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm	034.332
31		SP Profilbohrer, RN, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm	034.333
32		SP Profilbohrer, WN, Ø 4,8 mm, L 23,8 mm, rostfreier Stahl	044.084
33		S/SP Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.351
34		S/SP Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.352
35		S/SP Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,8 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.353
36		Adapter für Ratsche, extra kurz	046.460
37		Adapter für Ratsche, kurz	046.461
38		Adapter für Winkelhandstück L 19 mm	046.470
39		Adapter für Winkelhandstück L 26 mm	046.471
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für TL Implantate	150.215

Das TL Freihand Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL) und dem B-Modul TL Freihand (Set-Nummer DEBMTL). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kassette DE702527.

Modulare Kasette BLT Freihand

für die Straumann Implantatlinie BLT (freihand)




DEBLTFH

BLT Freihand Set

Set-Preis 1.750,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kasette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		Manschetteneinsatz, 3x klein + 3x groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		Straumann® Modulare Kasette, B Modul	041.776

15
B-Modul,
Einsatz Standardimplantate




041.778

Nr.		Artikel	Artikelnummer
16		Nadelbohrer, lang, Ø 1,6 mm	026.0056
17		X VeloDrill™, Pilotbohrer, kurz, Ø 2,2 mm	066.1301
18		X VeloDrill™, kurz, Ø 2,8 mm	066.1302
19		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,5 mm	066.1304
20		X VeloDrill™, kurz, Ø 4,2 mm	066.1306
21		X VeloDrill™, Pilotbohrer, lang, Ø 2,2 mm	066.1701
22		X VeloDrill™, lang, Ø 2,8 mm	066.1702
23		X VeloDrill™, lang, Ø 3,5 mm	066.1704
24		X VeloDrill™, lang, Ø 4,2 mm	066.1706
25		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm	046.799
26		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm	046.800
27		Tiefenlehre, Ø 3,5 mm	046.802
28		Tiefenlehre, Ø 4,2 mm	046.804
29		BLT Profilbohrer Ø 2,9 mm, kurz, 25 mm, rostfreier Stahl	026.0061
30		BLT Profilbohrer Ø 3,3 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 27 mm, rostfreier Stahl	034.324
31		BLT Profilbohrer Ø 4,1 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 27 mm, rostfreier Stahl	034.325
32		BLT Profilbohrer Ø 4,8 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 27 mm, rostfreier Stahl	034.326
33		BLT Gewindeschneider, Ø 2,9 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl / TAN	026.0063
34		BLT Gewindeschneider, Ø 3,3 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 21 mm, rostfreier Stahl	034.345
35		BLT Gewindeschneider, Ø 4,1 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 21 mm, rostfreier Stahl	034.346
36		BLT Gewindeschneider, Ø 4,8 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 21 mm, rostfreier Stahl	034.347
37		Adapter für Ratsche, extra kurz	046.460
38		Adapter für Ratsche, kurz	046.461
39		Adapter SC für Ratsche, lang	025.0043
40		Adapter für Winkelhandstück L 19 mm	046.470
41		Adapter SC für Winkelhandstück L 34 mm	025.0042
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für BLT Implantate	025.0003

Das BLT Freihand Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL) und dem B-Modul BLT Freihand (Set-Nummer DEBMBLT). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kassette DE702527.

Modulare Kasette BLX/TLX Freihand

für die Straumann Implantatlinie BLX/TLX (freihand)




DEBLXTLXFH

TLX/BLX Freihand Set

Set-Preis 1.750,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kasette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		Manschetteneinsatz, 3x klein + 3x groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		RT Profilbohrer, kurz	036.3300
15		WT Profilbohrer, kurz	036.3302
16		Straumann® Modulare Kasette, B-Modul	041.776

B-Modul,
Einsatz vollkonische Implantate




041.777

Nr.		Artikel	Artikelnummer
17		Nadelbohrer, lang, Ø 1,6 mm	026.0056
18		X VeloDrill™, Pilotbohrer, kurz, Ø 2,2 mm	066.1301
19		X VeloDrill™, kurz, Ø 2,8 mm	066.1302
20		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,2 mm	066.1303
21		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,5 mm	066.1304
22		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,7 mm	066.1305
23		X VeloDrill™, kurz, Ø 4,2 mm	066.1306
24		X VeloDrill™, kurz, Ø 4,7 mm	066.1307
25		X VeloDrill™, Pilotbohrer, lang, Ø 2,2 mm	066.1701
26		X VeloDrill™, lang, Ø 2,8 mm	066.1702
27		X VeloDrill™, lang, Ø 3,2 mm	066.1703
28		X VeloDrill™, lang, Ø 3,5 mm	066.1704
29		X VeloDrill™, lang, Ø 3,7 mm	066.1705
30		X VeloDrill™, lang, Ø 4,2 mm	066.1706
31		X VeloDrill™, lang, Ø 4,7 mm	066.1707
32		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm	046.799
33		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm	046.800
34		Tiefenlehre, Ø 3,2 mm	046.801
35		Tiefenlehre, Ø 3,5 mm	046.802
36		Tiefenlehre, Ø 3,7 mm	046.803
37		Tiefenlehre, Ø 4,2 mm	046.804
38		Tiefenlehre, Ø 4,7 mm	046.805
39		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Ratsche, kurz, BLX/TLX	066.4201
40		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Ratsche, lang, BLX/TLX	066.4202
41		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Winkelhandstück, kurz, BLX/TLX	066.4101
42		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Winkelhandstück, lang, BLX/TLX	066.4102
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für TLX Implantate	036.3400
		Röntgenreferenzfolie für BLX Implantate	065.0000
		RB/WB Sekundärteil-Entfernungsschraube	065.0007
		Entfernungsinstrument für BLX-Basissschraube	065.0009

Das BLX/TLX Freihand Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL) und dem B-Modul BLX/TLX Freihand (Set-Nummer DEBMBLX/TLX). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kasette DE702527.

Modulare Kasette BL Guided Surgery

für die Straumann Implantatlinie BL (geführt)




DEBLGS

BL Guided Set

Set-Preis 3.050,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kasette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		Manschetteneinsatz, 3× klein + 3× groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		Straumann® Modulare Kasette, B Modul	041.776


15
B-Modul, Einsatz Geführte
parallelwandige Implantate



041.782


Nr.		Artikel	Artikelnummer
16		Pilotbohrer geführt, 2,2 kurz	034.123
17		Pilotbohrer geführt, 2,2 mittel	034.126
18		Pilotbohrer geführt, 2,2 lang	034.129
19		Spiralbohrer PRO geführt, 2,8, kurz	034.223
20		Spiralbohrer PRO geführt, 2,8, mittel	034.226
21		Spiralbohrer PRO geführt, 2,8, lang	034.229
22		Spiralbohrer PRO geführt, 3,5, kurz	034.423
23		Spiralbohrer PRO geführt, 3,5, mittel	034.426
24		Spiralbohrer PRO geführt, 3,5, lang	034.429
25		Spiralbohrer PRO geführt, 4,2, kurz	034.623
26		Spiralbohrer PRO geführt, 4,2, mittel	034.626
27		Spiralbohrer PRO geführt, 4,2, lang	034.629
28		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm, L 27mm, TAN	046.799
29		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm, L 27mm, TAN	046.800
30		Tiefenlehre, Ø 3.5mm, L 27mm, TAN	046.802
31		Tiefenlehre, Ø 4.2mm, L 27mm, TAN	046.804
32		BL/NNC Profilbohrer, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm, L 28 mm, rostfreier Stahl	034.327
33		BL Profilbohrer, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm, L 28 mm, rostfreier Stahl	034.328
34		BL Profilbohrer, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,8 mm, L 28 mm, rostfreier Stahl	034.329
35		BL/NNC Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.348
36		BL Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.349
37		BL Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,8 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.350
38		Mukosastanze, Ø 3,4 mm, geführt L 30mm, rostfreier Stahl	034.010
39		Mukosastanze, Ø 4,0 mm, guided L 30mm, rostfreier Stahl	034.011
40		Mukosastanze, Ø 4,7 mm, guided L 30mm, rostfreier Stahl	034.012
41		Planfräser, Ø 2,8 mm, geführt, L 32.5 mm, rostfreier Stahl	034.215
42		Planfräser, Ø 3,5 mm, geführt, L 32.5 mm, rostfreier Stahl	034.415

15
B-Modul, Einsatz Geführte
parallelwandige Implantate



041.782

Nr.		Artikel	Artikelnummer
43		Planfräser, Ø 4.2 mm, geführt, L 32.5 mm, rostfreier Stahl	034.615
44		Geführter Adapter für Profilbohrer, FIBA, H2, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.354
45		Geführter Adapter für Profilbohrer, FIBA, H4, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.355
46		Geführter Adapter für Profilbohrer, FIBA, H6, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.356
47		Geführter Adapter für Gewindeschneider, FIBA, H2, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.357
48		Geführter Adapter für Gewindeschneider, FIBA, H4, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.358
49		Geführter Adapter für Gewindeschneider, FIBA, H6, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.359
50		Adapter für Ratsche, extra kurz	046.460
51		Adapter für Ratsche, kurz	046.461
52		Adapter für Winkelhandstück L 19 mm	046.470
53		Adapter für Winkelhandstück L 26 mm	046.471




Nr.		Artikel	Artikelnummer
54		Straumann® Modulare Kassette, C-Modul, Guided Surgery	041.772
55		Bohrlöffel, Ø 2,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0147
56		Bohrlöffel, Ø 2,8 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0148
57		Bohrlöffel, Ø 3,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0149
58		Bohrlöffel, Ø 3,5 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0150
59		Bohrlöffel, Ø 3,7 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0151
60		Bohrlöffel, Ø 4,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0152
61		Schablonen-Fixationspin, Ø 2,8 / 2,8 mm	034.298
62		2× Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 2,8 mm	034.285
63		Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 3,5 mm	034.287
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für BL Implantate	150.216

Das BL Guided Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL), dem B-Modul BL Guided (Set-Nummer DEBMBLGS) sowie dem C-Modul (Set-Nummer DECMODUL). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kassette DE702527.

Modulare Kasette TL Guided Surgery

für die Straumann Implantatlinie TL (geführt)




DETLGS

TL Guided Set

Set-Preis 3.050,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kasette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		Manschetteneinsatz, 3× klein + 3× groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		Straumann® Modulare Kasette, B Modul	041.776


15
B-Modul, Einsatz Geführte
parallelwandige Implantate



041.782


Nr.		Artikel	Artikelnummer
16		Pilotbohrer geführt, 2,2 kurz	034.123
17		Pilotbohrer geführt, 2,2 mittel	034.126
18		Pilotbohrer geführt, 2,2 lang	034.129
19		Spiralbohrer PRO geführt, 2,8, kurz	034.223
20		Spiralbohrer PRO geführt, 2,8, mittel	034.226
21		Spiralbohrer PRO geführt, 2,8, lang	034.229
22		Spiralbohrer PRO geführt, 3,5, kurz	034.423
23		Spiralbohrer PRO geführt, 3,5, mittel	034.426
24		Spiralbohrer PRO geführt, 3,5, lang	034.429
25		Spiralbohrer PRO geführt, 4,2, kurz	034.623
26		Spiralbohrer PRO geführt, 4,2, mittel	034.626
27		Spiralbohrer PRO geführt, 4,2, lang	034.629
28		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm, L 27mm, TAN	046.799
29		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm, L 27mm, TAN	046.800
30		Tiefenlehre, Ø 3.5mm, L 27mm, TAN	046.802
31		Tiefenlehre, Ø 4.2mm, L 27mm, TAN	046.804
32		SP Profilbohrer, RN, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm	034.332
33		SP Profilbohrer, RN, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm	034.333
34		SP Profilbohrer, WN, Ø 4,8 mm, L 23,8 mm, rostfreier Stahl	044.084
35		S/SP Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 3,3 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.351
36		S/SP Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,1 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.352
37		S/SP Gewindeschneider, kurz, kompatibel mit FIBA, Ø 4,8 mm, L 22 mm, rostfreier Stahl	034.353
38		Mukosastanze, Ø 3,4 mm, geführt L 30mm, rostfreier Stahl	034.010
39		Mukosastanze, Ø 4,0 mm, guided L 30mm, rostfreier Stahl	034.011
40		Mukosastanze, Ø 4,7 mm, guided L 30mm, rostfreier Stahl	034.012
41		Planfräser, Ø 2,8 mm, geführt, L 32.5 mm, rostfreier Stahl	034.215
42		Planfräser, Ø 3,5 mm, geführt, L 32.5 mm, rostfreier Stahl	034.415

15
B-Modul, Einsatz Geführte
parallelwandige Implantate



041.782

Nr.		Artikel	Artikelnummer
43		Planfräser, Ø 4.2 mm, geführt, L 32.5 mm, rostfreier Stahl	034.615
44		Geführter Adapter für Profilbohrer, FIBA, H2, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.354
45		Geführter Adapter für Profilbohrer, FIBA, H4, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.355
46		Geführter Adapter für Profilbohrer, FIBA, H6, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.356
47		Geführter Adapter für Gewindeschneider, FIBA, H2, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.357
48		Geführter Adapter für Gewindeschneider, FIBA, H4, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.358
49		Geführter Adapter für Gewindeschneider, FIBA, H6, Winkelhandstück, rostfreier Stahl	034.359
50		Adapter für Ratsche, extra kurz	046.460
51		Adapter für Ratsche, kurz	046.461
52		Adapter für Winkelhandstück L 19 mm	046.470
53		Adapter für Winkelhandstück L 26 mm	046.471




Nr.		Artikel	Artikelnummer
54		Straumann® Modulare Kassette, C-Modul, Guided Surgery	041.772
55		Bohrlöffel, Ø 2,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0147
56		Bohrlöffel, Ø 2,8 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0148
57		Bohrlöffel, Ø 3,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0149
58		Bohrlöffel, Ø 3,5 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0150
59		Bohrlöffel, Ø 3,7 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0151
60		Bohrlöffel, Ø 4,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0152
61		Schablonen-Fixationspin, Ø 2,8 / 2,8 mm	034.298
62		2× Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 2,8 mm	034.285
63		Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 3,5 mm	034.287
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für TL Implantate	150.215

Das TL Guided Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL), dem B-Modul TL Guided (Set-Nummer DEBMTLGS) sowie dem C-Modul (Set-Nummer DECMODUL). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kassette DE702527.

Modulare Kasette BLT Guided Surgery

für die Straumann Implantatlinie BLT (geführt)




DEBLTGS

BLT Guided Set

Set-Preis 3.050,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kasette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		Manschetteneinsatz, 3x klein + 3x groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		Nadelbohrer, lang, Ø 1,6 mm	026.0056
15		BLT Profilbohrer Ø 2,9 mm, kurz, 25 mm, rostfreier Stahl	026.0061
16		BLT Gewindeschneider, Ø 2,9 mm, L 25 mm, rostfreier Stahl / TAN	026.0063
17		Straumann® Modulare Kasette, B Modul	041.776


18
B-Modul, Einsatz geführte
Standardimplantate,
inkl. FIBA Steckplätze



041.781


Nr.		Artikel	Artikelnummer
19		Mukosastanze, Ø 3,4 mm	034.010
20		Mukosastanze, Ø 4,0 mm	034.011
21		Mukosastanze, Ø 4,7 mm	034.012
22		Planfräser, Ø 2,8 mm	034.215
23		Planfräser, Ø 3,5 mm	034.415
24		Planfräser, Ø 4,2 mm	034.615
25		X VeloDrill™, Pilotbohrer, kurz, Ø 2,2 mm	066.1301
26		X VeloDrill™, kurz, Ø 2,8 mm	066.1302
27		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,5 mm	066.1304
28		X VeloDrill™, kurz, Ø 4,2 mm	066.1306
29		X VeloDrill™, Pilotbohrer, mittel, Ø 2,2 mm	066.1501
30		X VeloDrill™, mittel, Ø 2,8 mm	066.1502
31		X VeloDrill™, mittel, Ø 3,5 mm	066.1504
32		X VeloDrill™, mittel, Ø 4,2 mm	066.1506
33		X VeloDrill™, Pilotbohrer, lang, Ø 2,2 mm	066.1701
34		X VeloDrill™, lang, Ø 2,8 mm	066.1702
35		X VeloDrill™, lang, Ø 3,5 mm	066.1704
36		X VeloDrill™, lang, Ø 4,2 mm	066.1706
37		BLT Profilbohrer Ø 3,3 mm, kurz, FIBA-kompatibel, 27 mm, rostfreier Stahl	034.324
38		BLT Profilbohrer Ø 4,1 mm, kurz, FIBA-kompatibel, 27 mm, rostfreier Stahl	034.325
39		BLT Profilbohrer Ø 4,8 mm, kurz, FIBA-kompatibel, 27 mm, rostfreier Stahl	034.326
40		BLT Gewindeschneider, Ø 3,3 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 21 mm, rostfreier Stahl	034.345
41		BLT Gewindeschneider, Ø 4,1 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 21 mm, rostfreier Stahl	034.346
42		BLT Gewindeschneider, Ø 4,8 mm, kurz, FIBA-kompatibel, L 21 mm, rostfreier Stahl	034.347
43		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm	046.799













18
B-Modul, Einsatz geführte
Standardimplantate,
inkl. FIBA Steckplätze



041.781

Nr.		Artikel	Artikelnummer
44		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm	046.800
45		Tiefenlehre, Ø 3,5 mm	046.802
46		Tiefenlehre, Ø 4,2 mm	046.804
47		FIBA, Adapt., gef. Profilbohrer, H2, Hdst, SST	034.354
48		FIBA, Adapt., gef. Profilbohrer, H4, Hdst, SST	034.355
49		FIBA, Adapt., gef. Profilbohrer, H6, Hdst, SST	034.356
50		FIBA, Adapt., gef. Gwdschneider, H2, Hdst, SST	034.357
51		FIBA, Adapt., gef. Gwdschneider, H4, Hdst, SST	034.358
52		FIBA, Adapt., gef. Gwdschneider, H6, Hdst, SST	034.359
53		Adapter für Winkelhandstück, L 19 mm	046.470
54		Adapter SC für Winkelhandstück, L 34 mm	025.0042
55		Adapter für Ratsche, extra kurz	046.460
56		Adapter für Ratsche, kurz	046.461
57		Adapter SC für Ratsche, lang	025.0043




Nr.		Artikel	Artikelnummer
58		Straumann® Modulare Kassette, C-Modul, Guided Surgery	041.772
59		Bohrlöffel, Ø 2,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0147
60		Bohrlöffel, Ø 2,8 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0148
61		Bohrlöffel, Ø 3,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0149
62		Bohrlöffel, Ø 3,5 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0150
63		Bohrlöffel, Ø 3,7 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0151
64		Bohrlöffel, Ø 4,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0152
65		Schablonen-Fixationspin, Ø 2,8 / 2,8 mm	034.298
66		Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 2,8 mm	034.285
67		Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 3,5 mm	034.287
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für BLT Implantate	025.0003

Das BLT Guided Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL), dem B-Modul BLT Freihand (Set-Nummer DEBMBLT), dem B-Modul BLT Guided (Set-Nummer DEBMBLTGS) sowie dem C-Modul (Set-Nummer DECMODUL). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kassette DE702527.

Modulare Kasette BLX/TLX Guided Surgery

für die Straumann Implantatlinie BLX/TLX (geführt)




DEBLXTLXGS

TLX/BLX Guided Set

Set-Preis 3.050,00 €

Nr.		Artikel	Artikelnummer
1		Straumann® Modulare Kasette, A-Modul	041.761
2		A-Modul, Einsatz Ratsche	041.766
3		Ratsche	046.119
4		Drehmomentaufsatz	066.1100
5		Halteschlüssel	046.064
6		Manschetteneinsatz, 3× klein + 3× groß	041.764
7		SCS-Schraubendreher für Ratsche, kurz	046.401
8		SCS-Schraubendreher für Ratsche, lang	046.402
9		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, kurz	046.411
10		SCS-Schraubendreher für Winkelhandstück, lang	046.412
11		Einsatz Implantat-Tiefenlehre	041.771
12		Implantat-Tiefenlehre	066.2000
13		Bohrerverlängerung, Länge 23 mm	040.563
14		RT Profilbohrer, kurz	036.3300
15		WT Profilbohrer, kurz	036.3302
16		Straumann® Modulare Kasette, B-Modul	041.776


17
B-Modul, Einsatz Geführte
vollkonische Implantate



041.780


Nr.		Artikel	Artikelnummer
18		Mukosastanze, Ø 3,4 mm	034.010
19		Mukosastanze, Ø 4,0 mm	034.011
20		Mukosastanze, Ø 4,7 mm	034.012
21		Planfräser, Ø 2,8 mm	034.215
22		Planfräser, Ø 3,5 mm	034.415
23		Planfräser, Ø 4,2 mm	034.615
24		Nadelbohrer, lang, Ø 1,6 mm	026.0056
25		X VeloDrill™, Pilotbohrer, kurz, Ø 2,2 mm	066.1301
26		X VeloDrill™, kurz, Ø 2,8 mm	066.1302
27		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,2 mm	066.1303
28		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,5 mm	066.1304
29		X VeloDrill™, kurz, Ø 3,7 mm	066.1305
30		X VeloDrill™, kurz, Ø 4,2 mm	066.1306
31		X VeloDrill™, kurz, Ø 4,7 mm	066.1307
32		X VeloDrill™, Pilotbohrer, mittel, Ø 2,2 mm	066.1501
33		X VeloDrill™, mittel, Ø 2,8 mm	066.1502
34		X VeloDrill™, mittel, Ø 3,2 mm	066.1503
35		X VeloDrill™, mittel, Ø 3,5 mm	066.1504
36		X VeloDrill™, mittel, Ø 3,7 mm	066.1505
37		X VeloDrill™, mittel, Ø 4,2 mm	066.1506
38		X VeloDrill™, Pilotbohrer, lang, Ø 2,2 mm	066.1701
39		X VeloDrill™, lang, Ø 2,8 mm	066.1702
40		X VeloDrill™, lang, Ø 3,2 mm	066.1703
41		X VeloDrill™, lang, Ø 3,5 mm	066.1704
42		X VeloDrill™, lang, Ø 3,7 mm	066.1705
43		X VeloDrill™, lang, Ø 4,2 mm	066.1706
44		X VeloDrill™, lang, Ø 4,7 mm	066.1707
45		Ausrichtungsstift, Ø 2,2 mm	046.799
46		Tiefenlehre, Ø 2,8 mm	046.800

17
B-Modul, Einsatz Geführte
vollkonische Implantate



041.780

Nr.		Artikel	Artikelnummer
47		Tiefenlehre, Ø 3,2 mm	046.801
48		Tiefenlehre, Ø 3,5 mm	046.802
49		Tiefenlehre, Ø 3,7 mm	046.803
50		Tiefenlehre, Ø 4,2 mm	046.804
51		Tiefenlehre, Ø 4,7 mm	046.805
52		TorcFit™ TLX, geführt, Implantat-Eindrehwerkzeug für Ratsche, SP	037.3002
53		TorcFit™ TLX, geführt, Impl-Eindr. für Winkelhandstück, SP	037.3003
54		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug, geführt, für Ratsche, verschraubt, BLX	066.4401
55		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug, geführt, für Ratsche, BLX	066.4404
56		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug, geführt, für Winkelhandstück, BLX	066.4403
57		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Ratsche kurz, BLX/TLX	066.4201
58		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Ratsche lang, L 31 mm, BLX/TLX	066.4202
59		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Winkelhandstück, kurz, BLX/TLX	066.4101
60		TorcFit™ Implantat-Eindrehwerkzeug für Winkelhandstück, lang, L 31 mm, BLX/TLX	066.4102



Nr.		Artikel	Artikelnummer
61		Straumann® Modulare Kasette, C-Modul, Guided Surgery	041.772
62		Bohrlöffel, Ø 2,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0147
63		Bohrlöffel, Ø 2,8 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0148
64		Bohrlöffel, Ø 3,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0149
65		Bohrlöffel, Ø 3,5 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0150
66		Bohrlöffel, Ø 3,7 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0151
67		Bohrlöffel, Ø 4,2 mm, 1 mm / 3 mm, kompatibel mit Metallhülse 034.053V4	026.0152
68		Schablonen-Fixationspin, Ø 2,8 / 2,8 mm	034.298
69		Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 2,8 mm	034.285
70		Schablonen-Fixationspin, Ø 5 / 3,5 mm	034.287
		Ultraschallmatte	041.774
		Röntgenreferenzfolie für TLX Implantate	036.3400
		Röntgenreferenzfolie für BLX Implantate	065.0000
		RB/WB Sekundärteil-Entfernungsschraube	065.0007
		Entfernungsinstrument für BLX-Basisschraube	065.0009

Das BLX/TLX Guided Set besteht aus dem A-Modul (Set-Nummer DEAMODUL), dem B-Modul BLX/TLX Freihand (Set-Nummer DEBMBLXTLX), dem B-Modul BLX/TLX Guided (Set-Nummer DEBMBLXTLXGS) sowie dem C-Modul (Set-Nummer DECMODUL). Weitere zusätzliche Produkte finden Sie in der Broschüre Basisinformation Modulare Kasette DE702527.



Click. Find. Smile.
www.straumann.de/eshop

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
www.straumann.com

National Distributor

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
79100 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
www.straumann.de

© Institut Straumann AG, 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.