

# maxgraft®

## SPONGIÖSE GRANULA

Neue Körnung (2,0 - 5,0 mm) zur Behandlung von größeren knöchernen Defekten



### VORTEILE:

- 2,0 - 5,0 mm Partikel erlauben schnelle Füllung großvolumiger Knochendefekte (z.B. Zysten und Sinuslift)
- Beschleunigtes *Remodeling* der Spongiosa im Vergleich zu kortikalen Granulaten
- 100 % Lebendspendergewebe
- Partikel können falls gewünscht nach Rehydrierung weiter zerkleinert werden

### HINWEISE:

- Größe einzelner Partikel kann herstellungsbedingt variieren
- Anwendung wird empfohlen bei selbsterhaltenden Knochendefekten



### SPEZIFIKATIONEN

Bestell-Nr.: DEBO-30030

Größe: 2,0 - 5,0 mm

Inhalt: 3 ml

Preis: 299€ + MwSt



Vertrieb:  
Straumann GmbH  
Heinrich-von-Stephan-Str.21  
79100 Freiburg  
Deutschland  
Tel. 0761/ 4501 0  
www.straumann.de

Pharmazeutischer Unternehmer:  
botiss biomaterials GmbH  
Hauptstr. 28  
15806 Zossen b. Berlin  
Deutschland  
Tel. 033769/ 88 41 985  
www.botiss-dental.com  
facebook: botissdental

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an [datenschutz.de@straumann.com](mailto:datenschutz.de@straumann.com) oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.