


Anpassung verschraubte Sekundärteile: Cross Reference Tabelle (Harmonisierung der Gingivahöhen)

Generelle Richtlinien

	Bestehende Crossfit SRA	Neue CrossFit SRA
0°	1	1,5
	2,5	2,5
	4	3,5

Gerade Abutments	Aktuelle Artikelnummer		→		Neue Artikelnummer	
	022.2745S	NC SR Abut,0°,Ø3.5,GH1, sterile	022.0124S	NC SR Abut,0°,Ø3.5,GH1.5, sterile	022.0126S	NC SR Abut,0°,Ø3.5,GH2.5, sterile
022.2746S	NC SR Abut,0°,Ø3.5,GH2.5, sterile	022.0126S	NC SR Abut,0°,Ø3.5,GH2.5, sterile	022.0128S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH1.5, sterile	
022.2753S	NC SR Abut,0°,Ø3.5,GH4,sterile	022.0128S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH1.5, sterile	022.0129S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH2.5, sterile	
022.2747S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH1, sterile	022.0129S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH2.5, sterile	022.0130S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH3.5, sterile	
022.2748S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH2.5,sterile	022.0130S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH3.5, sterile			
022.2754S	NC SR Abut,0°,Ø4.6,GH4,sterile					
022.4745S	RC SR Abut,0°,Ø4.6,GH1, sterile	022.0132S	RC SR Abut,0°,Ø4.6,GH1.5, sterile	022.0133S	RC SR Abut,0°,Ø4.6,GH2.5, sterile	
022.4746S	RC SR Abut,0°,Ø4.6,GH2.5,sterile	022.0133S	RC SR Abut,0°,Ø4.6,GH2.5, sterile	022.0134S	RC SR Abut,0°,Ø4.6,GH3.5, sterile	
022.4751S	RC SR Abut,0°,Ø4.6,GH4,sterile					



	Bestehende Crossfit SRA	Neue CrossFit SRA
17°	2,5	2,5
	4	3,5
	5,5	4,5
		5,5

17° Abutments	Aktuelle Artikelnummer		→		Neue Artikelnummer			
			Dimension 1 in mm	Dimension 2 in mm	Dimension 3 in mm			
022.2749S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,A,sterile	022.0136S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,A,sterile	2,7*	2,23	1,36		
022.2750S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,B,sterile	022.0137S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,B,sterile	2,7*	2,23	1,36		
022.2755S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.0,A,sterile	022.0138S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH3.5,A,sterile	3,5	3	2,16	oder	022.0140S
022.2756S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.0,B,sterile	022.0139S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH3.5,B,sterile	3,5	3	2,16	oder	022.0141S
022.0010S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	022.0140S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.5,A,sterile	4,5	3,95	3,16		
022.0011S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	022.0141S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.5,B,sterile	4,5	3,95	3,16		
		022.0142S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	5,5	4,91	4,16		
		022.0143S	NC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	5,5	4,91	4,16		
022.4747S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,A,sterile	022.0150S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,A,sterile	2,7*	2,23	1,36		
022.4748S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,B,sterile	022.0151S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH2.5,B,sterile	2,7*	2,23	1,36		
022.4752S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.0,A,sterile	022.0152S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH3.5,A,sterile	3,5	3	2,16	oder	022.0154S
022.4753S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.0,B,sterile	022.0153S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH3.5,B,sterile	3,5	3	2,16	oder	022.0155S
022.0014S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	022.0154S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.5,A,sterile	4,5	3,95	3,16		
022.0015S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	022.0155S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH4.5,B,sterile	4,5	3,95	3,16		
		022.0156S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	5,5	4,91	4,16		
		022.0157S	RC SR Abut,17°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	5,5	4,91	4,16		

Dimension 1 in mm	Dimension 2 in mm	Dimension 3 in mm
4,5	3,95	3,16
4,5	3,95	3,16
4,5	3,95	3,16
4,5	3,95	3,16

	Bestehende Crossfit SRA	Neue CrossFit SRA
30°	2,5	3,5
	4	4,5
	5,5	5,5

30° Abutments	Aktuelle Artikelnummer		→		Neue Artikelnummer			
			Dimension 1 in mm	Dimension 2 in mm	Dimension 3 in mm			
022.2751S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH2.5,A,sterile	022.0144S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,A,sterile	3,5	2,44	1,2		
022.2752S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH2.5,B,sterile	022.0145S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,B,sterile	3,5	2,44	1,2		
022.2757S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH4.0,A,sterile	022.0144S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,A,sterile	3,5	2,44	1,2	oder	022.0146S
022.2758S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH4.0,B,sterile	022.0145S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,B,sterile	3,5	2,44	1,2	oder	022.0147S
022.0012S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	022.0148S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	5,5	4,17	3,2		
022.0013S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	022.0149S	NC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	5,5	4,17	3,2		
022.4749S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH2.5,A,sterile	022.0158S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,A,sterile	3,5	2,44	1,2		
022.4750S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH2.5,B,sterile	022.0159S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,B,sterile	3,5	2,44	1,2		
022.4754S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH4.0,A,sterile	022.0158S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,A,sterile	3,5	2,44	1,2	oder	022.0160S
022.4755S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH4.0,B,sterile	022.0159S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH3.5,B,sterile	3,5	2,44	1,2	oder	022.0161S
022.0016S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	022.0162S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,A,sterile	5,5	4,17	3,2		
022.0017S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	022.0163S	RC SR Abut,30°,Ø4.6,GH5.5,B,sterile	5,5	4,17	3,2		

Dimension 1 in mm	Dimension 2 in mm	Dimension 3 in mm
4,5	3,3	2,2
4,5	3,3	2,2
4,5	3,3	2,2
4,5	3,3	2,2