


STRAUMANN® CARES® DIGITAL SOLUTIONS

Straumann® CARES® Digital Solutions > Chairside

3Shape Implant Studio

Werden Sie Rockstar in Ihrer Praxis.



Datenerfassung

Planung

Eingriff

Abformung

Designen

Herstellung

Nach-
bearbeitung

Fertiggestellte
Versorgung

3shape 

 **straumann**

3Shape Implant Studio

Ein vorhersagbarer Implantat-Workflow für eine angenehmere Patientenerfahrung



Mit 3Shape TRIOS® und der Implant Studio® Software können Sie einen vorhersagbaren und konsistenten Workflow für Ihre Implantatrestorationen erstellen. Vom Scannen und der prothetisch orientierten Implantatplanung bis hin zur Konstruktion und Fertigung von Bohrschablonen vor Ort – mit TRIOS und Implant Studio können Sie und Ihr Team besser arbeiten. Und für Ihre Patienten ein ästhetisches und funktionales Behandlungsergebn erzielen.

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR TRIOS IMPLANTOLOGIE-LÖSUNGEN ENTSCHEIDEN?

Nutzen Sie digitale Genauigkeit und Erkenntnisse für vorhersagbarere Implantatbehandlungen. Und verbessern Sie die Patientenerfahrung mit weniger invasiven Verfahren sowie kürzeren und weniger Behandlungsterminen.^{1, 2, 3}

VORTEILE DES DIGITALEN WORKFLOWS MIT 3Shape:

- Verbesserte Vorhersagbarkeit und Sicherheit
- Nahtlose Integration mit original Straumann® Implantatbibliotheken
- Weniger invasiv und daher angenehmer für den Patienten mit Guided Surgery¹
- Kürzere Behandlungszeit: 15–30 min vs. 60–90 min dauernder Eingriff⁴
- Durch die Zeitersparnis können mehr Patienten behandelt werden





„Durch Einbindung der Implant Studio Software in unseren 100 % digitalen Workflow haben wir die Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Verfahren verbessert und den Komfort für die Patienten erhöht.“

Dr. Gonzalo Durán Carasso
Durán & Burgos Clínica Dental, Spanien

EIN VOLLSTÄNDIGER WORKFLOW MIT 3Shape TRIOS, 3Shape IMPLANT STUDIO UND STRAUMANN® P SERIES

3Shape TRIOS® und Implant Studio® sind vollständig in die Straumann® P series Drucker integriert. Scannen Sie den Patienten mit TRIOS, kombinieren Sie die Oberflächen- und DVT-Scans in Implant Studio und konstruieren Sie eine individuelle Bohrschablone, die für den Druck mit der P series optimiert wurde. Klicken Sie einfach auf „Produce“ (Herstellen), um die Bohrschablone direkt mit dem Straumann® Drucker zu drucken. Ein reibungsloser Workflow, mit dem Sie innerhalb weniger Stunden nach dem Scannen des Patienten für den Eingriff bereit sind.



Scannen



Planen



Designen



Drucken



Artikelnummer	Artikel
85240060-STM	Implant Studio (Komplettlösung) auf vorhandenem TRIOS Dongle
85240060_Align	Implant Studio (Komplettlösung) auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 1
85240060_Add1	Implant Studio (Komplettlösung) auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 2
85240060_Add2	Implant Studio (Komplettlösung) auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 3
85240060_Add3	Implant Studio (Komplettlösung) auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 4
85240060_Add4	Implant Studio (Komplettlösung) auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 5
85240040-STM	Implant Planner – auf vorhandenem TRIOS Dongle
85240040_Align	Implant Planner – auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 1
85240040_Add1	Implant Planner – auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 2
85240040_Add2	Implant Planner – auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 3
85240040_Add3	Implant Planner – auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 4
85240040_Add4	Implant Planner – auf vorhandenem TRIOS Dongle Jahr 5

STRAUMANN® UND 3Shape – GEMEINSAM VERÄNDERN WIR DIE ZAHNHEILKUNDE

Zahnärzte und Zahntechniker können jetzt von der engen Zusammenarbeit zwischen Straumann® und 3Shape profitieren, um wettbewerbsfähige und attraktive Lösungen zu erhalten. Beide Unternehmen sind eine starke Partnerschaft eingegangen, mit der sie eine Vielzahl an validierten und integrierten digitalen Workflows für ihre Systeme anbieten können.

3Shape IMPLANT PLANNER

Planen Sie Ihre prothetisch orientierten Implantatbehandlungen mit der Implant Planner Software auf der Basis von Ästhetik, beabsichtigter endgültiger Versorgung, Knochenangebot und klinischer Gesamtsituation, um die Vorhersagbarkeit der Behandlung zu erhöhen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

3Shape IMPLANT STUDIO

Die Implant Studio® Software bietet alle Funktionen der Implant Planner Software sowie die Möglichkeit, individuelle Bohrschablonen zu konstruieren und sie zur In-house-Fertigung direkt mit ausgewählten 3D-Druckern zu verknüpfen oder zur Fertigung an externe Partner zu senden.

LITERATUR

1 Hack GD, Patzelt SBM. Evaluation of the Accuracy of Six Intraoral Scanning Devices: An in-vitro Investigation. ADA Professional Product Review. 2015;10(4):1-5 2 Xin Y, Pin L, Yihong L, Wenjie S, Hailan F. Accuracy of Digital Impressions and Fitness of Single Crowns Based on Digital Impressions. Materials. 2015; 8:3945-3957 3 Hultin M, Svensson KG, Trulsson M. Clinical advantages of computer guided implant placement - A systematic review. Clin. Oral Implants Res. 2012;23(Suppl. 6):124-13 4 Zitat von Dr. Simon Kold, Herning Implant Center, Dänemark

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com