

Kompromisslose  
Hygiene.  
Einsatzbereit.





**Kassette aus 100 % hochveredeltem rostfreiem Stahl für einwandfreie Leistung.**

Die einzigartigen Straumann® ProClean Kassetten sind zu 100 % aus rostfreiem Stahl gefertigt und enthalten keine Komponenten aus Aluminium, Kunststoff, Silikon oder sonstigen Materialien, die durch wiederholte, intensive klinische Aufbereitung leicht verschleissen können.



# Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit der Straumann® ProClean Kassette.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten leistet Straumann mit bahnbrechenden Innovationen, die die Grenzen des Möglichen für Zahnärzte wie Patienten neu definieren, einen massgeblichen Beitrag zum Fortschritt in der Dentalimplantologie.

ZSVA<sup>1</sup> eines grossen Krankenhauses oder Zahnarztpraxis mit hohem Durchsatz: die revolutionäre ProClean Kassette vereinfacht Ihren Workflow und erhöht Ihre Produktivität, Effizienz und Sicherheit. Die ProClean Kassette macht arbeitsaufwendige manuelle Reinigungsverfahren praktisch überflüssig: Legen Sie die im Verlauf des Eingriffs benutzten Instrumente einfach zurück in die Kassette und überlassen Sie Ihren Geräten<sup>2</sup> die Arbeit.



## KOMPROMISSLOSE HYGIENE

Erfüllt die höchsten Hygieneansprüche von zahnmedizinischen Praxen und Krankenhäusern.



## VEREINFACHTER WORKFLOW

Legen Sie die verwendeten Instrumente einfach zurück in die Kassette. Instrumentenverwechselungen gehören dank der validierten, maschinellen Aufbereitung der Vergangenheit an.




## GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

Gewinnen Sie mehr Zeit für Aktivitäten mit klinischem Nutzen.

# Gehen Sie keine Kompromisse bei der Hygiene ein. Vertrauen Sie auf validierte Reinigungsergebnisse.


Die Kassette wurde speziell für die maschinelle klinische Aufbereitung dentalmedizinischer Instrumente entwickelt. Sie vereinfacht und automatisiert Ihren Aufbereitungs-Workflow, liefert zuverlässige Reinigungsergebnisse und ist mit allen Reinigungs-Desinfektionsgeräten für dentalmedizinische Instrumente voll kompatibel.

- Überragende Reinigungsergebnisse und kompromisslose Hygiene
- Maximierte Sicherheit für Ihr Personal dank signifikant reduziertem Handling von scharfen, verunreinigten Instrumenten<sup>3</sup>
- Saubere und trockene Instrumente nach jedem Aufbereitungszyklus dank validiertem, anwenderfreundlichem Design



DIE HOCHMODERNE STRAUMANN® PROCLEAN KASSETTE ERFÜLLT SELBST DIE HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN VON ZAHNMEDIZINISCHEN PRAXEN UND KRANKENHÄUSERN MIT KOMPROMISSLOSEN HYGIENE-ANSPRÜCHEN.






Die einzigartige Straumann® ProClean Kassette ist zu 100 % aus hochveredeltem rostfreiem Stahl gefertigt und enthält keine Komponenten aus Aluminium, Kunststoff, Silikon oder sonstigen Materialien, die durch wiederholte, intensive klinische Aufbereitung leicht verschleissen können.


- 1 Kompakte, reinigungsfreundliche Instrumentenhalterungen minimieren Schmutzanfälligkeit und sorgen für eine sichere Fixierung der Instrumente
- 2 Bestückung gemäss Abfolge der Operationsschritte. Aufgedruckte farbkodierte Workflows und Piktogramme der Instrumente vereinfachen Ihnen die Durchführung des Eingriffs
- 3 Bei der postoperativen klinischen Aufbereitung schützt der geschlossene Deckel Ihr Personal vor Verletzungen durch scharfe, verunreinigte Instrumente<sup>3</sup>
- 4 Der untere Einsatz bietet Platz für alle benötigten Hilfsinstrumente und ermöglicht die ergonomische und sichere Fixierung für eine optimale Reinigung
- 5 Offenes Kassettendesign für optimale Reinigung, Ableitung des Wassers und Trocknung

# Kompromisslose Hygiene und vereinfachter chirurgischer Workflow.



Straumann® ProClean Kassette  
Art. No. 040.561

- **Anwenderfreundlich** – Bietet Platz für alle zur Implantation eines beliebigen Straumann Implantats benötigten Instrumente
- **Intuitiv** – Aufgedruckte farbkodierte Workflows führen Sie durch den Eingriff
- **Einfache Handhabung** – Legen Sie die im Verlauf des Eingriffs benutzten Instrumente einfach zurück in die Kassette
- **Maximierte Sicherheit für Ihr Personal** – Der geschlossene Deckel schützt Ihr Personal bei der postoperativen klinischen Aufbereitung vor Verletzungen durch scharfe, verunreinigte Instrumente<sup>3</sup>
- **Kein Durcheinander, keine Verwechslungen** – Da alle Instrumente in der Kassette aufbereitet werden, entfällt das Aussortieren verunreinigter Instrumente



Einfache und intuitive Navigation durch die Operationsschritte dank einer Vielzahl von intelligenten Merkmalen, z. B. spezifische farbkodierte Workflows und Piktogramme zur leichteren Identifikation von Implantatlinien und Instrumenten.





Gehen Sie bei der Hygiene keine Kompromisse ein. Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Straumann Kundenberater oder besuchen Sie unsere Website unter **[www.straumann.com](http://www.straumann.com)**.

1 ZSVA Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung 2 Ultraschall-Reinigungsgerät, Reinigungs-Desinfektionsgerät, Dampfsterilisator, Autoklav 3 Gegenüber manuellen Aufbereitungsverfahren

### **International Headquarters**

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

© Institut Straumann AG, 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.