

Createch für Straumann®

Individualisierte Prothetiklösungen.
Individualisierte Exzellenz und
Effizienz auf Abruf.





ERWEITERTE KAPAZITÄT

Zugang zum vollständigen SRBB-Kompetenz- und Exzellenz-Portfolio für ein breites Spektrum an Implantatplattformen – auf Abruf.

Individualisierte Prothetiklösungen. Individualisierte Exzellenz und Effizienz auf Abruf.

Individualisierte verschraubte Stege und Brücken (SRBB) für komplexe Restaurationen, die ein hohes Mass an Individualisierung erfordern, sind für Dentaltechniker und Zahnmediziner die „Champions League“ der Zahnprothetik, die mit der nötigen Präzision oder innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens häufig aus eigener Kraft nur schwer zu erreichen ist.

Das Produkt-Portfolio Createch für Straumann® erweitert die Kapazitäten und Kompetenzen anspruchsvoller Kunden und bietet ein Höchstmass an Flexibilität auf Abruf. Createch, Zertifizierter Partner der Straumann Unternehmensgruppe, bietet hochwertige individuelle Prothetiklösungen für nahezu alle in Europa erhältlichen Implantatsysteme.



KONVENTIONELLER UND DIGITALER WORKFLOW

Unvergleichlicher Service und Support auf Abruf. Wählen Sie mit dem Createch Lösungsangebot „Excellence Line“ oder „Service Line“ Ihren bevorzugten modularen Workflow.



INDIVIDUALISIERTE EXZELLENZ

Massgeschneiderte Lösungen für maximale Flexibilität: Createch bietet Ihnen ein hohes Mass an Individualisierung, inklusive der Wahl abgewinkelter Schraubenkanäle, um die Bedürfnisse Ihrer Patienten optimal zu erfüllen



ERSTKLASSIGE PRÄZISION

Konsistent hohe Qualität und hochpräzise Passung der Restaurationen



Erweiterte Kapazität: Createch Medical und Straumann

**ZUGANG ZUM VOLLSTÄNDIGEN SRBB-
KOMPETENZ- UND EXZELLENZ-PORTFOLIO
FÜR EIN BREITES SPEKTRUM AN
IMPLANTATPLATTFORMEN – AUF ABRUF.**

Createch Medical, ein Unternehmen der Straumann-Gruppe, ist ein renommierter Hersteller hochwertiger verschraubter Stege und Brücken für festsitzende und herausnehmbare implantatgetragene Prothetiklösungen. Als ein Pionier auf diesem Gebiet wurde Createch Medical 2004 gegründet, um den bestehenden Marktbedarf an CAD/CAM-Gerüsten zu decken.

Über die Jahre hat das Unternehmen ein umfassendes Sortiment an Prothetiklösungen entwickelt, die Dentaltechnikern und Zahnmedizinern die Arbeit erleichtern. Dank des hohen Individualisierungsgrads, den Createch Produkte bieten, können Dentaltechniker wie Zahnmediziner ihren Patienten massgeschneiderte Lösungen bieten.

Die Einzigartigkeit dieses Lösungsangebots in Verbindung mit der überragenden Qualität und dem exzellenten Service und Support haben Createch zu einem führenden Anbieter in diesem Segment gemacht.

Mit Createch für Straumann® vervollständigt Createch das Straumann-Portfolio verschraubter Stege und Brücken mit komplexen prothetischen Lösungen, die ein Höchstmass an Individualisierung erfordern. Darüber hinaus stehen Dentaltechnikern und Zahnmedizinern jetzt die kompatiblen Createch-Gerüste zur Verfügung, die mit mehr als 30 Implantatmarken und über 200 Implantatverbindungen kombiniert werden können.

HÖCHSTE QUALITÄT UND PRÄZISION

Bei Createch fliessen die Hochpräzisionstechnologie renommierter Unternehmen der Luftfahrtindustrie und die Kreativität von Implantologen und Dentaltechnikern zu den bestmöglichen Kundenlösungen zusammen.

Ultrahochpräzise Messvorrichtungen und modernste Fräsmaschinen kombiniert mit Herstellungsprozessen nach strikten Qualitätsstandards vom Scan bis zur endgültigen Restauration gewährleisten eine konsistent hohe Qualität und Passgenauigkeit Ihrer Createch-Gerüste.



Konventioneller und digitaler Workflow Unvergleichlicher Service und Support

Mit Createch für Straumann® können Sie Ihre Fälle auf die von Ihnen bevorzugte und die für Sie bequemste Weise versenden, unabhängig von Ihrer digitalen Ausrüstung. Dadurch setzen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen in Ihrem Labor frei und steigern Ihre Produktivität.

Wenn Sie den konventionellen Workflow bevorzugen, wählen Sie die Createch „Excellence Line“. Createch übernimmt das Einscannen des Modells und das Design des Gerüsts. Wenn Sie einen eigenen Scanner haben und das Einscannen und das Design lieber selber übernehmen, senden Sie uns einfach Ihre Scan- und Design-Dateien.

Garantien:

MIT CREATECH FÜR STRAUMANN® ERHALTEN IHRE PATIENTEN PRÄMIUM-LÖSUNGEN HÖCHSTER QUALITÄT

Geniessen Sie die Vorteile der kombinierten Createch- und Straumann- Garantie

Createch Prothetikkomponenten auf Straumann Implantaten werden mit der Original-Verbindung von Straumann geliefert. Auf das prothetische Gerüst von Createch erhalten Sie 10 Jahre Garantie.* Bei der prothetischen Restauration von Straumann-Implantaten mit Createch-Prothetiklösungen profitieren Sie zusätzlich von der Lifetime Plus Garantie** auf die Straumann-Implantate.

Die Createch-Garantie für prothetische Restaurationen anderer Implantatsysteme

Für kompatible prothetische Gerüste, die auf anderen Implantatsystemen eingegliedert werden, bietet Createch 10 Jahre Garantie. Darüber hinaus übernimmt Createch die Kosten für das Ersatzimplantat, wenn der Implantathersteller im Versagensfall die Garantie ablehnt, weil das Implantat mit einem Createch Produkt kombiniert wurde.*



&



*Weitere Informationen finden Sie in den Createch Garantiebedingungen und Richtlinien.

**Weitere Informationen finden Sie in den Straumann Garantiebedingungen und Richtlinien.

EIN LOGIN, 100 % FLEXIBILITÄT

Besuchen Sie www.Createchmedical.com, um

- Ihre Anwender-ID anzulegen
- Die Createch-Bibliothek herunterzuladen
- Fälle anzulegen
- Ihren bevorzugten Workflow zu wählen
- Ihre Fallhistorie zu überwachen
- DHL-Abholung zu beauftragen

Option „Service“

Lösungsangebot für Labore mit Scanner:

- Schulung und Beratung für das Labor
- Scanneroptimierung
- Eingliederung unserer Createch-Lösungen
- Fräsen mit höchster Präzision

Schritte:

- Scan und Design des Gerüsts in Ihrer bevorzugten CAD/CAM Software
- Achten Sie auf die Verwendung der korrekten Scankörper
- Anlegen und Hochladen des Falls
- Einsenden des physischen Meistermodells zum präzisen Einscannen
- Aktivieren der DHL-Schaltfläche für den Abholauftrag
- Drucken des Lieferscheins
- Kalkulieren Sie 5 Tage bis zur Lieferung (3 Tage Auftragsabwicklung* plus Lieferzeit, abhängig von der gewählten Versandoption)

Option „Excellence Line“

Lösungsangebot für Kunden, die das Gesamtpaket wünschen:

- Einscannen des Modells
- Entwurf des Gerüsts
- Simulation mit Finite-Elemente-Modell
- Präzisionsfräsung mit modernster Frästechnologie

Schritte:

- Anlegen des Falls
- Einsenden des physischen Meistermodells mit Wax-Ups oder vormodelliertem Gerüst, einschliesslich des zu bearbeitenden Modells
- Aktivieren der DHL-Schaltfläche für den Abholauftrag
- Drucken des Lieferscheins
- Kalkulieren Sie 7 Tage bis zur Lieferung (5 Tage Auftragsabwicklung* plus Lieferzeit, abhängig von der gewählten Versandoption)

*Die Auftragsbearbeitung beginnt, sobald alle erforderlichen Teile und Daten bei Createch eingegangen sind.





Individualisierte Exzellenz: Maximale Flexibilität

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR EIN HÖCHST- MASS AN FLEXIBILITÄT

Createch für Straumann® bietet Ihnen die erforderliche Flexibilität für eine optimale prothetische Versorgung Ihres implantologischen Falls mit einer einzigartigen, massgeschneiderten Lösung – unabhängig davon, ob einfach oder komplex. Wählen Sie, ob die Restauration auf Implantat- oder Sekundärteilniveau erfolgt, oder ob Sie einen um bis zu 25° abgewinkelten Schraubenkanal benötigen, um sicherzustellen, dass der Schraubenaustrittspunkt günstig positioniert ist. Mit Createch für Straumann® stehen Ihnen Prothetiklösungen für die Restauration von Straumann-Implantaten oder anderen Implantatsystemen zur Verfügung.



Für Ihre Createch-Restauration erforderliches Drehmoment in
Newtonzentimeter (Ncm)

Brücke, Implantatniveau, gerader Schraubenkanal	35 Ncm
Brücke, Sekundärteilniveau, gerader Schraubenkanal	15 Ncm
Brücke, Sekundärteilniveau, abgewinkelter Schraubenkanal	15 Ncm



Für Informationen zu Scankörpern für Implantatplattformen, die nicht von Straumann sind, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Straumann Kundenberater.


Digitalisieren Sie Ihren implantologischen Workflow

Wählen Sie den passenden Scankörper für die prothetische Restauration Ihrer Straumann-Implantate



Tissue Level – Implantatniveau

Straumann® CARES® Mono Scankörper*

NNC	 048.173
RN	 048.168
WN	 048.169



Bone Level – Implantatniveau



Straumann® CARES® Mono Scankörper*

NC	 025.2915
RC	 025.4915














Bone Level – Sekundärteilniveau (auf Straumann® Verschraubten Sekundärteilen)

Straumann® CARES® Mono Scankörper*

Ø 3,5 mm	 025.0000
Ø 4,6 mm	 025.0001

Erstklassige Präzision: Gleichbleibend hohe Qualität und hochpräzise Passung der Versorgung

	Hybridlösungen			Teleskopierende Lösungen		
Createch Verschraubte Versorgung*						
	Hybrid	Hybridprothese mit sekundärteilen	Basic Hybridprothetik	Herausnehmbares Teleskop	Herausnehmbares anatomisches Teleskop	Teleskop-Hybrid
Restaurations auf Implantatniveau	×	×	×	×	×	×
Versorgung auf Sekundärteilniveau*	×	×	×	×	×	×
Material						
Kobalt-Chrom			×			
Titan Grad 5	×	×	×	×	×	×

	Steg			
Createch Herausnehmbare Versorgung				
	Createch Steg	Dolder® Steg	Steg mit LOCATOR®	Preci-Vertex® Steg
Form			 	  
Versorgung auf Implantatniveau	×	×	×	×
Versorgung auf Sekundärteilniveau*	×	×	×	×
Material				
Kobalt-Chrom	×	×	×	×
Titan Grad 5	×	×	×	×

× = verfügbar

Weitere Informationen

* Restaurationen auf Sekundärteilniveau verfügbar für die Plattformen: Straumann® Multibase, Straumann® Verschraubtes Sekundärteil, synOcta® 1.5

Createch-Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.



Verschraubte Brücken		
		
Anatomisches Teleskop-Hybrid	14-gliedrige Brücke	Verschraubte Brücke mit Zahnfleischunterstützung
×	×	×
×	×	×
	×	×
×	×	×



International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

Dolder® ist eine eingetragene Marke von Prof. Eugen Dolder, die exklusiv an die Cendres + Métaux Holding SA, Schweiz, lizenziert ist.
Preci-Vertix® ist eine eingetragene Marke der Alphadent N.V., Belgien.

© Institut Straumann AG, 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.