

Wussten Sie schon?

6-10%

der Weltbevölkerung (65+) sind zahnlos



Wonach sehnen sich diese Patienten?

Zahnlose Patienten mit reduziertem horizontalen Knochenangebot streben nach einer zuverlässigen und kostengünstigen Stabilisierung ihrer Zahnprothese.



Lebensqualität



Kostengünstig



Zuverlässig



Komfortabel

Wie können Sie diesen Bedarf erfüllen?

MIT DEM STRAUMANN® MINI IMPLANTAT SYSTEM.



 | Es ist erschwinglich.

- Günstiger als reguläre Implantate
- Weniger Termine und kürzere Sitzungsdauer

 | Es ist komfortabel.

- Weniger invasive Behandlung*
- Schnellere Einheilung
- Für Sofortversorgung entwickelt

 | Es ist zuverlässig.

- ROXOLID®**
- Hohe Materialfestigkeit und Biokompatibilität

- SLA®**
- Klinische Langzeitevidenz

- OPTILOC®**
- Exzellente Verschleissbeständigkeit

EINFACH UNVERGLEICHLICH.
DAS STRAUMANN® MINI IMPLANTAT SYSTEM.

Darauf können Sie vertrauen!



Roxolid®

- **geprüfte Qualität** -

Straumann® Mini Implantate besitzen eine um **35% höhere Ermüdungsfestigkeit** gegenüber Mini-Implantaten von Mitbewerbern.



35%

höhere
FESTIGKEIT



SLA®

- **klinische Langzeitevidenz** -

- Vorhersagbare Osseointegration
- Wissenschaftliche Evidenz
- Niedrige Periimplantitis-Prävalenz
- Knochenerhalt



Optiloc®

- **Langlebigkeit & Effizienz** -

- Weniger Platzbedarf
- geringer Wartungsaufwand
- Materialkombination aus PEEK & ADLC: exzellente Verschleissbeständigkeit

Ein Grund mehr für Ihr Vertrauen:

Das Straumann® Mini Implantat ist so überzeugend, dass wir darauf unsere **Lebenslange Garantie** gewähren.



Straumann® Mini Implantat System

Weitere Informationen unter:
www.straumann.de/mini-implantat



MINI IMPLANTAT. MAXIMALES VERTRAUEN.