

P pro Abformlöffel Grün

Das professionelle 3D Druck Material zur Herstellung von dentalen Abformlöffeln

P pro Abformlöffel Grün bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit maßgeschneiderte Abformlöffel für jede Situation herzustellen. Entwerfen Sie Ihr Modell in einer geeigneten CAD-Anwendung und drucken Sie es mit dem Material P pro Abformlöffel Grün auf Ihrer Straumann® CARES® P series.

Verfügbar als 1-Liter-Flasche
(für P20+, P30+, P40)

Verfügbar in Kapselform
(für P10+ capsule)

Verfügbar als Kartusche
(für P20+ cartridge)



RFID tags für Prozesssicherheit

P PRO ABFORMLÖFFEL GRÜN

Verfügbar für	P10+ capsule, P20+ cartridge, P20+, P30+, P40
Elastizität	~2000MPa
Biegefestigkeit	~80MPa
Farbe	grün

Produktion in 3 Schritten



Druck auf den 3D Druckern der P series



Reinigen mit der Straumann P wash mit Isopropanol



Lichthärten mit der Straumann P cure mit Vakuum-Funktion

Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen des Herstellers. Beachten Sie immer alle Sekundärproduktinformationen um ein validiertes Produkt herstellen zu können. Fragen Sie Ihre lokale Straumann Organisation für die Produktinformation oder lesen Sie im Knowledge Center auf Ihrem P series 3D Drucker.