

P pro Gussobjekt M

Das professionelle 3D Druck Material zur Herstellung von Gussmodellen für Zahngerüste

P pro Cast M ist eine flexible Lösung zur Herstellung von Zahngerüsten mit Hilfe der Modellgusstechnik. Verwenden Sie jede beliebige CAD-Software, um Ihr Gerüst zu entwerfen und es mit P pro Cast M zu drucken.

Verfügbar als 1-Liter-Flasche
(für P20+, P30+, P40)

Verfügbar als Kartusche
(für P20+ cartridge)

Validierte Temperaturparameter für
eine hohe Druckgeschwindigkeit



RFID tags für Prozesssicherheit

P PRO CAST M

Verfügbar für	P 20+ cartridge, P20+, P30+, P40
Charakteristik	Stabiles, wachsartiges Material nach dem Druck
Farbe	Orange

Produktion in 3 Schritten



Druck auf den 3D
Druckern der P series



Reinigen mit der
Straumann P wash
mit Isopropanol



Lichthärten mit der
Straumann P cure
mit Vakuum-Funktion

Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen des Herstellers. Beachten Sie immer alle Sekundärproduktinformationen um ein validiertes Produkt herstellen zu können. Fragen Sie Ihre lokale Straumann Organisation für die Produktinformation oder lesen Sie im Knowledge Center auf Ihrem P series 3D Drucker.