

P pro Try-In

Das professionelle 3D Druck Material zur Herstellung eines Modells zur Einprobe

P pro Try-In ist der ideale Weg, um Ästhetikeinproben zur Validierung Ihrer Entwürfe zu erstellen. Erstellen Sie in der Straumann® CARES® Visual Software eine zahnärztliche Indikation und wählen Sie als Material P pro Try-In, um Ihr digitales Modell zu überprüfen.

Verfügbar als 1-Liter-Flasche
(für P20+, P30+, P40)

Verfügbar in Kapselform
(für P10+ capsule)

Verfügbar als Kartusche
(für P20+ cartridge)

RFID tags für Prozesssicherheit



P PRO TRY-IN

Verfügbar für	P10+ capsule, P20+ cartridge, P20+, P30+, P40
Elastizität	~2000MPa
Biegefestigkeit	~80MPa
Farbe	weiß

Produktion in 3 Schritten



Druck auf den 3D Druckern der P series



Reinigen mit der Straumann P wash mit Isopropanol



Lichthärten mit der Straumann P cure mit Vakuum-Funktion

Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen des Herstellers. Beachten Sie immer alle Sekundärproduktinformationen um ein validiertes Produkt herstellen zu können. Fragen Sie Ihre lokale Straumann Organisation für die Produktinformation oder lesen Sie im Knowledge Center auf Ihrem P series 3D Drucker.