

P pro Zahnfleischmaske

Das professionelle 3D Druck Material zum Herstellen von Zahnfleischmasken

Das Material P pro Zahnfleischmaske ist zur Herstellung von dentalen Zahnfleischmasken für Meistermodelle mit den Straumann® CARES® P series 3D Druckern optimal geeignet. Für eine hohe Passgenauigkeit und ein ästhetisches und anatomisch korrektes Ergebnis empfehlen wir das Design mit der Straumann® CARES® Visual Software.

Verfügbar als 1-Liter-Flasche
(für P20+, P30+, P40)

Verfügbar in Kapselform
(für P10+ capsule)

Verfügbar als Kartusche
(für P20+ cartridge)

Validierte Temperaturparameter
für eine hohe Druckgeschwindigkeit



P PRO ZAHNFLEISCHMASKE

Verfügbar für	P10+ capsule, P 20+ cartridge, P20+, P30+, P40
Charakteristik	Flexibles, elastisches und weiches Material
Farbe	Rosa

Produktion in 3 Schritten



Druck auf den 3D Druckern der P series



Reinigen mit der Straumann P wash mit Isopropanol



Lichthärten mit der Straumann P cure mit Vakuum-Funktion

Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen des Herstellers. Beachten Sie immer alle Sekundärproduktinformationen um ein validiertes Produkt herstellen zu können. Fragen Sie Ihre lokale Straumann Organisation für die Produktinformation oder lesen Sie im Knowledge Center auf Ihrem P series 3D Drucker.