


Createch para Straumann®

Soluciones protésicas personalizadas.  
Excelencia individual y eficiencia  
a su disposición.







### **MAYOR CAPACIDAD**

Acceso a toda la gama de competencia y excelencia de SRBB en una amplia variedad de plataformas de implante a su disposición



# Soluciones protésicas personalizadas. Excelencia individual y eficiencia a su disposición.

Los puentes y barras atornilladas (SRBB) personalizados para restauraciones complejas que requieren un elevado grado de individualización son el equivalente a la "Liga de Campeones" para los técnicos dentales y expertos profesionales en restauración, a menudo difíciles de lograr con los propios recursos, con la precisión necesaria o en un plazo determinado.

La gama de productos Createch para Straumann® pone a disposición de los clientes exigentes mayor capacidad, competencias y flexibilidad a su disposición. Createch es un socio certificado del grupo Straumann que ofrece soluciones protésicas de máxima calidad personalizadas para casi cualquier sistema de implante disponible en Europa.



## CONVENCIONAL Y DIGITAL

Servicio y soporte a su disposición sin precedentes a través de la Línea Service y Excellence de Createch, que le permiten elegir el flujo de trabajo que le resulte más cómodo



## EXCELENCIA PERSONALIZADA

Soluciones a medida para la máxima flexibilidad: Elevado grado de individualización para satisfacer mejor las necesidades de sus pacientes, incluido atornillados angulados



## MÁXIMA PRECISIÓN

Alta calidad y gran precisión de ajuste en todas sus restauraciones





## Mayor capacidad: Createch Medical y Straumann

**ACCESO A TODA LA GAMA DE COMPETENCIA  
Y EXCELENCIA DE SRBB EN UNA AMPLIA  
VARIEDAD DE PLATAFORMAS DE IMPLANTE  
A SU DISPOSICIÓN**

Createch Medical es miembro del Grupo Straumann y es sinónimo de puentes y barras atornilladas de alta calidad para prótesis fijas y removibles. Como pionero en su ámbito, Createch Medical se fundó en 2004 con el objetivo de satisfacer una necesidad existente en el mercado de estructuras dentales CAD/CAM.

A lo largo de los años, la compañía ha desarrollado una gama completa de soluciones protésicas que facilitan la labor de los técnicos dentales y los expertos profesionales en restauración. Al mismo tiempo, el elevado grado de personalización ofrecido por los productos Createch permite a los profesionales de la odontología proporcionar a sus pacientes soluciones a medida.

La singularidad de la oferta de su cartera, combinada con su inigualable calidad y un servicio y soporte excelentes, han convertido a Createch en líder en su sector.

Con Createch para Straumann®, Createch complementa la oferta de puentes y barras atornilladas del catálogo de Straumann con restauraciones complejas que requieren un elevado grado de individualización. Además, los profesionales de la odontología ahora pueden beneficiarse también de las estructuras compatibles de Createch, que pueden utilizarse con más de 30 marcas de implantes y sobre más de 200 conexiones.

## MÁXIMA CALIDAD Y PRECISIÓN

Createch fusiona la precisión de la tecnología aeronáutica de un grupo industrial consolidado con la creatividad de los expertos en implantología y técnicos de laboratorio para proporcionar a sus clientes los mejores resultados posibles. Unos dispositivos de medición de precisión ultraelevada y modernos equipos de fresado, combinados con estrictos estándares de calidad en el proceso de fabricación, desde el escaneo hasta la restauración final, garantizan una alta calidad y precisión de ajuste en todas sus estructuras Createch.



# Convencional y digital: Servicio y soporte sin precedentes

Createch para Straumann® le ofrece la posibilidad de enviar sus casos de la forma que le resulte más cómoda y eficaz, independientemente de sus capacidades digitales. De este modo ahorrará tiempo y recursos valiosos de su laboratorio, lo cual le permitirá optimizar su tiempo productivo.

Si prefiere el flujo de trabajo convencional, elija la Línea Excellence de Createch y deje que Createch se encargue del escaneo y el diseño por usted. O si prefiere realizar el escaneo y diseño con su propio escáner, simplemente envíenos los datos de su diseño.

## Garantías:

### AL ELEGIR CREATECH PARA STRAUMANN® OPTA POR UNA SOLUCIÓN DE LA MÁXIMA CALIDAD PARA SU PACIENTE

#### Benefíciense de la garantía combinada de Createch y Straumann

Las restauraciones Createch sobre implantes Straumann incorporan la conexión Straumann original. Su ventaja es la garantía de 10 años\* ofrecida por Createch para la estructura protésica. Además, al restaurar implantes Straumann con una solución Createch, también disfruta de garantía de por vida (plus)\*\* en los implantes Straumann.

#### Disfrute de la garantía de Createch al restaurar otros sistemas de implantes

Createch ofrece una garantía de 10 años en estructuras protésicas compatibles para otros sistemas de implantes. Además, Createch reembolsa el coste del implante de reemplazo si el fabricante del implante original rechaza su garantía debido a la combinación con un producto Createch.\*



\*para obtener más información, consulte los términos y condiciones de Createch.

\*\*para obtener más información, consulte los términos y condiciones de Straumann.

## UN INICIO DE SESIÓN, FLEXIBILIDAD TOTAL

Visite [www.Createchmedical.com](http://www.Createchmedical.com) para:

- Crear un ID de usuario
- Descargar la biblioteca Createch
- Crear casos
- Elegir la línea de flujo de trabajo preferida
- Supervisar el historial de su caso
- Solicitar recogida por DHL

### Opción "Línea Service"

Proporciona una serie de servicios a laboratorios con escáner:

- Formación y consultoría para el laboratorio
- Optimización del escáner
- Incorporación de nuestras soluciones Createch
- Fresado de alta precisión

Pasos:

- Escanee y diseñe la estructura en su sistema de CAD preferido
- Asegúrese de que se utilicen los cuerpos de referencia correctos
- Cree y cargue el caso
- Envíe el modelo físico para un escaneo de precisión
- Cree un botón DHL para la orden de recogida
- Imprima el albarán
- Deje pasar 5 días de tiempo de entrega (3 días de procesamiento\* más el tiempo de envío dependiendo de la opción de envío elegida)

### Opción "Línea Excellence"

Para los que no trabajan digitalmente y desean el servicio completo:

- Medición de los implantes
- Diseño de las estructuras
- Simulación mediante cálculo por elementos finitos
- Fresado utilizando la tecnología más avanzada

Pasos:

- Cree el caso
- Envíe la estructura o el mock-up físico, incluyendo el modelo que desea procesar
- Cree un botón DHL para la orden de recogida
- Imprima el albarán
- Deje pasar 7 días de tiempo de entrega (5 días de procesamiento\* más el tiempo de envío dependiendo de la opción de envío elegida)

\*El procesamiento comienza tan pronto como Createch recibe todos los componentes e información necesarios







## Excelencia personalizada: Máxima flexibilidad

### SOLUCIONES A MEDIDA PARA LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Createch para Straumann® le ofrece toda la flexibilidad que necesita para restaurar de forma óptima su caso protésico con una solución exclusiva hecha a medida, independientemente de lo sencilla o compleja que sea. No solo puede elegir si desea restaurar su caso a nivel de implante o pilar, sino que también puede optar por atornillamientos angulados, con hasta 25° de divergencia, para que el orificio de salida del tornillo quede en una posición favorable. Además, Createch para Straumann® también le ofrece la posibilidad de resolver casos con implantes Straumann u otros sistemas de implantes.



Par requerido en Newton centímetros (Ncm) para su restauración Createch

Puente, nivel de implante, canal recto	35 Ncm
Puente, nivel de pilar, chimenea recta	15 Ncm
Puente, nivel de implante o pilar, chimenea angulada	15 Ncm





En caso de que necesite cuerpos de referencia sobre plataformas que no sean de Straumann, póngase en contacto con su representante local de Straumann para obtener ayuda.



## Digitalice su caso:

Elija entre una lista de cuerpos de referencia disponibles al restaurar casos de implantes Straumann



Tissue Level: a nivel de implante

Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono\*

NNC	 048.173
RN	 048.168
WN	 048.169



Bone Level: a nivel de implante



Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono\*

NC	 025.2915
RC	 025.4915













Bone Level: a nivel de pilar  
(sobre pilares atornillados Straumann®)

Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono\*

Ø 3,5 mm	 025.0000
Ø 4,6 mm	 025.0001

# Máxima precisión: Alta calidad y gran precisión de ajuste en todas sus restauraciones

	Híbridas			Soluciones telescópicas		
Restauraciones atornilladas Createch*						
	Híbrida	Pilar híbrido	Básica híbrida	Telescópica removible	Telescópica anatómica removible	Telescópica híbrida
Restauración a nivel de implante	×	×	×	×	×	×
Restauración a nivel de pilar*	×	×	×	×	×	×
<b>Material</b>						
Cromo cobalto			×			
Titanio de grado 5	×	×	×	×	×	×

	Barras					
Restauraciones removibles Createch						
	Barra Createch	Barra Dolder®	Barra LOCATOR®	Barra Preci-Vertex®		
Forma						
Restauración a nivel de implante	×	×	×	×	×	×
Restauración a nivel de pilar*	×	×	×	×	×	×
Material						
Cromo cobalto	×	×	×	×	×	×
Titanio de grado 5	×	×	×	×	×	×

× = disponible

## Información adicional

\* restauraciones disponibles a nivel de pilar para las plataformas siguientes:  
Straumann® Multibase, Straumann® pilar atornillado, synOcta® 1.5

Puede que Createch no esté disponible en todos los países.





Puentes atornillados		
		
Telescópica anatómica híbrida	Puente de arcada completa	Puente atornillado con soporte gingival
×	×	×
×	×	×
	×	×
×	×	×



## **International Headquarters**

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

Dolder® es una marca comercial registrada de Prof. Eugen Dolder, con licencia exclusiva concedida a Cendres + Métaux Holding SA, Suiza.  
Preci-Vertex® es una marca comercial registrada de Alphadent N.V., Bélgica.

© Institut Straumann AG, 2017. Todos los derechos reservados.

Straumann®, y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.