


Straumann® n!ce®
Cerámica vítrea completamente
cristalizada.
n!ce® a su disposición.



lithium
Li
6.941
silicium
Si
28.085
oxygen
O
15.999



Hola, Paul:
¿Has probado n!ce?
Es la nueva cerámica
vítrea de Straumann.
¡Acabé mucho más rápido!
Linda ;-)

Innovación constante para mejorar los resultados de los pacientes.

Durante más de seis décadas, Straumann® ha contribuido significativamente al progreso en el ámbito de la implantología dental. A través de la innovación pionera, hemos redefinido los límites de lo posible para los odontólogos y sus pacientes.

Hemos aprovechado nuestra experiencia para desarrollar un nuevo material de cerámica vítrea: nice®. Nuestro enfoque innovador combina nuevos materiales biocompatibles y de aspecto atractivo para crear bloques de fresado novedosos y completamente cristalizados para odontólogos.

- | | | |
|--------------|---|--|
| FRESADO | 1 | Se puede llevar a cabo el procesamiento con las series C y M de Straumann® o con cualquier otro sistema CAD/CAM. |
| PULIDO | 2 | Se puede conseguir un acabado muy brillante y natural de manera rápida y sencilla. |
| ASENTAMIENTO | 3 | Simplemente asiente la restauración con fijación adhesiva. El resultado es una restauración muy estética y de aspecto natural. |

Hola, Linda:

Increíble. Puedes fresar, pulir y fijar para conseguir un rendimiento superior de manera rápida y sencilla.

Paul :-)



Cumpla y supere las expectativas de los pacientes. Aproveche la mayor comodidad y el ahorro de tiempo que ofrece.

Como indica su nombre, nice® es agradablemente sencillo y muy fiable. Nuestros bloques de cerámica vítrea le permiten beneficiarse de la garantía de calidad, del plazo de entrega más corto y la eficacia superior de Straumann.

También puede sacar partido de una mayor satisfacción de los paciente, ya que la cerámica vítrea nice® restaura el aspecto natural de los pacientes y le permite confiar en la fiabilidad de las restauraciones dentales realizadas con un material CAD/CAM respaldado por la marca Straumann®. Nuestro material de alta calidad y completamente cristalizado garantiza un ajuste preciso con líneas de margen muy suaves, en combinación con una solidez y una longevidad que se sienten cómodas y naturales.



La gama nice® es la nueva solución de cerámica vítrea de alta tecnología de Straumann® que ofrece restauraciones rápidas y estéticas y cumple las expectativas de pacientes y odontólogos.

Mejore significativamente su flujo de trabajo dental.

Nuestros bloques de fresado completamente cristalizados están diseñados especialmente para el fresado de coronas (incluidas las coronas pilar híbridas), coronas parciales, *inlays*, *onlays* y carillas.

El material puede recortarse, pulirse y ajustarse sin necesidad de más cocción para la cristalización, lo cual se traduce en un ahorro considerable de tiempo y esfuerzo.

EXCLUSIVA CERÁMICA
VÍTREA PATENTADA,
DESARROLLADA Y FABRICADA
POR STRAUMANN®

Un acabado superficial natural.
Con n!ce[®], es agradable sacar
una sonrisa.

ASPECTO NATURAL CON
UNA GRAN SOLIDEZ Y
LONGEVIDAD

La gama de cerámica vítrea n!ce[®] no requiere invertir más capital en *hardware* o *software*, ya que el material se puede procesar fácilmente con un equipo de fresado estándar.

La consistencia única del material n!ce[®] facilita el fresado y la manipulación. Gracias a la suavidad del acabado superficial y las líneas de margen, el elemento fresado se puede pulir simplemente para conseguir una restauración muy brillante. Puede fresar, pulir o fijar las restauraciones sin necesidad de más cocción para la cristalización. Los finos cristales de cerámica vítrea cumplen los más altos requisitos estéticos y son particularmente fáciles de utilizar y seguros de procesar.

Dedique menos tiempo a fresar
y más tiempo a sonreír.

; -)





n!ce® es una cerámica de aluminosilicato de litio reforzada con disilicato de litio y certificada según la norma ISO 6872:2015, tipo II, clase 2. La gama n!ce® dispone de dos grados de translucidez: alta translucidez (HT) y baja translucidez (LT). Los dos grados de translucidez disponen de los tonos siguientes: blanco, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B4, C2 y D2 para adecuarse perfectamente a los tonos de la guía dental VITA.

Las restauraciones n!ce® pueden asentarse con adhesivo o con cementación autoadhesiva. Se pueden pulir sin más o someterlas a tinción y glaseado si se desea una caracterización más marcada.

PROPIEDADES

Descripción	Valor
Resistencia a la flexión [MPa]*	350 ± 50
CTE (100 - 500 °C) [10 ⁻⁶ K ⁻¹]*	7,1 ± 0,5

* Según la norma ISO 6872.

Straumann® trabaja en estrecha colaboración con dentistas y laboratorios dentales en un esfuerzo constante por optimizar las tecnologías, los sistemas y los materiales actuales para ayudar a mejorar el tratamiento con restauración protésica.



Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener más información sobre la gama de materiales n!ce®.

International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2020. Todos los derechos reservados.

Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.