

SOLUCIONES DIGITALES STRAUMANN® CARES®

Fabricación centralizada Straumann®
Guías quirúrgicas y modelos
impresos en 3D.



Adquisición
de datos

Planificación

Cirugía

Impresión

Diseño

Fabricación

Pos-
procesado

Restauración
final

Guías quirúrgicas y modelos impresos en 3D


- Ahora puede solicitar modelos impresos en 3D directamente desde la Fabricación centralizada Straumann a través de Straumann® CARES® o bien utilizando 3Shape Connectivity y guías quirúrgicas impresas en 3D a través de coDiagnostiX®.
- También puede enviar datos de escaneo a CARES® Scan & Shape y nosotros diseñaremos e imprimiremos los modelos impresos en 3D.
- La Fabricación centralizada Straumann garantiza la precisión, la calidad y un flujo de trabajo completamente validado.

FLUJO DE TRABAJO



Fabricación centralizada Straumann



Flujo de trabajo validado:






MODELOS IMPRESOS EN 3D

- Los modelos impresos en 3D se pueden personalizar con una máscara gingival y cuñas removibles; en una solución de cuadrantes o de arcada completa, con o sin análogos reposicionables* según el diseño




usted nos envía el diseño, nosotros le enviamos la solución completa



GUÍAS QUIRÚRGICAS IMPRESAS EN 3D

- Las guías quirúrgicas impresas en 3D se suministran con el casquillo en T de Straumann Group



PRÓXIMAMENTE DISPONIBLES
CASQUILLOS NEODENT Y MEDENTİKA
PARA CIRUGÍA GUIADA

* Hay disponibles análogos de implante reposicionables Straumann, Neodent y Medentika

Modelos impresos en 3D*

Artículo	Descripción
010.4022	Modelo impreso en 3D, Cuadrante
010.4023	Modelo impreso en 3D, Arcada completa
010.4024	Modelo impreso en 3D, Cuadrante con cuñas
010.4025	Modelo impreso en 3D, Cuadrante con máscara gingival
010.4026	Modelo impreso en 3D, Cuadrante con cuñas y máscara gingival
010.4027	Modelo impreso en 3D, Arcada completa con cuñas
010.4028	Modelo impreso en 3D, Arcada completa con máscara gingival
010.4029	Modelo impreso en 3D, Arcada completa con cuñas y máscara gingival

Guías quirúrgicas impresas en 3D*

N.º de artículo	Artículo
010.4021	Guía quirúrgica, modelo impreso en 3D
010.6121	Casquillo en T guiado, altura 6 mm, Ø 2,8 mm
010.6122	Casquillo en T guiado, altura 6 mm, Ø 2,2 mm
010.6123	Casquillo en T guiado, altura 5 mm, Ø 5 mm
010.6124	Perno de fijación de guía, Ø 1,3 mm
010.6125	Casquillo T para espiga de fijación para plantilla
010.6198	Casquillo en T, autobloqueante, Ø 5 mm, H5, guiado

*Para conocer la disponibilidad consulte con su representante local.



490.383/es/C/00 09/19

International Headquarters

Institut Straumann AG
 Peter Merian-Weg 12
 CH-4002 Basel, Switzerland
 Phone +41 (0)61 965 11 11
 Fax: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos los derechos reservados.

Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.

