

SOLUCIONES DIGITALES STRAUMANN® CARES®


Soluciones digitales Straumann® CARES® > Escáner intraoral

Soluciones digitales integradas CARES®

Escáner intraoral

3Shape TRIOS®

Revoluciona tu consulta



3shape 

 **straumann**

Escáneres intraorales 3Shape TRIOS®

Como parte de las soluciones CARES® totalmente validadas, Straumann ofrece el 3Shape TRIOS®.

- Un escáner intraoral sin polvo con salida 3D y colores realistas de alta precisión
- Con 'AI Scan' se pueden eliminar los tejidos blandos no deseados para agilizar la toma de impresiones
- Mediante la medición del tono de los dientes y el registro del propio movimiento de la mandíbula del paciente, se obtiene el mejor resultado restaurativo del laboratorio
- Disfruta de la libertad de escanear sin cables




3Shape TRIOS® 3

- La solución básica de escaneo intraoral
- Formato de datos STL abierto
- Utiliza el escáner para registrar los propios movimientos de la mandíbula del paciente para obtener el mejor resultado restaurativo
- Diseña una nueva sonrisa en minutos
- Simula una propuesta de resultado del tratamiento



3Shape TRIOS® 4

- Ayuda al diagnóstico de caries*
- Puntas inteligentes: se calientan al instante
- Formato de datos STL abierto
- Compara los escaneos del pacientes tomados a lo largo del tiempo para obtener una perspectiva de los cambios reales en la dentición



AYUDA AL DIAGNÓSTICO DE CARIES*

El primer escáner intraoral del mundo con detección digital de posibles caries superficiales e interproximales** sin necesidad de un dispositivo de escaneo adicional.



PUNTAS INTELIGENTES

Nueva generación de puntas con tecnología de calor instantáneo para que estés listo para escanear en segundos, y que permite un 30% más de duración de la batería. Además de una punta exclusiva que ayuda en la detección de la caries interproximal.**

* Ayuda para el diagnóstico de caries no autorizada por la FDA para uso clínico en los Estados Unidos.

** Próximamente, ayuda a la detección de posibles caries interproximales mediante escaneo por infrarrojos.





Solución 3Shape TRIOS® Design Studio

ODONTOLOGÍA EN EL MISMO DÍA ABIERTA, SENCILLA Y FLEXIBLE

Incorpora 3Shape TRIOS Design Studio® a tu escáner intraoral 3Shape TRIOS® y consigue una completa solución CAD/CAM de odontología en el mismo día que te permite diseñar y fresar fácilmente en tu propia consulta. Escanea y diseña coronas, *inlays*, *onlays*, carillas y coronas de implante con una conexión directa a Straumann® CARES® C Series en un flujo de trabajo paso a paso. Además, dispones de la opción "enviar al laboratorio" para indicaciones más avanzadas.



1. Elige tu escáner



TRIOS 4



TRIOS 3

Disponible con empuñadura tipo bolígrafo y mango



TRIOS 3 Basic

Disponible solo en versión con empuñadura tipo bolígrafo con cable

2. Elige tu conexión



Inalámbrico
Opcional para TRIOS 4 y TRIOS 3



Con cable

3. Elige tu configuración



MOVE



Soporte
Disponible con TRIOS 3 Basic y TRIOS 3



Pod

Generación de escáner		TRIOS 4	TRIOS 3	TRIOS 3 Basic
Características del escáner	Inalámbrico	x	x	N/D
	AI scan	x	x	x
	Precisión 3Shape	x	x	x
	Colores realistas y medición de tono	x	x	x
	Puntas inteligentes	x	N/D	N/D
	Ayuda al diagnóstico de caries*	x	N/D	N/D
Software y aplicaciones	TRIOS Patient Monitoring	x	x	Actualización a TRIOS 3
	TRIOS Treatment Simulator	x	x	Actualización a TRIOS 3
	Smile Design	x	x	Actualización a TRIOS 3
	TRIOS Patient Specific Motion	x	x	Actualización a TRIOS 3
	Aplicaciones para la consulta	Opción complementaria	Opción complementaria	Opción complementaria

* La ayuda al diagnóstico de caries para la detección de posibles caries interproximales está prevista en la UE para 2020.

Straumann y 3Shape: evolución conjunta de la odontología

Los odontólogos y los técnicos de laboratorio ahora pueden beneficiarse de la estrecha colaboración entre Straumann y 3Shape para obtener soluciones extremadamente competitivas y atractivas. Las dos compañías se han asociado para ofrecer una amplia variedad de flujos de trabajo digitales validados e integrados entre sus sistemas.

490.349/es/B/00 08/19

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.

