













Opciones Straumann® CARES® para Straumann® Pro Arch

	Barras				Puentes			
	un componente		dos componentes		un componente		dos componentes	
	Nivel del implante	Nivel del pilar sobre Pilar SRA	CARES® X-Stream™		Nivel del implante	Nivel del pilar sobre Pilar SRA	CARES® X-Stream™	
Restauraciones atornilladas CARES®								
	Barra atornillada avanzada	Barra atornillada básica	Barra atornillada básica	Barra atornillada avanzada	Puente	Puente a contorno completo	Puente	Puente a contorno completo
Forma					-	-	-	-
CARES® X-Stream™								
sobre casquillo Variobase® (sobre Pilar SRA)					×	×		×
sobre pilar Variobase®					×	×		×
Material								
coron®	×	×	×	×	×	×	(×)	(×)
Titanio de grado 4	×	×	×	×	×	×	(×)	(×)
zerion® LT					×	×		(×)
3M™ ESPE™ Lava™ Plus zirconia					×	×		×
Katana ML zirconia					×	×		×
polycon® ae								(×)

× = disponible

(×) = disponible, aunque no se suele utilizar en esta indicación

SRA = Screw-retained Abutment

Información adicional

- Las barras y puentes Straumann® CARES® están disponibles a través de Straumann® CARES® Visual y de Dental Wings
- El servicio Straumann® Scan &Shape para barras y puentes atornillados solo está disponible en EE UU
- restauración de un componente = conexión directa de la estructura al implante, o atornillada al pilar
- restauración de dos componentes = componente adicional (Variobase®) conectado a la estructura

Opciones Straumann® CARES® para casos edéntulos

Barras						
una pieza/dos piezas (indicado con x entre paréntesis)						
Restauraciones removibles CARES®						
	Barra Dolder® en forma de U	Barra Dolder® en forma ovoide	Barra Ackerman®	MP Clip®	Barra redonda	Barra fresada
Forma						
Restauración a nivel del implante	×	×	×	×	×	×
Restauración a nivel del pilar (sobre Pilar SRA)	×	×	×	×	×	×
CARES® X-Stream™						
sobre casquillo Variobase® (sobre Pilar SRA)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
sobre pilar Variobase®	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
Material						
coron®	×	×	×	×	×	×
Titanio de grado 4	×	×	×	×	×	×
zerion® LT						
3M™ ESPE™ Lava™ Plus zirconia						
polycon® ae						

× = disponible

(×) = disponible, aunque no se suele utilizar en esta indicación

SRA = Screw-retained Abutment

Opciones Createch para Straumann® Pro Arch

	Soluciones híbridas			Soluciones telescópicas				Puentes atornillados	
Restauraciones atornilladas Createch*									
	Híbrida	Pilar híbrido	Híbrida básica	Telescópica removible	Telescópica anatómica removible	Telescópica híbrida	Telescópica anatómica híbrida	Puente de arcada completa	Puente atornillado con soporte gingival
Forma	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restauración a nivel del implante	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Restauración a nivel del pilar*	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Material									
Cromo cobalto	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Titanio de grado 5	×	×	×	×	×	×	×	×	×

	Barras			
Restauraciones removibles Createch				
	Barra Createch	Barra Dolder®	Barra LOCATOR®	Barra Preci-Vertex®
Forma				
Restauración a nivel del implante	×	×	×	×
Restauración a nivel del pilar*	×	×	×	×
Material				
Cromo cobalto	×	×	×	×
Titanio de grado 5	×	×	×	×

Opción Createch para casos edéntulos

× = disponible
 (X) = disponible, aunque no se suele utilizar en esta indicación

Información adicional

* Restauraciones disponibles a nivel del pilar para las plataformas siguientes: Straumann® Multibase, pilar atornillado Straumann®, synOcta® 1,5

Createch puede no estar disponible en todos los países

Dolder® es una marca registrada del Prof. Eugen Dolder, utilizada bajo licencia exclusiva por Cendres + Métaux Holding SA, Suiza. Barra Ackermann® y MP-Clip® son marcas registradas utilizadas bajo licencia por Cendres + Métaux Holding SA, Suiza. LOCATOR® es una marca registrada de Zest IP Holdings LLC, EE UU. Preci-Vertex® es una marca registrada de Alphadent N.V., Bélgica.

International Headquarters, Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12

© Institut Straumann AG, 2016. Todos los derechos reservados.
 Straumann® y las demás marcas comerciales y logotipos de Straumann® mencionados en el presente folleto son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG o sus filiales.