










Opciones de restauración CARES® X-Stream™

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MATERIALES

- 1 Los puentes y barras están disponibles con hasta 10 conexiones implante-pilar.
- 2 Punte molar no incluido
- 3 No disponibles para barras
- 4 Solo disponible para barras fijas
- 5 No disponible para NNC y WN
- 6 No disponibles para NNC
- 7 Restauraciones solo disponibles sin orificio para el canal del tornillo
- 8 Restauraciones solo disponibles con orificio para el canal del tornillo

		Opciones de reemplazo de dientes									
		Contorno completo o estructuras para un solo diente, puentes y barras									
		Cerámica					Metal		Polímero		
		nIce®	IPS e.max® CAD	zerion® UTML ^{2,3}	zerion® ML	3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirconia ⁴	zerion® ⁴	coron®	ticon®	polycon® ae ³	
PURE Ceramic	Implante monotipo		Pieza unitaria	Pieza unitaria		Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	
	Pilares CARES®, dióxido de circonio ^{5,6}		Pieza unitaria	Pieza unitaria	≤ 3 unidades	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa		Arcada completa	
Pilares CARES®	Pilar CARES®, titanio ^{6,7}		Pieza unitaria	Pieza unitaria	≤ 3 unidades	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	
	Pilar CARES®, CoCr ^{6,7}		Pieza unitaria	Pieza unitaria	≤ 3 unidades	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	
	Variobase® para corona		Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria		Pieza unitaria
Variobase®	Variobase® para corona SA ⁸				Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria	Pieza unitaria		Pieza unitaria
	Variobase® para puentes/barras				≤ 3 unidades	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa
	Variobase® para casquillos para puentes/barras para pilares atornillados ⁸				≤ 3 unidades	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa
	Variobase® para puentes/barras, cilindricos ⁸				≤ 3 unidades	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa
	Variobase® para casquillos cilindricos para puentes/barras para pilares atornillados ⁸				≤ 3 unidades	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa	Arcada completa
	Pilares en stock	Pilares cementables BL		Pieza unitaria	Pieza unitaria	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades
Pilares cementables TL synOcta®			Pieza unitaria	Pieza unitaria	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades	≤ 3 unidades

Nombre		Material	Tonos
n!ce®		Cerámica de aluminosilicato de litio reforzada con disilicato de litio	12 tonos
IPS e.max® CAD		Disilicato de litio	45 tonos
zerion® UTML ^{3,4}		Dióxido de circonio multicapa ultratranslúcido	4 tonos VITA y 1 tono Bleach
zerion® ML ⁵		Dióxido de circonio multicapa altamente translúcido	3 tonos
3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirconia ⁵		Dióxido de circonio altamente translúcido	16 tonos VITA y 2 tonos Bleach
zerion® ⁵		Dióxido de circonio de baja translucidez	9 tonos
coron®		Cromo cobalto	n/d
ticon®		Titanio de grado 4	n/d
polycon® ae ⁴		PMMA	5 tonos

Nota:

La aplicación y la disponibilidad de los materiales pueden variar entre países. Póngase en contacto con su delegado local para obtener una visión detallada de las aplicaciones y líneas protésicas disponibles.

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

3M™, ESPE™ y Lava™ son marcas comerciales de 3M o 3M Deutschland GmbH.
Utilizadas bajo licencia en Canadá. IPS e.max® es una marca comercial registrada de Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
VITA® es una marca comercial registrada de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Alemania.

© Institut Straumann AG, 2018. Todos los derechos reservados.

Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.