

Straumann® CARES® X-Stream™

Plus qu'efficace.

Un gain de temps X-Stream.




 **straumann**  
simply doing more

# Straumann® CARES® X-Stream™

## QU'EST-CE QUE CARES® X-STREAM™ ?

CARES® X-Stream™ est un workflow CFAO extrêmement efficace vous permettant de gagner du temps lors de la création à la fois de la partie secondaire et de la restauration correspondante (couronne, bridge ou prothèse hybride), grâce à un processus unique simplifié. Commencez par concevoir la restauration puis confiez au logiciel la conception de ce qui se trouve au-dessous. Les deux parties sont ensuite usinées simultanément puis envoyées dans un seul et même colis.



## VOS AVANTAGES

- **Efficacité :** Vous souhaitez que la productivité et l'efficacité de votre activité passent à la vitesse supérieure ? Epargnez-vous jusqu'à 50% du workflow comparé à un processus CFAO traditionnel.
- **Précision :** Vous en avez assez de devoir contrôler l'ajustement ? Notre centre de fraisage accrédité réalise l'ajustement qu'il vous faut.
- **Flexibilité :** Monolithique ou armature ? Choisissez les parties secondaires, matériaux et techniques correspondant à vos exigences professionnelles.
- **Connectivité :** Vous n'avez pas de scanner Straumann ? Utilisez l'un des systèmes de nos partenaires ou bénéficiez du service CARES® Scan & Shape<sup>1</sup>.
- **Qualité :** La connexion originale Straumann® garantit un ajustement parfait avec les implants Straumann.

<sup>1</sup> Le service CARES® Scan & Shape n'est pas disponible dans tous les pays. Vérifier auprès d'un représentant local pour de plus amples informations.

# Aperçu des produits

## MATERIAUX



**3M™ ESPE™ Lava™ Plus**  
*Des résultats esthétiques remarquables grâce à des teintes naturelles et une belle translucidité*



**zerion®**  
*Dioxyde de zirconium faiblement translucide pour des armatures extrêmement stables*



**IPS e.max® CAD**  
*Restaurations tout céramique pour de bons résultats esthétiques*



**coron®**  
*Armatures en cobalt-chrome: procédure de revêtement comparable à celle des alliages de coulée nobles*



**ticon®**  
*Armatures en titane extrêmement fiables et précises*



**polycon® ae<sup>2</sup>**  
*Restaurations temporaires en PMMA au volume définitif pour une grande efficacité*

## PARTIES SECONDAIRES



**Partie secondaire CARES®, céramique (ZrO<sub>2</sub>)**  
*Pour des restaurations unitaires et plurales personnalisées et remarquablement esthétiques*



**Variobase® pour couronne**  
*Pour des restaurations unitaires efficaces*



**Partie secondaire CARES®, titane**  
*Pour des restaurations unitaires et plurales personnalisées*



**Variobase® pour bridge/barre**  
*Pour des restaurations plurales efficaces*



**Coiffe Variobase® pour bridge/barre**  
*Pour des restaurations plurales efficaces sur parties secondaires vissées*

<sup>2</sup> peut être utilisé en association à toutes les parties secondaires (pour restaurations unitaires et plurales)

## **National Distributor**

Institut Straumann AG  
Straumann Suisse  
Peter Merian-Weg 12  
Case postale  
CH-4002 Bâle  
[www.straumann.ch](http://www.straumann.ch)

## **Conseil clientèle / acceptation des commandes**

Tél. CARES® : 0800 810 816  
E-mail : [cad-cam.ch@straumann.com](mailto:cad-cam.ch@straumann.com)

3M™, ESPE™ et Lava™ sont des marques commerciales de 3M Company ou 3M Deutschland GmbH. Utilisé sous licence au Canada. IPS e.max® est une marque déposée d'Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

© Institut Straumann AG, 2015. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.